

# Aquasil Putty DECA™

## Vinyl Polysiloxane Impression Material for Dynamic Mixing

Material für dynamisches Mischen auf der Basis von  
Vinylpolysiloxan

Matériau à empreintes vinylpolysiloxane pour machines de  
mélange automatique

Materiale da impronta polivinilsilossano per miscelazione  
dinamica

Material de Impresión de Vinil Polisiloxano para máquina de  
mezclado

Material de Impressão de mistura Dinâmica á base de Vinil  
Polisiloxano

Vinylpolysiloxan Avtrycksmaterial för Dynamisk Blandning

Vinyl Polysiloxaan Afdruk Materiaal voor Automatische  
Menging

Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa do automatycznego  
mieszania

A-silikone aftryksmateriale til dynamisk blandning

Βινυλπολυσιλζάνη για αποτύπωση δυναμικής μείζης

Vinylpolysiloksan Avtrykksmateriale for Dynamisk Blandning

Vinilo polisiloksano medžiaga dinaminiam maišymui

Instructions for Use_____	English	2
Gebrauchsanweisung _____	Deutsch	9
Mode d'emploi _____	Français	16
Istruzioni per l'uso_____	Italiano	23
Instrucciones de uso _____	Español	30
Instruções de utilização _____	Português	36
Bruksanvisning _____	Svenska	43
Gebruiksaanwijzing_____	Nederlands	50
Instrukcja użytkowania_____	Polski	57
Brugsanvisning _____	Dansk	64
Οδηγίες χρήσης _____	Ελληνικά	71
Bruksanvisning _____	Norsk	78
Naudojimo instrukcijos_____	Lietuvių k.	85

# Aquasil Putty DECA™

## Vinyl Polysiloxane Impression Material for Dynamic Mixing

CAUTION: For dental use only.  
USA: Rx only

Content	Page
<b>1 Product Description</b> .....	<b>2</b>
<b>2 General Safety Notes</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Step-by-step Instructions</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Hygiene</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Lot number and expiration date</b> .....	<b>8</b>

## 1 Product Description

Aquasil Putty DECA™ is a **hydrophilic base impression material** consisting of addition curing vinyl silicones. The mixing ratio is 5 volumes base paste and 1 volume catalyst paste.

Aquasil Putty DECA™ cartridges can be used with suitable mixing machines.

Aquasil Putty DECA™ shows **hydrophilic properties** and is compatible with the hydrophilic Aquasil® Ultra syringe materials and moist surfaces. Therefore it yields an exact reproduction of subgingival areas and other moist surfaces.

Aquasil Putty DECA™ meets the requirements of **ISO 4823** (2000), **type 0** (putty consistency).

### 1.1 Delivery forms

Aquasil Putty DECA™ is available in 5:1 DECA™ delivery.

### 1.2 Composition

- Vinyl siloxane
- Hydrogen siloxane
- Silica
- Paraffine

### 1.3 Indications

- Aquasil Putty DECA™ is designed as a firm tray material suitable for: all tooth, implant (closed flap) or tissue impression techniques.
- Aquasil Putty DECA™ is a very high viscosity type impression material with ideal mechanical properties as tray material for the putty/wash technique.
- It may also be used as tray material for the Dual phase one step quadrant arch, double arch or full arch impression technique (double mix technique) with Aquasil® Ultra LV or XLV Impression Materials.

Classification ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Putty consistency
<b>Total Working Time (23 °C/74 °F)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Recommended time in mouth</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisation shrinkage after 24 h	0.05-0.3%
Elastic Recovery	≥ 98.8%
Strain in compression	2.3-3.3%
Mixing ratio by volume (DECA™ delivery)	5 parts base to 1 part catalyst

Data on File.

## 1.4 Contraindications

None known.

## 2 General Safety Notes

Be aware of the following general safety notes and the special safety notes in other chapters of these instructions.

### 2.1 Warnings

1. Avoid prolonged or repeated exposure of Aquasil Putty DECA™ with skin and eyes. Irritation and possible corneal damage may result. Skin rash, oral mucosa irritation, or other allergic reactions may result in susceptible individuals. Do not take internally.  
 Eye and Skin Contact: Flush eyes with flowing water for 15 minutes and consult a physician. Flush skin with flowing water for 15 minutes, then wash area with soap and water after contact. Flush oral tissues with copious amounts of water. Consult a physician if rash persists.  
 Ingestion: Do not swallow or take internally. If accidental swallowing occurs, drink lots of water. This material is not hazardous when small quantities are ingested. Larger quantities may cause bowel obstruction. Seek medical attention in the event of digestive irregularities.
2. Do not use Aquasil Putty DECA™ as a temporary reliner. Use of the material in this manner may cause irritation to the oral mucosa. If symptoms occur discontinue use immediately. If irritation does not subside consult a physician.

### 2.2 Precautions

1. This product is intended to be used only as specifically outlined in the Instructions for Use. Any use of this product inconsistent with the Instructions for Use is at the discretion and sole responsibility of the practitioner.
2. Aquasil Putty DECA™ should not be intermixed with, or used in conjunction with, other manufacturer's vinyl polysiloxanes. Aquasil Putty DECA™ should not be intermixed with, or used in conjunction with, polyether, polysulfide or conventional (condensation cured) silicones.
3. Insufficient data exist to support the use of Aquasil Putty DECA™ for impressions on exposed bone. Aquasil Putty DECA™ should only be used on or around intact mucosa.
4. Allow Aquasil Putty DECA™ to reach room temperature prior to use. Higher temperatures reduce work times and laboratory bench set times (faster), lower temperatures increase them (slower). Clinically, intraoral set time (Mouth Removal Time) is unaffected within the range of allowable storage and initial mixing temperatures.

5. To obtain optimum physical properties, the mix should be completely homogeneous (streak free).
6. Do not contaminate retraction cords with latex or “sulfur-containing” polymeric gloves. Handle cords with college pliers. Do not touch prepared tooth with gloves.
7. Use of some hand soaps and lotion can lead to interference with setting reaction. Contamination may accumulate on the surface of the skin and may not easily wash off. Non-latex gloves worn during mixing will avoid this possibility.
8. If the preparation is treated with hydrogen peroxide, rinse with copious amounts of water before making the impression.
9. Aquasil Putty DECA™ should be used with suitable impression trays pretreated with tray adhesive (**see Step-by-Step Instructions**). Refer to tray adhesive manufacturer’s Instructions for Use for compatibility.
10. Material should extrude easily: **DO NOT USE EXCESSIVE FORCE**. Excessive pressure may result in unanticipated extrusion of the material or cause cylinder rupture.

### 2.3 Storage conditions

Store Aquasil Putty DECA™ at temperatures between 10-25 °C/50-77 °F. Allow material to reach room temperature prior to use. Working time is affected by temperature (**see Precautions, Step-by-Step Instructions**). Protect from moisture. Do not freeze. Do not use after expiration date.

### 2.4 Adverse Reactions

1. Corneal damage may result with prolonged eye exposure to the impression material (**see Warnings**).
2. Allergic contact dermatitis, oral mucosa irritation, and other allergic reactions may occur in susceptible individuals (**see Warnings and Precautions**).
3. Skin irritation may result from direct exposure and skin defatting from prolonged exposure (**see Warnings and Precautions**).
4. Bowel obstruction or other digestive distress may result from ingestion of mixed impression material (**see Warnings**).

### 3 Step-by-Step Instructions

#### Aquasil Putty DECA™ Loading Instructions

The cylinder fits the Duomix<sup>1</sup> and Pentamix 2<sup>1</sup> dynamic mixers. Carefully remove dispensing cylinders from the package.

**Note:** The cartridges cylinders are heavy and dropping may result in damage to the cylinders rendering it unusable.

**DECA™ Cylinder Loading:** Also refer to separate dynamic mixer manufacturer's instructions.

1. Firmly hold and support the full cylinder with dispensing nozzles up.
2. Grasp the tab on the cap in the dispensing nozzles and bend in an upward direction 90°. Do not place undue stress on tab.
3. Firmly grasp the tab with thumb and forefinger while supporting the cylinder and remove the cap from the cylinder. There will be some resistance to cap removal.  
**Note:** Do not drop the cylinder. The cylinder may break rendering it unusable.
4. Insert the cylinder into the dynamic mixer according to the instructions supplied by the manufacturer.
5. Following the machine manufacturer's instructions to dispense, press control button. Bleed the material from the two nozzles of cartridge. (This should be done prior to each use.) Wipe off the extruded material in a vertical direction to avoid cross contamination of the nozzles.  
**Note:** Discard the first 3 cm/1.18 in of impression material extruded from newly filled cartridges.
6. Install a supplied mixing tip on the extrusion nozzles following the machine manufacturer's instructions. (**Note:** Do not use other manufacturer's mix tips – they will not fit snugly and can cause material to leak from extrusion nozzles.)
7. If the mixing tip does not seat easily, be sure the internal central hex of the dynamic mix tip is aligned correctly with the drive shaft of the dynamic mixer.
8. Once the mixing tip is properly placed, place yellow nozzle locking ring over the mix tip and turn to the right (1/4 turn) until ring is locked in place.
9. Check whether the hexagonal drift shaft does engage when starting. The spiral in the mixing tip must rotate when starting.
10. Dispense the mixed base and catalyst into a suitable tray.
11. Immediately after dispensing, back the plungers of the machine off the cylinder to prevent continued pressure on the material and extrusion of excess material from the tip.
12. After disinfection, keep the used mixing tip in place until the next use to serve as a self-sealing cap. To remove the used mixing tip turn the bayonet ring anti-clockwise and draw it off.

#### Preparation of syringe/wash material

If using dual-phase technique, suitable Aquasil® Ultra syringe (wash) impression material in the cartridge or digit® Targeted Delivery System Unit Dose Dispensed delivery (available separately) may be selected and prepared for use according to the Instructions for Use.

---

<sup>1</sup> Not registered trademarks of Dentsply Sirona, Inc.

## Impression Techniques

### 3.1 Putty/wash technique

#### **Aquasil Putty DECA™ with Aquasil® Ultra LV or XLV Regular or Fast Set**

Due to the excellent flow characteristics it is recommended to choose Aquasil® Ultra XLV as the light body for the putty wash technique. Additionally, less material compared to traditional light bodies is used in order to obtain optimal results.

Beside common steps for the putty/wash technique take into account the special recommendations for the handling of Aquasil® Impression Materials mentioned below.

#### **Impression Taking**

1. Dispense Aquasil Putty DECA™ directly into impression tray from dynamic mixer. For the primary impression seat tray not later than **1 and 1/2 minutes** (working time at 23 °C or 74 °F) after extruding Aquasil Putty DECA™ onto the tray. Retain impression in position for a minimum of 3 minutes.
2. Remove, clean and prepare primary impression for the secondary impression.
3. Clean area to be duplicated with air water spray. Remove spray water.
4. Inject light body with cartridge system onto and around tooth preparations. Squeeze dispenser trigger with moderate and even pressure to begin mixing material. Material will stop flowing after trigger is released. It is suggested to syringe completely around preparation at the gingival margins twice, maintaining the syringe tip in the impression material. It is not necessary to blast with air for thinning out the material. Aquasil® Ultra LV and XLV Impression Material's hydrophilic properties improve adaptation to the tooth enabling better 'wetting'.
5. Syringe additional light body on remaining occlusal tooth surfaces and/or on prepared primary impression.
6. Seat tray within 2 minutes and 15 seconds after start of injecting Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set and 1 minute and 15 seconds after start of injecting Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set, respectively.
7. Aquasil® Impression Materials set faster in the mouth than on the bench. Retain impression in position for 5 minutes from start of mix for Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set and 3 minutes from start of mix for Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Prior to removal, make sure the impression is firm, resilient, and non-tacky.

The impression should be stored under normal room conditions (max. 25 °C or 78 °F). Used mixing tip will be left in place until next use.

### 3.2 Dual Phase one-step Technique: with a Rigid Tray or with Double Arch Technique.

**Technique Tip:** When using a dynamic mixer, it is highly recommended to utilize an assistant to assure simultaneous syringing and tray loading.

1. Select and/or prepare a suitable metal tray, a firm disposable tray or a custom tray. Use rigid trays of sufficient size to provide at least 2-3 mm thickness of impression material.
2. Brush a thin layer of tray adhesive following the tray adhesive manufacturer's Instructions for Use. Adhesive should be used even with perforated trays.
3. If there is any debris or blood, clean the field with air water spray.
4. Remove excess water with suction. Do not desiccate the tooth. Dry and isolate with cotton rolls.

#### **For syringe material:**

5. Attach an intraoral tip to the end of the mix tip for direct intraoral syringing from a cartridge or prepare digit® Targeted Delivery System Unit Dose Dispensed syringe. To simultaneously inject the syringe material and load the tray will require a chairside assistant.

#### **For tray material:**

- 6a. Dispense Aquasil Putty DECA™ material (assistant) directly into impression tray from the dynamic mixer. Do not layer the material or place it into rows. This technique ensures the least amount of air incorporation.
- 6b. Remove cotton rolls. It is suggested to simultaneously syringe (dentist) completely around the margins of the preparation/abutment, making sure to keep intraoral tip within impression material. Inject syringe material into any existing anatomy and continue syringing around the preparation(s)/abutment(s) until the preparation(s)/abutment(s) is completely covered with syringe material. Do not blast with air. Aquasil® Ultra Impression Material's hydrophilic properties improve adaptation to the tooth enabling better "wetting".
7. Seat loaded tray within 1 minutes and 10 seconds from time of first introduction of Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set intraorally and 35 seconds from time of first introduction of Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set intraorally. Retain impression in position until firmly set. (**Note:** The material sets faster in the mouth than on the bench.) Check impression in the mouth (not on the bench) to be sure it is firm, resilient, and non-tacky before removal. The Minimum Removal Time is 5 minutes from the start of mix when used with Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set, 4 minutes and 30 seconds from the start of mix when used with Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Higher temperatures reduce work times and lower temperatures increase them.
8. Remove impression by pulling slowly to break seal, then snap out along the long axis of the tooth. Rinse impression under cold water and blow dry.

## **4 Hygiene**

### **4.1 Cleaning**

The cylinders may be cleaned by scrubbing with hot water and soap or detergent. Excess material may be cleaned with alcohol-moistened gauze.

### **4.2 Disinfection**

Cylinders and used tips left in place on cylinders for storage should be disinfected with a hospital-level tuberculocidal disinfectant according to national and local regulations. Use impregnated wipes not sprays.

**Note:** Wipe cylinder GENTLY, vigorous wiping may destroy the label. Some phenolic-based agents and iodophor-based products may cause surface staining. Agents containing organic solvents, such as alcohol may tend to dissolve the plastic dispenser and plunger. The disinfectant manufacturer's instructions should be followed properly for optimum results.

**Technique Tip:** Unset Aquasil® Impression Material can be removed from clothing with dry cleaning solvent.

Clean and disinfect Dynamic Mixing Machine following machine manufacturer's instructions.

### **4.3 Disinfection of the Impression Material**

The impression should be disinfected with a hospital-level tuberculocidal disinfectant according to national and local regulations. Iodophors, sodium hypochlorite (5.25%), chlorine dioxide, and dual or synergized quaternary ammoniums are approved disinfectants. To disinfect polyvinyl siloxane material, thoroughly soak by spraying or immerse the impression in any recommended hospital level disinfectant except neutral glutaraldehyde for the contact time recommended by the disinfectant manufacturer for optimum results. Water-based disinfectant solutions are preferred.



#### 4.4 Casting and Electroplating

The impression should be removed from the disinfectant, rinsed with water and exposed to air to dry for at least the same amount of time it was exposed to the disinfectant solution before it is poured. The impression can be poured 30 minutes after removal from the mouth and up to fourteen days.

Impressions may be silver- or copperplated.

Do not store impression in direct sunlight. If the impression is to be shipped, use suitable packaging to preclude distortion. The material is compatible with a range of die stones.

#### 5 Lot number ( ) and expiration date ( )

1. Do not use after expiration date.  
ISO standard is used: "YYYY-MM" or "YYYY-MM-DD".
2. The following numbers should be quoted in all correspondence:
  - Reorder number
  - Lot number
  - Expiration date

© Dentsply France 2008-06-26

# Aquasil Putty DECA™

Material für dynamisches Mischen auf der Basis von Vinylpolysiloxan

WARNHINWEIS: Nur für den zahnmedizinischen Gebrauch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>1 Produktbeschreibung</b> .....	<b>9</b>
<b>2 Generelle Sicherheitshinweise</b> .....	<b>10</b>
<b>3 Arbeitsanleitung Schritt für Schritt</b> .....	<b>12</b>
<b>4 Hygiene</b> .....	<b>14</b>
<b>5 Chargennummer und Verfallsdatum</b> .....	<b>15</b>

## 1 Produktbeschreibung

Aquasil Putty DECA™ ist ein **hydrophiles Basisabformmaterial**, welches aus additivsnetztem Vinylsilikon besteht. Das Anmischverhältnis von Basispaste zu Katalysatorpaste beträgt 5:1.

Aquasil Putty DECA™ Kartuschen können mit entsprechenden Mischgeräten verarbeitet werden.

Aquasil Putty DECA™ zeigt **hydrophile Eigenschaften** und ist mit dem hydrophilen Aquasil® Ultra Spritzenmaterial und feuchten Oberflächen kompatibel. Aus diesem Grund wird eine exakte Reproduktion von subgingivalen Bereichen und anderen feuchten Oberflächen erreicht.

Aquasil Putty DECA™ erfüllt die Anforderungen nach **ISO 4823 (2000)**, **Typ 0** (knetbare Konsistenz).

### 1.1 Darreichungsform

Aquasil Putty DECA™ ist in der 5:1 DECA™ Kartusche erhältlich.

### 1.2 Zusammensetzung

- Vinylsiloxan
- Hydrogensiloxan
- Siliziumdioxid
- Paraffin

### 1.3 Indikationen

- Aquasil Putty DECA™ ist als stabiles Löffelmaterial gedacht für: alle Abformtechniken für Zähne und Implantate oder auch die Abformung von Weichgeweben.
- Aquasil Putty DECA™ ist ein Abformmaterial mit sehr hoher Viskosität mit idealen mechanischen Eigenschaften für die Verwendung als Löffelmaterial für die Korrekturtechnik.

- Es kann außerdem als Löffelmaterial bei der einzeitigen zweiphasigen Abformung von Quadranten, beider Kiefer oder eines Kiefers in Kombination mit Aquasil® Ultra LV oder XLV Abformmaterial verwendet werden (Doppelmischtechnik).

Klassifikation ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Typ 0: Putty Konsistenz
<b>Verarbeitungszeit (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Empfohlene Mundverweildauer</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisationsschrumpfung nach 24 h	0,05-0,3%
Rückstellvermögen	≥ 98,8%
Druckverformbarkeit	2,3-3,3%
Mischverhältnis (Volumen) (DECA™ Darreichungsform)	5 Teile Basismaterial zu 1 Teil Katalysator

Daten auf Anfrage.

#### 1.4 Kontraindikationen

Keine bekannt.

## 2 Generelle Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise und die speziellen Sicherheitshinweise in den folgenden Kapiteln dieser Anleitung.

### 2.1 Warnhinweise

1. Vermeiden Sie längeren oder wiederholten Kontakt von Aquasil Putty DECA™ mit Haut und Augen. Reizung und mögliche Hornhautbeschädigungen könnten die Folge sein. Hautausschlag, Reizung der Mundschleimhäute oder andere allergische Reaktionen können bei anfälligen Personen auftreten. Nicht innerlich anzuwenden. Augen- und Hautkontakt: Augen mit fließendem Wasser für 15 Minuten spülen und ärztliche Hilfe suchen. Haut nach Kontakt mit fließendem Wasser für 15 Minuten spülen, anschließend die betroffene Stelle mit Wasser und Seife waschen. Mundschleimhäute mit reichlich Wasser spülen. Suchen Sie einen Arzt auf, falls die Reizung anhält.  
Einnahme: Nicht schlucken oder innerlich anwenden! Falls ein versehentliches Verschlucken stattfindet, viel Wasser trinken. Das Material ist bei Einnahme kleinerer Mengen nicht giftig. Größere Mengen könnten zur Verstopfung führen. Suchen Sie im Fall von Verdauungsproblemen einen Arzt auf.
2. Verwenden Sie Aquasil Putty DECA™ nicht als temporäres Unterfütterungsmaterial. Das Material könnte in diesem Fall eine Reizung der Mundschleimhäute verursachen. Sollten sich unerwünschte Symptome zeigen, die Anwendung abbrechen. Bei anhaltenden Reizungen den Arzt aufsuchen.

### 2.2 Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt sollte ausschließlich in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung benutzt werden. Ein Gebrauch dieses Produktes abweichend von der Gebrauchsanweisung bleibt dem Ermessen und der alleinigen Verantwortung des Zahnarztes überlassen.
2. Aquasil Putty DECA™ sollte nicht mit Silikonen anderer Hersteller zusammen angewendet werden. Aquasil Putty DECA™ sollte auch nicht mit Polyether-, Polysulfid- oder konventionellen kondensationsvernetzenden Silikonabformmaterialien verwendet werden.

3. Es existieren keine ausreichenden Daten, um eine Verwendung von Aquasil Putty DECA™ für Abformungen auf freiliegendem Knochen zu unterstützen. Aquasil Putty DECA™ Material sollte nur bei unversehrter Schleimhaut verwendet werden.
4. Erlauben Sie dem Aquasil Putty DECA™ Abformmaterial, sich vor der Benutzung auf Zimmertemperatur zu erwärmen. Höhere Temperaturen reduzieren die Arbeitszeit und die Aushärtungszeit auf dem Labortisch (schneller) und geringere Temperaturen erhöhen sie (langsamer). Die klinische intraorale Aushärtungszeit (Verweildauer im Mund) bleibt innerhalb der Haltbarkeitsfrist von der anfänglichen Mischtemperatur unbeeinflusst.
5. Um die optimalen physikalischen Eigenschaften zu erhalten, sollte die Mischung völlig homogen (schlierenfrei) sein.
6. Retraktionsfäden nicht mit Latex von „schwefelhaltigen“ Gummihandschuhen kontaminieren. Retraktionsfäden nur mit der Pinzette berühren. Den präparierten Zahn nicht mit den Handschuhen berühren.
7. Die Verwendung einiger Handwaschmittel und -lotionen kann das Abbindeverhalten negativ beeinflussen. Reste können auf der Haut akkumulieren und sind möglicherweise nicht leicht zu entfernen. Durch die Verwendung latexfreier Handschuhe während des Anmischens kann diese Gefahr vermieden werden.
8. Wurde die Präparation mit Wasserstoffperoxid behandelt, vor der Abformung mit reichlich Wasser spülen.
9. Aquasil Putty DECA™ sollte mit geeigneten Abformlöffeln, die mit einem Löffel-Adhäsiv vorbehandelt wurden, verwendet werden (**siehe Schritt für Schritt Gebrauchsanweisung**). Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Adhäsivherstellers, um sich über die Kompatibilität zu informieren.
10. Das Material sollte sich leicht herauspressen lassen. NICHT STARK DRÜCKEN. Übermäßiges Drücken kann zu einem unvorhergesehenen Austritt von Material oder zu einer Beschädigung der Kartusche führen.

### 2.3 Lagerungsbedingungen

Aquasil Putty DECA™ zwischen 10-25 °C lagern. Das Material sollte vor der Anwendung wieder Raumtemperatur erreicht haben. Die Verarbeitungszeit wird durch die Temperatur beeinflusst (**siehe Warnhinweise, Schritt für Schritt Gebrauchsanweisung**). Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht tiefkühlen. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

### 2.4 Nebenwirkungen

1. Längerer Kontakt des Abformmaterials mit den Augen kann zu Hornhautschäden führen (**siehe Warnhinweise**).
2. Bei empfindlichen Personen kann es zu allergischer Kontaktdermatitis, Irritationen der Mundschleimhaut und anderen allergischen Reaktionen kommen (**siehe Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**).
3. Direkter Kontakt kann zu Hautirritationen führen, bei länger anhaltendem Kontakt kann es zur Entfettung der Haut kommen (**siehe Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**).
4. Das Verschlucken von angemischtem Abformmaterial kann zu Darmverstopfung und anderen Verdauungsproblemen führen (**siehe Warnhinweise**).

### 3 Arbeitsanleitung Schritt für Schritt

#### **Aquasil Putty DECA™ Einlegen der Kartusche in das Mischgerät**

Die DECA™-Kartusche ist für die Verwendung mit dem Duomix<sup>1</sup> und dem Pentamix 2<sup>1</sup> Mischgerät geeignet. Entnehmen Sie die DECA™-Kartuschen vorsichtig der Verpackung. **Hinweis:** Die Kartuschen sind schwer und können beim Herunterfallen so beschädigt werden, dass sie nicht mehr verwendet werden können.

**Einlegen der DECA™-Kartusche:** Beachten Sie ebenfalls die Hinweise der Hersteller der Mischgeräte.

1. Nehmen Sie die DECA™-Kartusche und halten Sie diese mit den verschlossenen Austrittsöffnungen nach oben.
2. Ergreifen Sie die Lasche an der Verschlusskappe der Austrittsöffnungen und biegen diese um 90° nach oben. Vermeiden Sie dabei übertriebene Kräfteanwendung.
3. Nehmen Sie die Lasche zwischen Daumen und Zeigefinger, während Sie die Kartusche mit der anderen Hand sicher halten und entfernen Sie die Verschlusskappe vollständig von der DECA™-Kartusche.

**Hinweis:** Die DECA™-Kartusche nicht fallen lassen. Sie kann brechen und damit unbrauchbar werden.

4. Legen Sie die DECA™-Kartusche gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Mischgerät ein.
5. Starten Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers das Ausbringen des Abformmaterials, bis eine kleine Menge Material aus beiden Öffnungen der DECA™-Kartusche austritt. (Dies sollte zu Beginn eines jeden Mischvorganges durchgeführt werden.) Wischen Sie überschüssiges Material vorsichtig in vertikaler Richtung ab, um eine Vermischung der Pasten in den Austrittsöffnungen zu vermeiden.

**Hinweis:** Verwerfen Sie die ersten 3 cm einer neu eingesetzten Kartusche.

6. Setzen Sie eine der beigefügten Mischkanülen über die Austrittsöffnungen der DECA™-Kartusche unter Beachtung der Hinweise des Herstellers des Mischgerätes. (**Hinweis:** Verwenden Sie keine Mischkanülen anderer Hersteller – diese passen nicht exakt und Abformmaterial kann an den Austrittsöffnungen auslaufen.)
7. Falls sich die Mischkanüle nicht leicht aufsetzen lässt, überprüfen Sie, ob der zentrale interne Sechskant der Mischkanüle korrekt auf den Sechskant der Antriebswelle ausgerichtet ist.
8. Wenn die Mischkanüle korrekt platziert ist, schieben Sie den gelben Verriegelungsring bis zum Anschlag über die Mischkanüle und drehen ihn nach rechts (1/4 Drehung) bis er sicher verriegelt ist.
9. Überprüfen Sie, ob die sechskantförmige Antriebswelle beim Start greift: Die Spirale in der Mischkanüle muss bei Start des Gerätes rotieren.
10. Füllen Sie das angemischte Abformmaterial in einen entsprechenden Abformlöffel.
11. Ziehen Sie sofort nach dem Ausbringen des Materials die Kolben des Mischgerätes aus der DECA™-Kartusche zurück, um andauernden Druck und somit das Nachfließen überschüssigen Materials aus der Mischkanüle zu vermeiden.
12. Nach der Desinfektion belassen Sie die Mischkanüle mit dem ausgehärteten Abformmaterial als Verschlusskappe auf den Austrittsöffnungen der DECA™-Kartusche bis zum nächsten Gebrauch. Um die gebrauchte Mischkanüle zu entfernen drehen Sie den Bayonettring gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.

#### **Vorbereitung des Korrekturmateri als (in der Spritze)**

Für die Anwendung der Zweiphasen-Abformtechnik wählen Sie das passende dünnfließende Aquasil® Ultra Korrekturmateri als. Diese Materialien sind entweder in der Kartusche oder im Applikationssystem digit® für die zielgenaue Einmalapplikation erhältlich (separat erhältlich). Sie werden entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung verarbeitet.

<sup>1</sup> Keine eingetragenen Warenzeichen von Dentsply Sirona, Inc.

## Abformtechniken

### 3.1. Korrekturtechnik

#### **Aquasil Putty DECA™ mit Aquasil® Ultra LV oder XLV Regular oder Fast Set**

Auf Grund seiner exzellenten Fließ Eigenschaften wird Aquasil® Ultra XLV als dünnfließendes Material für die Korrekturtechnik empfohlen. Zusätzlich wird zum Erreichen optimaler Ergebnisse weniger Material benötigt als bei Verwendung herkömmlicher Korrekturmaterialien.

Bitte neben den allgemein üblichen Arbeitsschritten der Korrekturtechnik die nachfolgenden speziellen Hinweise zum Umgang mit Aquasil® Abformmaterialien beachten.

#### **Durchführung der Abformung**

1. Aquasil Putty DECA™ direkt aus dem Mischgerät in den Abformlöffel einbringen. Den Abformlöffel nicht später als **1,5 Minuten** (Verarbeitungszeit bei 23 °C) nach Start des Ausbringens von Aquasil Putty DECA™ in den Mund einbringen. Die Abformung für mindestens 3 Minuten in Position halten.
2. Die Erstabformung aus dem Mund entfernen, säubern und für die Durchführung der Korrekturabformung vorbereiten.
3. Das abzuformende Areal mit Hilfe von Wasserspray säubern. Das Wasser entfernen.
4. Das dünnfließende Korrekturmaterial mit Hilfe des Patronensystems um und auf die präparierten Zähne applizieren. Dazu den Hebel des Applikationssystems mit leichtem und stetigem Druck drücken, bis das Material beginnt, angemischt zu werden. Der Materialfluss stoppt, wenn der Hebel losgelassen wird. Es wird angeraten, die präparierten Zähne im Bereich des Gingivalsaums zweimal vollständig ohne Absetzen (die Applikatorspitze verbleibt im Material) zu umspritzen. Es ist nicht notwendig, das Material dünn zu verblasen. Die hydrophilen Eigenschaften von Aquasil® Ultra LV and XLV ermöglichen ein besseres Anfließen und eine bessere Benetzung der abzuformenden Oberflächen.
5. Zusätzliches Korrekturmaterial auf die verbleibenden Okklusalfächen und/oder auf die Erstabformung aufbringen.
6. Den Abformlöffel innerhalb von 2 Minuten und 15 Sekunden nach Beginn der Applikation von Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set und innerhalb von 1 Minute und 15 Sekunden nach Beginn der Applikation von Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set in den Mund einbringen.
7. Aquasil® Abformmaterialien härten im Mund schneller aus als bei Raumtemperatur. Die Abformung für 5 Minuten nach Beginn der Applikation von Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set und für 3 Minuten nach Beginn der Applikation von Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set festhalten. Vor der Entnahme aus dem Mund sicherstellen, dass das Material fest und elastisch ist und nicht mehr klebt.

Die Abformung sollte bei normalen Raumbedingungen aufbewahrt werden (max. 25 °C). Verwendete Mixing Tips verbleiben bis zum nächsten Gebrauch vor Ort.

### 3.2. Doppelmisch-Technik: bei Verwendung eines festen Abformlöffels oder der Doppelkiefel-Abformung.

**Praktischer Tipp:** Um beim Gebrauch eines Mischgerätes ein gleichzeitiges Beschieken des Abformlöffels und Einbringen des dünnfließenden Materials zu gewährleisten wird empfohlen mit einer Assistenz zu arbeiten.

1. Einen geeigneten Abformlöffel aus Metall oder stabile Einmallöffel auswählen bzw. einen individuellen Löffel herstellen. Stabile Löffel geeigneter Größe verwenden, die eine Schichtstärke des Abformmaterials von mindestens 2-3 mm erlauben.
2. Eine dünne Schicht Löffeladhäsiv entsprechend den Herstellerangaben auftragen. Ein Löffeladhäsiv sollte auch bei perforierten Löffeln verwendet werden.
3. Eventuell vorhandene Ablagerungen oder Blut von den abzuformenden Oberflächen mit Hilfe von Wasserspray entfernen.

4. Überschüssiges Wasser durch Absaugen entfernen. Den Zahn nicht austrocknen. Mit Hilfe von Watterollen trocknen und isolieren.

**Für das Spritzenmaterial (dünnfließendes Material):**

5. Für die direkte intraorale Applikation einen Intraoral-Tip auf den Mix-Tip aufbringen oder die Applikationsspritze des Einmalsystems digit<sup>®</sup> vorbereiten. Um eine gleichzeitige intraorale Applikation des Spritzenmaterials und Beschickung des Abformlöffels zu gewährleisten ist eine Assistenz notwendig.

**Für das Löffelmaterial:**

- 6a. Löffel direkt aus dem Mischgerät (durch Assistenz) mit Aquasil<sup>®</sup> Ultra Heavy Mono-phase Regular Set befüllen. Das Material nicht in Schichten oder Reihen einbringen um das Einbringen von Luftblasen auf ein Minimum zu beschränken.
- 6b. Die Präparationsgrenze sollte in einem Durchgang gleichmäßig (durch den Zahnarzt) umspritzt werden, wobei die Spitze der Mischkanüle innerhalb des Abformmaterials geführt werden soll. Abzuformende Weichgewebe und die komplette Präparation sollen mit dem Spritzenmaterial bedeckt werden. Es ist nicht nötig, das Material mit einem starken Luftstrom auszudünnen. Die hydrophilen Eigenschaften des Aquasil<sup>®</sup> Ultra Abformmaterials führen zu einer verbesserten Benetzung der Oberflächen.
7. Bei Verwendung von „regular set“ Material den befüllten Abformlöffel innerhalb von 1 Minute und 10 Sekunden nach Start der Applikation von Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV in den Mund einbringen, bei Verwendung von „fast set“ Material den befüllten Löffel innerhalb von 35 Sekunden nach Start der Applikation von Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV in den Mund bringen. Den befüllten Abformlöffel einsetzen. Die Abformung in Position halten, bis sie ausgehärtet ist. (**Hinweis:** Das Material härtet im Mund schneller aus als auf dem Behandlungstisch.) Stellen Sie sicher, dass das Material im Mund (nicht auf dem Behandlungstisch) komplett aushärtet und nicht mehr klebrig ist, bevor Sie die Abformung herausnehmen. Die minimale Zeit bis zur Entnahme der Abformung beträgt 5 Minuten ab Mischbeginn wenn Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Regular Set verwendet wird und 4 Minuten und 30 Sekunden bei Verwendung von Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Fast Set.  
Bei höheren Temperaturen nimmt die Verarbeitungszeit ab, während sie bei niedrigeren Temperaturen zunimmt.
8. Zur Entnahme die Abformung durch vorsichtiges Ziehen lösen und dann zügig in Richtung der Längsachse der Zähne herausnehmen. Die Abformung unter kaltem Wasser abspülen und trocken blasen.

## 4 Hygiene

### 4.1 Säubern

Die Kartuschen können durch mechanisches Abreiben unter Zuhilfenahme heißen Wassers und Seife oder eines Reinigungsmittels gesäubert werden. Überschüssiges Material kann mit Hilfe eines Alkoholtupfers entfernt werden.

### 4.2 Desinfektion

Gebrauchte Aufsätze können für die Lagerung auf den Kartuschen verbleiben und sollten mit Hilfe eines medizinischen tuberkuloziden Desinfektionsmittels entsprechend der nationalen und regionalen Vorschriften desinfiziert werden. Imprägnierte Tücher anstelle von Sprays verwenden.

**Hinweis:** Kartuschen VORSICHTIG abwischen, kräftiges Wischen kann das Etikett zerstören. Einige phenolbasierte und iodophorhaltige Mittel können zu Oberflächenverfärbungen führen. Mittel, die organische Lösungsmittel wie Alkohol enthalten, neigen dazu, den Spender und den Stößel aus Kunststoff anzulösen. Für optimale Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsanleitung des Desinfektionsmittelherstellers folgen.

**Praktischer Tipp:** Nicht abgebundenes Aquasil® Abformmaterial kann von der Kleidung mit Waschbenzin entfernt werden.

Das Mischgerät entsprechend den Herstellerangaben säubern und desinfizieren.

#### **4.3 Desinfektion des Abformmaterials**

Die Abformung sollte mit einem medizinischen Desinfektionsmittel entsprechend den nationalen und regionalen Vorschriften desinfiziert werden. Iodophore, Natriumhypochlorit (5,25%), Chlordioxid und quaternäre Ammoniumverbindungen sind geeignet. Die Desinfektion des Polyvinylsiloxan-Materials kann durch gründliches Besprühen mit oder Eintauchen in ein empfohlenes medizinisches Desinfektionsmittel (außer neutralem Glutaraldehyd) für die von dem Hersteller vorgegebene Zeit durchgeführt werden. Zu bevorzugen sind Desinfektionsmittel auf Wasserbasis.

#### **4.4 Modellherstellung und Galvanisierung**

Zuerst die Abformung aus dem Desinfektionsmittel herausnehmen, danach mit Wasser abspülen und vor dem Ausgießen mindestens so lange an der Luft trocknen lassen, wie die Abformung dem Desinfektionsmittel ausgesetzt war. Die Abformung kann 30 Minuten nach der Entnahme aus dem Mund und bis zu vierzehn Tage danach ausgegossen werden.

Abformungen können versilbert oder verkupfert werden.

Die Abformung nicht unter Einfluss direkter Sonnenbestrahlung lagern. Zum Versenden eine geeignete Verpackung wählen, um der Entstehung von Verziehungen vorzubeugen. Das Material ist mit einer Reihe von Modellgipsen kompatibel.

### **5 Chargennummer ( ) und Verfallsdatum ( )**

1. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.  
Angabe nach ISO Norm: „JJJJ-MM“ oder „JJJJ-MM-TT“.
2. Bei jedem Schriftwechsel sollten die folgenden Daten angegeben werden:
  - Bestellnummer
  - Chargennummer
  - Verfallsdatum



# Aquasil Putty DECA™

Matériau à empreintes vinylpolysiloxane pour machines de mélange automatique

AVERTISSEMENT : Réserve à l'usage dentaire.

Table des matières	Page
<b>1 Description du produit</b> .....	<b>16</b>
<b>2 Notes générales de sécurité</b> .....	<b>17</b>
<b>3 Instructions étape par étape</b> .....	<b>19</b>
<b>4 Hygiène</b> .....	<b>21</b>
<b>5 Numéro de lot et date de péremption</b> .....	<b>22</b>

## 1 Description du produit

Aquasil Putty DECA™ est un **matériau à empreintes hydrophile** à base de vinylpolysiloxanes réticulant par addition. Le ratio de mélange est de 5 volumes de base pour 1 volume de catalyseur.

Les cartouches Aquasil Putty DECA™ peuvent être utilisées avec les machines de mélanges appropriées.

Aquasil Putty DECA™ possède des **propriétés hydrophiles** et est compatible avec les matériaux hydrophiles Aquasil® Ultra et les surfaces humides. Il permet donc une reproduction exacte des espaces sous-gingivaux et des surfaces humides.

Aquasil Putty DECA™ est conforme à la norme **ISO 4823 (2000), type 0** (consistance putty).

### 1.1 Présentation

Aquasil Putty DECA™ est disponible en cartouche DECA™ 5:1.

### 1.2 Composition

- Vinylpolysiloxane
- Siloxane d'hydrogène
- Silicate
- Paraffine

### 1.3 Indications

- Aquasil Putty DECA™ est un matériau lourd utilisable pour : toute dent, implants, enregistrement des tissus.
- Aquasil Putty DECA™ présente une très haute viscosité avec les propriétés mécaniques idéales pour la wash technique (2 temps).
- Il peut également être utilisé comme matériau lourd pour le double mélange sur arcade complète ou par quadrant conjointement avec Aquasil® Ultra LV ou XLV.

Classification ISO 4823	Aquasil Putty DECA™ : Type 0 : consistance Putty
<b>Temps de travail total (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Temps recommandé en bouche</b>	<b>3'00"</b>
Rétraction après 24 h	0,05-0,3%
Recouvrement élastique	≥ 98,8%
Résistance à la compression	2,3-3,3%
Ratio de mélange en volume (cartouches DECA™)	5 parts de base pour 1 part de catalyseur

Données sur demande.

## 1.4 Contre-indications

Aucune connue.

## 2 Notes générales de sécurité

Prenez connaissance des notes générales de sécurité ci-dessous ainsi que des notes spécifiques de sécurité dans les autres chapitres du présent mode d'emploi.

### 2.1 Mises en garde

1. Eviter le contact prolongé ou l'exposition répétée de la peau et des yeux avec Aquasil Putty DECA™. Des irritations et des dommages cornéens peuvent en résulter. Des rougeurs, une irritation de la muqueuse buccale, ou d'autres réactions allergiques peuvent survenir chez les individus sensibles. Ne pas absorber.  
Contact avec la peau et les yeux : Rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes et consulter un médecin. Rincer la peau à l'eau courante pendant 15 minutes, puis laver la zone avec du savon et de l'eau après le contact. Rincer abondamment les tissus oraux avec de l'eau. Consulter un médecin si les rougeurs persistent.  
Ingestion : Ne pas avaler ou absorber. En cas d'avalement accidentel, boire beaucoup d'eau. Ce matériau n'est pas dangereux en cas d'ingestion de petites quantités. De plus grandes quantités peuvent causer une occlusion intestinale. Consultez un médecin en cas d'irrégularités digestives.
2. Ne pas utiliser Aquasil Putty DECA™ comme matériau de rebasage temporaire. Une telle utilisation du matériau peut engendrer une irritation de la muqueuse buccale. Si les symptômes apparaissent, arrêter immédiatement l'utilisation. Si l'irritation ne s'interrompt pas, consulter un médecin.

### 2.2 Précautions

1. Ce produit est destiné à être utilisé conformément au présent mode d'emploi. Toute utilisation non conforme au présent mode d'emploi est à la discrétion et à l'unique responsabilité du praticien.
2. Aquasil Putty DECA™ ne doit pas être mélangé ou utilisé avec des vinylpolysiloxanes d'autres fabricants, des polyéthers, des polysulfites ou des silicones par condensation.
3. Les données existantes sont insuffisantes pour soutenir l'utilisation de Aquasil Putty DECA™ pour des empreintes sur os exposé. Aquasil Putty DECA™ doit uniquement être utilisé sur ou autour de la muqueuse intacte.

4. Laisser Aquasil Putty DECA™ atteindre la température ambiante avant utilisation. Une température plus élevée réduit le temps de travail (plus rapide) et une température plus basse l'augmente (moins rapide). Cliniquement le temps de prise intra-oral (temps minimal avant désinsertion) n'est pas affecté dans la plage de températures de stockage et d'utilisation permise.
5. Pour obtenir des propriétés physiques optimum, le mélange doit être totalement homogène (sans stries).
6. Ne pas contaminer les fils de rétraction avec des gants en latex ou contenant des sulfures. Manipuler les fils avec des instruments adéquats. Ne pas toucher les dents préparées avec les gants.
7. L'utilisation de certains savons et lotions peut conduire à une interférence lors de la prise. La contamination peut s'accumuler sur la surface de la peau et se nettoyer difficilement. Porter des gants sans latex lors du mélange évitera ce risque.
8. Si la préparation est traitée au peroxyde d'hydrogène, rincer abondamment à l'eau avant de prendre l'empreinte.
9. Aquasil Putty DECA™ doit être utilisé avec des porte-empreintes adéquats enduits d'adhésif pour silicone (**cf. Instructions étape par étape**). Se référer au mode d'emploi du fabricant de l'adhésif pour la compatibilité.
10. Le matériau doit s'extruder facilement. **NE PAS UTILISER DE FORCE EXCESSIVE**. Une pression excessive peut causer une extrusion inattendue du matériau ou causer une rupture de la cartouche.

### 2.3 Conditions de stockage

Stocker Aquasil Putty DECA™ à une température comprise entre 10-25 °C. Laisser le matériau atteindre la température ambiante avant utilisation. Le temps de travail est influencé par la température (**cf. Précautions, Instructions étape par étape**). Protéger de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser après la date de péremption.

### 2.4 Effets indésirables

1. Des dommages cornéens peuvent résulter d'un contact prolongé de l'œil avec le matériau à empreintes (**cf. Mises en garde**).
2. Des dermatites de contact allergiques, des irritations de la muqueuse buccale, et d'autres réactions allergiques peuvent survenir chez les individus sensibles. (**cf. Mises en garde et Précautions**).
3. Skin irritation may result from direct exposure and skin defatting from prolonged exposure (**cf. Mises en garde et Précautions**).
4. Des occlusions intestinales ou d'autres désordres digestifs peuvent résulter de l'ingestion du matériau mélangé (**cf. Mises en garde**).

### 3 Instructions étape par étape

#### Aquasil Putty DECA™ Instructions de chargement

La cartouche convient aux mélangeurs automatiques Duomix<sup>1</sup> et Pentamix 2<sup>1</sup>. Retirer avec précaution les cartouches de leur emballage.

**Remarque** : Les cartouches sont lourdes et leur chute peut les rendre inutilisables.

**Chargement de la cartouche DECA™** : Se reporter également au mode d'emploi du fabricant du mélangeur automatique.

1. Tenir fermement la cartouche avec les embouts extrudeurs vers le haut.
2. Saisir la languette du capuchon et la tourner vers le haut à 90°. Ne pas exercer de force excessive sur la languette.
3. Saisir fermement la languette avec le pouce et l'index en soutenant la cartouche et retirer le capuchon de la cartouche. Une certaine résistance se fera sentir.

**Remarque** : Ne pas lâcher la cartouche. Il pourrait se casser, le rendant inutilisable.

4. Insérer la cartouche dans le mélangeur automatique selon les instructions du fabricant.
5. En suivant les instructions du fabricant de la machine, presser le bouton de contrôle. Extruder une petite quantité de matériau des embouts extrudeurs de la cartouche. (Ceci doit être effectué avant chaque utilisation.) Essuyer le matériau extrudé verticalement pour éviter la contamination croisée de la base et du catalyseur.

**Remarque** : Jeter les 3 premiers cm du matériau extrudé de cartouches neuves.

6. Mettre en place un embout mélangeur à la sortie de la cartouche, conformément aux instructions du fabricant du mélangeur automatique. (**Remarque** : Ne pas utiliser les embouts mélangeurs d'autres fabricants – ils ne s'adapteront pas à la cartouche et provoqueront des fuites de matériaux.)
7. Si l'embout mélangeur ne peut être mis en place aisément, s'assurer que la pièce centrale de l'embout mélangeur est correctement alignée avec le manche métal du mélangeur automatique.
8. Lorsque l'embout mélangeur est correctement placé, mettre la bague jaune sur l'embout et la tourner vers la droite d'un quart de tour, jusqu'au verrouillage de la bague.
9. Vérifier que le manche hexagonal s'engage bien lors du démarrage. Les ailettes de l'embout mélangeur doivent tourner lors du démarrage.
10. Extruder le matériau mélangé dans un porte-empreinte adéquat.
11. Immédiatement après extrusion, remonter les pistons du mélangeur automatique afin d'éviter une pression continue sur la cartouche et l'extrusion d'excès de matériau de l'embout.
12. Après désinfection, garder l'embout mélangeur en place jusqu'à l'utilisation suivante. Il servira de capuchon. Pour retirer l'embout mélangeur usagé, tourner la bague de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer.

#### Préparation du light

Dans le cas d'une empreinte avec deux viscosités, le light Aquasil® Ultra pourra être sélectionné soit dans sa présentation en cartouches 50 ml soit en cartouches uni-doses digit® (disponibles séparément) et préparé selon le Mode d'emploi.

---

<sup>1</sup> Ne sont pas des marques déposées de Dentsply Sirona, Inc.

## Techniques d'empreintes

### 3.1 Wash technique

#### **Aquasil Putty DECA™ avec Aquasil® Ultra XLV Regular ou Fast Set**

En raison de ses excellentes propriétés de fluage, nous vous recommandons d'utiliser le light Aquasil® Ultra XLV pour la wash technique. De plus, moins de matériau sera utilisé pour obtenir des résultats optimaux comparativement aux autres lights traditionnels. Au-delà des recommandations courantes pour la wash technique, prendre en considération les recommandations spéciales ci-dessous pour la manipulation des matériaux à empreintes Aquasil®.

#### **Prise d'empreinte**

1. Extruder directement depuis le mélangeur automatique Aquasil Putty DECA™ dans le porte-empreinte. Pour l'empreinte primaire, mettre en place le porte-empreinte en moins **d'une minute et demie** (temps de travail à 23 °C). Maintenir la position pendant 3 minutes minimum.
2. Retirer, nettoyer et préparer l'empreinte primaire pour l'empreinte secondaire
3. Nettoyer la zone à enregistrer avec la seringue air/eau. Retirer les excès d'eau.
4. Injecter le light avec son système de cartouche sur et autour des préparations. Presser la détente du pistolet dispensateur en exerçant une pression modérée et régulière pour démarrer le mélange du matériau. Le matériau cessera de s'écouler après relâche de la détente. Nous suggérons d'injecter deux fois du light tout autour de la préparation, sur les limites marginales en maintenant l'embout intra-oral dans le matériau. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un jet d'air pour étaler le matériau. Les propriétés hydrophiles d'Aquasil® Ultra améliorent l'adaptation du matériau à la dent induisant une meilleure mouillabilité.
5. Injecter du light sur les surfaces occlusales des dents adjacentes et/ou sur l'empreinte primaire préparée.
6. Insérer le porte-empreinte dans les 2 minutes et 15 secondes après le début de l'injection d'Aquasil® Ultra XLV prise normale et dans les 1 minute et 15 secondes après le début de l'injection d'Aquasil® Ultra XLV prise rapide.
7. Les matériaux d'empreintes Aquasil® ont un temps de prise plus rapide en bouche que sur le bloc à spatuler. Garder le porte-empreinte en position pendant 5 minutes depuis le début du mélange pour Aquasil® Ultra XLV prise normale et 3 minutes pour Aquasil® Ultra XLV prise rapide. Avant la désinsertion, s'assurer que l'empreinte est ferme, élastique et non collante.

L'empreinte doit être conservée dans des conditions de température normales (max. 25 °C). Laisser l'embout usagé en place jusqu'à l'utilisation suivante.

### 3.2 Technique du double mélange simultané: avec un porte-empreinte rigide ou en technique double arcade.

**Astuce technique :** Lors de l'utilisation d'un mélangeur automatique, nous recommandons l'aide d'une assistante dentaire pour assurer le remplissage simultané du porte-empreinte et l'injection du light.

1. Sélectionner et/ou préparer un porte-empreinte Jouvin, métallique, jetable ou un porte-empreinte individuel. Utiliser des porte-empreintes rigides d'une taille suffisante pour permettre une épaisseur de matériau de 2-3 mm.
2. Appliquer une fine couche d'adhésif à silicone conformément au mode d'emploi du fabricant. L'adhésif est à utiliser même sur les porte-empreintes perforés.
3. En cas de présence de débris ou de sang, nettoyer le champ opératoire à la seringue air/eau.
4. Retirer les excès d'eau avec l'aspiration. Ne pas assécher la dent. Sécher et isoler avec des rouleaux de coton.

#### **Pour le light :**

5. Mettre en place un embout intra-oral à l'extrémité de l'embout mélangeur pour une injection directe depuis une cartouche, ou préparer le système uni-dose digit®. Pour injecter simultanément le light et remplir le porte-empreinte, l'aide d'une assistante dentaire est requise.

#### **Pour le putty :**

- 6a. Extruder Aquasil Putty DECA™ directement dans le porte-empreintes. Ne pas réaliser différentes couches de matériaux ou différents rangs afin d'éviter l'inclusion d'air.
- 6b. Retirer les rouleaux de cotons. Nous suggérons d'injecter complètement autour des limites de la préparation/abutement, en s'assurant de laisser l'embout intra-oral en contact avec le matériau. Injecter le light sur toutes les anatomies et continuer l'injection sur le pourtour des limites de la préparation/abutement jusqu'à recouvrement complet de la préparation/abutement par le light. Ne pas utiliser le jet d'air. Les propriétés hydrophiles d'Aquasil® Ultra améliorent l'adaptation du matériau à la dent induisant une meilleure mouillabilité.
7. Insérez le porte-empreinte rempli dans les 1 minute et 10 secondes à partir de l'injection en bouche d'Aquasil® Ultra LV/XLV prise normale et dans les 35 secondes à partir de l'injection en bouche d'Aquasil® Ultra LV/XLV prise rapide. Maintenir le porte empreinte dans sa position jusqu'à la prise du matériau. (**Remarque** : le matériau prend plus rapidement en bouche que sur le bloc à spatuler.) Vérifier l'empreinte en bouche et s'assurer que le matériau est ferme, élastique et non collant avant désinsertion. Le temps minimum en bouche est de 5 minutes depuis le début du mélange avec Aquasil® Ultra LV/XLV prise normale et 4 minutes et 30 secondes avec Aquasil® Ultra LV/XLV prise rapide.  
Des températures élevées réduisent le temps de travail et des températures basses l'augmentent.
8. Désinsérer le porte-empreintes en tirant lentement le long de l'axe de la dent. Rincer l'empreinte à l'eau froide et la sécher.

## **4 Hygiène**

### **4.1 Nettoyage**

Les cartouches peuvent être nettoyées en les frottant à l'eau et au savon/détergent. Les excès de matériau peuvent être nettoyés avec une gaze imprégnée d'alcool.

### **4.2 Désinfection**

Les cartouches et les embouts usagés laissés en place pour stockage doivent être désinfectés avec un nettoyant de type hospitalier, tuberculocide, selon les normes locales en vigueur. Utiliser des lingettes imprégnées, pas de spray.

**Remarque** : Essuyer DÉLICATEMENT la cartouche. Un essuyage vigoureux peut détruire l'étiquette. Certains agents phénoliques ou iodophores peuvent tacher la surface. Les agents contenant des solvants organiques, comme l'alcool peuvent à terme dissoudre le plastique. Le mode d'emploi du fabricant de désinfectant doit être suivi pour des résultats optimaux.

**Astuce technique** : Le matériau à empreinte non pris peut être enlevé en utilisant un solvant pour nettoyage à sec (essence F).

Nettoyer et désinfecter le mélangeur automatique conformément au mode d'emploi du fabricant.

#### **4.3 Désinfection de l'empreinte**

L'empreinte doit être désinfectée avec un nettoyant de type hospitalier, tuberculocide, selon les normes locales en vigueur. Les iodophores, l'hypochlorite de sodium (5,25%), la chlorexidine, et les ammoniaques quaternaires sont des désinfectants autorisés. Pour désinfecter les matériaux vinylpolysiloxanes, appliquer un spray ou immerger l'empreinte dans une solution désinfectante (hormis le glutaraldéhyde) pendant le temps recommandé par le fabricant. Des solutions désinfectantes à base aqueuse seront préférées.

#### **4.4 Coulée et plaquage**

L'empreinte doit être retirée du désinfectant, rincée à l'eau et séchée à l'air pendant une durée au moins égale à son temps d'exposition au désinfectant avant de couler le modèle en plâtre. Le modèle peut être coulé dans l'empreinte 30 minutes après la désinsertion et dans les quatorze jours suivants.

Les empreintes peuvent être plaquées avec de l'argent ou du cuivre.

Ne pas stocker l'empreinte à la lumière directe du soleil. Si l'empreinte doit être envoyée, utiliser un emballage approprié pour éviter la distorsion. Le matériau est compatible avec tous les plâtres.

### **5 Numéro de lot ( ) et date de péremption ( )**

1. Ne pas utiliser après la date de péremption.  
Le format standard ISO est utilisé : « AAAA-MM » ou « AAAA-MM-JJ ».
2. Les références suivantes doivent être citées dans chaque correspondance :
  - Référence du produit
  - Numéro de lot
  - Date de péremption

# Aquasil Putty DECA™

Materiale da impronta polivinilsilossano per miscelazione dinamica

**ATTENZIONE:** Esclusivamente per uso odontoiatrico.

Contenuti	Pagina
<b>1 Descrizione del prodotto</b> .....	<b>23</b>
<b>2 Note di sicurezza generale</b> .....	<b>24</b>
<b>3 Istruzioni step-by-step</b> .....	<b>26</b>
<b>4 Igiene</b> .....	<b>28</b>
<b>5 Numero di lotto e data di scadenza</b> .....	<b>29</b>

## 1 Descrizione del prodotto

Aquasil Putty DECA™ è un **materiale d'impronta su base idrofilica** consistente in un vinilsilossano per poliaddizione. Il rapporto di miscelazione è 5 volumi di pasta base e 1 volume di catalizzatore.

Le cartucce di Aquasil Putty DECA™ possono essere utilizzate con le appropriate macchine da miscelazione.

Aquasil Putty DECA™ mostra delle **proprietà idrocompatibili** ed è compatibile con i materiali idrocompatibili Aquasil® Ultra in siringhe e con superfici umide. Pertanto permette una esatta riproduzione delle aree sottogengivali e delle altre superfici umide.

Aquasil Putty DECA™ è conforme alle normative **ISO 4823 (2000)**, **tipo 0** (consistenza putty).

### 1.1 Confezionamenti

Aquasil Putty DECA™ è disponibile nel confezionamento DECA™ con rapporto di miscelazione 5:1.

### 1.2 Composizione

- Vinil silossano
- Silossano Idrogenato
- Silice
- Paraffina



### 1.3 Indicazioni

- Aquasil Putty DECA™ è ideale come materiale per il portaimpronte adatto per: qualsiasi dente, impianto (lembo chiuso) o per tecniche d'impronta sui tessuti.
- Aquasil Putty DECA™ è un materiale d'impronta a viscosità molto alta con le proprietà meccaniche ideali per un materiale da portaimpronte per la tecnica putty/wash.
- Inoltre può essere utilizzato come materiale da portaimpronte per la tecnica Monoinpronta a due fasi con rilevazione a quadranti, o per la tecnica d'impronta a doppio quadrante (Dual Arch) o ad arcata intera (tecnica della doppia miscelazione) in combinazione con il materiale più fluido Aquasil® Ultra LV o XLV.

Classificazione ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Tipo 0: Consistenza Putty
<b>Tempo di Lavoro Totale (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Tempo raccomandato nel cavo orale</b>	<b>3'00"</b>
Contrazione da polimerizzazione dopo 24 h	0,05-0,3%
Recupero Elastico	≥ 98,8%
Distorsione da compressione	2,3-3,3%
Rapporto di miscelazione in volume (DECA™ delivery)	5 parti di pasta base e 1 parte di catalizzatore

Data on File.

### 1.4 Controindicazioni

Nessuna nota.

## 2 Note di sicurezza generale

Leggere attentamente le seguenti note di sicurezza generale e le altre note di sicurezza specifica contenute in queste istruzioni per l'uso.

### 2.1 Avvertenze

1. Evitare il contatto prolungato o ripetuto di Aquasil Putty DECA™ con la cute e gli occhi. Possono evidenziarsi irritazioni e possibili danni alla cornea. Arrossamenti, irritazioni alla mucosa orale o altre reazioni allergiche da contatto possono verificarsi in soggetti sensibili. Non ingerire.  
Contatto con gli occhi e la cute: Lavare gli occhi con un getto d'acqua per 15 minuti e consultare un medico. Lavare la cute con un getto d'acqua per 15 minuti, quindi lavare la zona interessata con sapone ed acqua dopo il contatto. Lavare i tessuti orali con un abbondante getto d'acqua. Consultare un medico se gli arrossamenti persistono.  
Ingestione: Non deglutire o assumerlo internamente. Se lo si dovesse accidentalmente ingoiare, bere molta acqua. Questo materiale non è pericoloso se piccole quantità vengono ingerite. Grandi quantità di prodotto possono causare un'ostruzione intestinale. Contattare un medico nel caso di difficoltà o irregolarità digestive.
2. Non utilizzare Aquasil Putty DECA™ come materiale per ribasatura provvisoria. L'utilizzo del prodotto in questo modo può causare irritazione della mucosa orale. Se si evidenziano queste sintomatologie sospendetene l'uso immediatamente. Se l'irritazione non tende a placarsi, consultare un medico.

## 2.2 Precauzioni

1. Questo prodotto deve essere usato solo secondo le specifiche indicazioni contenute nelle istruzioni d'uso. Qualunque uso di questo prodotto non conforme alle istruzioni d'uso è a discrezione e sola responsabilità dell'odontoiatra.
2. Aquasil Putty DECA™ non dovrebbe essere miscelato o utilizzato in abbinamento con altri materiali polivinilsilossani. Aquasil Putty DECA™ non dovrebbe essere miscelato o utilizzato in abbinamento con materiali polieterei, polisolfuri o siliconi convenzionali per policondensazione.
3. Non esistono sufficienti dati a supporto dell'uso di Aquasil Putty DECA™ per impronte su osso esposto. Aquasil Putty DECA™ deve essere utilizzato solamente sopra o attorno alla mucosa intatta.
4. Portare Aquasil Putty DECA™ a temperatura ambiente prima del suo utilizzo. Temperature elevate riducono i tempi di lavoro e le fasi di laboratorio (più rapidi), le basse temperature invece incrementano suddetti tempi (più lenti). Clinicamente, il tempo di presa intraorale (tempo di rimozione dalla bocca) non è influenzato dalle condizioni di conservazione e dalle iniziali temperature di miscelazione.
5. Al fine di ottenere delle ottime proprietà fisiche del materiale, la miscelazione dovrebbe risultare completamente omogenea (senza striature).
6. Non contaminare i fili da retrazione con guanti in lattice o contenenti materiali sulfuri polimerici. Maneggiare i fili da retrazione con delle pinze idonee. Non contaminare il dente preparato con i guanti.
7. L'uso di alcuni saponi e lozioni per le mani può interferire con i tempi di presa. La contaminazione può accumularsi sulla superficie della cute e potrebbe non essere semplice da rimuovere lavandosi. Indossare guanti non in lattice durante la miscelazione eviterà queste possibili interferenze.
8. Se le preparazioni sono state trattate con perossido d'idrogeno, risciacquare copiosamente con acqua prima di procedere alla presa dell'impronta.
9. Aquasil Putty DECA™ dovrebbe essere utilizzato con appropriati portaimpronte precedentemente trattati con un adesivo idoneo (**vedere le istruzioni step-by-step**). Fare riferimento alle istruzioni d'uso dei produttori di adesivi per portaimpronte al fine di verificarne la compatibilità.
10. Il materiale dovrebbe estrudere facilmente: NON UTILIZZARE UNA FORZA ECCESSIVA. Un pressione eccessiva può portare a una estrusione non corretta del materiale o causare la rottura del cilindro.

## 2.3 Condizioni di conservazione

Conservare Aquasil Putty DECA™ a temperature comprese tra 10-25 °C. Portare Aquasil Putty DECA™ a temperatura ambiente prima del suo utilizzo. Il tempo di presa è influenzato dalla temperatura (**vedere il paragrafo Precauzioni e le Istruzioni step-by-step**). Proteggere dall'umidità. Non congelare. Non utilizzare oltre la data di scadenza.

## 2.4 Reazioni avverse

1. Danni alla cornea possono verificarsi con una prolungata esposizione degli occhi ai materiali d'impronta (**vedere Avvertenze**).
2. Dermatiti allergiche da contatto, irritazioni alla mucosa orale o altre reazioni allergiche possono verificarsi in soggetti sensibili (**vedere Avvertenze e Precauzioni**).
3. Possono verificarsi irritazione della cute a seguito di un'esposizione diretta, e desquamazione a seguito di esposizione prolungata (**vedere Avvertenze e Precauzioni**).
4. Ostruzioni intestinali o altre patologie digestive possono verificarsi a seguito di ingestione di materiali d'impronta già miscelati (**vedere Avvertenze**).

### 3 Istruzioni step-by-step

#### Istruzioni per il caricamento di Aquasil Putty DECA™

Il cilindro si adatta ai miscelatori dinamici Duomix<sup>1</sup> e Pentamix 2<sup>1</sup>. Rimuovere con attenzione i cilindri dispensatori dal loro confezionamento.

**Nota:** Le cartucce dei cilindri sono rigide, un'eventuale caduta li potrebbe danneggiare rendendoli inutilizzabili.

**Caricamento del cilindro DECA™:** Verificare inoltre le istruzioni dei produttori dei miscelatori dinamici.

1. Tenere fermamente e sostenere il cilindro con i beccucci dispensatori inseriti.
2. Afferrare la linguetta sul tappo dei beccucci dispensatori e fletterla verso l'alto a 90°. Non esercitare, forzandola, un eccessivo stress alla linguetta.
3. Afferrare con sicurezza la linguetta con il pollice e l'indice mentre si sostiene il cilindro, quindi rimuovere il tappo dallo stesso. Potreste incontrare resistenza nella rimozione del tappo.

**Nota:** Non fare cadere il cilindro. Potrebbe rompersi rendendolo inutilizzabile.

4. Inserire il cilindro all'interno del miscelatore dinamico seguendo le istruzioni indicate dal produttore.
5. Attenendosi alle indicazioni del produttore della macchina, premere il bottone per erogare il materiale. Il materiale fluisce dai due beccucci della cartuccia. (Questo dovrebbe essere fatto prima di ogni utilizzo.) Tenere il materiale estruso in direzione verticale per prevenire una contaminazione crociata dei beccucci.  
**Nota:** Rimuovere i primi 3 cm. di materiale d'impronta estruso dalle nuove cartucce riempite.
6. Installare un puntale miscelatore nei beccucci d'estrusione seguendo le istruzioni del produttore della macchina. (**Nota:** Non utilizzare puntali di miscelazione di altri produttori – non si adatteranno in maniera aderente e potranno causare fuoriuscita di materiale dai beccucci d'estrusione.)
7. Qualora il puntale di miscelazione non si adattasse con facilità, verificare che il foro interno centrale del puntale sia allineato correttamente con l'albero guida del miscelatore dinamico.
8. Una volta che il puntale di miscelazione è correttamente inserito, posizionare l'anello giallo di chiusura sopra il puntale e ruotare verso destra (1/4 di giro) fino a che l'anello sarà bloccato in posizione.
9. Verificare se l'albero esagonale si ingrana quando si avvia la macchina. La spirale del puntale miscelatore deve ruotare quando si avvia.
10. Distribuire il materiale miscelato (base e catalizzatore) all'interno di un appropriato portaimpronte.
11. Immediatamente dopo l'estrusione, retrarre gli stantuffi della macchina fuori dal cilindro per prevenire una continuativa pressione sul materiale e l'estrusione di materiale in eccesso dal puntale.
12. Dopo la disinfezione, tenere il puntale miscelatore utilizzato sulla cartuccia fino al prossimo utilizzo così da avere un tappo di sicurezza. Per rimuovere il puntale utilizzato ruotare in senso antiorario l'anello a baionetta e tirarlo fuori.

#### Preparazione della siringa con materiale wash

Se si utilizza una tecnica a due fasi, l'appropriato materiale d'impronta Aquasil® Ultra (wash) in cartuccia o digit® (dispenser mono dose disponibile separatamente) può essere predisposto per l'utilizzo secondo le Istruzioni d'uso.

<sup>1</sup> Non sono marchi registrati di Dentsply Sirona, Inc.

## Tecniche di impronta

### 3.1 Tecnica Putty/wash

#### Aquasil Putty DECA™ con Aquasil® Ultra LV o XLV Regular or Fast Set

Grazie alle eccellenti caratteristiche di fluidità si raccomanda la scelta di Aquasil® Ultra XLV come ribasante nella tecnica putty wash. Inoltre, si ottengono risultati ottimali con minor materiale rispetto ai ribasanti tradizionali.

Oltre alle normali istruzioni per la Tecnica Putty/Wash, considerare le raccomandazioni speciali riguardo la lavorabilità del materiale da impronta Aquasil®.

#### Presa dell'impronta

1. Estrudere Aquasil Putty DECA™ direttamente sul porta-impronta dal miscelatore dinamico. Per la prima impronta posizionare il portaimpronta entro **1 minuto e 1/2** (tempo di lavorazione a 23 °C) dal momento dell'estrusione all'interno del cucchiaino. Mantenere l'impronta in posizione almeno 3 minuti.
2. Rimuovere, pulire e preparare la prima impronta per la seconda impronta.
3. Pulire l'area da riprodurre con spray aria acqua. Rimuovere lo spray d'acqua.
4. Iniettare il materiale a bassa viscosità con il sistema in cartuccia sulla e intorno alla preparazione. Premere la leva del dispenser esercitando una pressione moderata ed uniforme per cominciare a miscelare il materiale. Il flusso di materiale si arresta quando si rilascia la leva. Si suggerisce di iniettare due volte il materiale completamente intorno alla preparazione ai margini cervicali, mantenendo il puntale immerso nel materiale.

Non è necessario soffiare con aria al fine di assottigliare il materiale. Le proprietà idrocompatibili di Aquasil® Ultra LV e XLV migliorano l'adattamento al dente consentendo una migliore 'bagnabilità'.

5. Siringare ulteriore ribasante sulle rimanenti superfici occlusali e/o sulla prima impronta.
6. Posizionare il portaimpronta entro 2 minuti e 15 secondi dall'inizio del siringamento di Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set e 1 minuto e 15 secondi dall'inizio del siringamento di Aquasil® Ultra XLV/LV Fast Set, rispettivamente.
7. Aquasil® indurisce più velocemente in bocca che sul banco da lavoro. Mantenere l'impronta in posizione almeno 5 minuti per Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set e 3 minuti per Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Prima di rimuovere l'impronta, assicurarsi che l'impronta sia dura, resiliente e non appiccicosa.

L'impronta deve essere conservata a temperature ambiente (max. 25 °C).

Lasciare i puntali miscelatori usati montati fino all'utilizzo successivo.

### 3.2 Tecnica a doppia miscelazione: con un cucchiaino rigido o con la tecnica dual arch.

**Suggerimento per la tecnica:** quando si utilizza la miscelazione dinamica, si raccomanda di avvalersi dell'aiuto di un'assistente per effettuare contemporaneamente il siringamento del materiale e il riempimento del porta-impronta.

1. Selezionare e/o preparare un idoneo porta-impronta, in metallo, monouso o prefabbricato. Usare porta-impronta rigido di dimensione sufficiente per fornire almeno 2-3 mm di spessore del materiale da impronta. Il porta-impronta.
2. Pennellare uno strato sottile di adesivo per porta-impronta seguendo le istruzioni per l'uso indicate dal produttore dell'adesivo. L'adesivo si deve usare anche sui portaimpronta forati.
3. In presenza di detriti o sangue, pulire il campo operatorio con spray aria acqua.
4. Eliminare l'acqua in eccesso mediante aspirazione. Non essiccare il dente. Asciugare ed isolare la zona con i rulli di cotone.

#### **Per il materiale siringabile:**

5. Posizionare un terminale intraorale sul puntale di miscelazione per un siringamento intraorale diretto dalla cartuccia o utilizzare il sistema di estrusione digit<sup>®</sup> per applicazione monodose. Si raccomanda di avvalersi dell'aiuto di un'assistente per effettuare contemporaneamente il siringamento del materiale e il riempimento del porta-impronte.

#### **Per il materiale per il porta-impronte:**

- 6a. Estrudere Aquasil Putty DECA<sup>™</sup> (assistente) direttamente sul porta-impronte dal miscelatore dinamico. Non stratificare il materiale o non posizionarlo in file. Questo metodo assicura una minima incorporazione d'aria.
- 6b. Rimuovere i rulli di cotone. Si suggerisce di siringare simultaneamente (dentista) e completamente intorno ai margini della preparazione, mantenendo il puntale immerso nel materiale. Iniettare il materiale siringabile all'interno di qualsiasi anatomia esistente e continuare a iniettare intorno alla preparazione/moncone fino alla loro completa copertura. Non soffiare con aria. Le caratteristiche idrofile di Aquasil<sup>®</sup> Ultra migliorano l'adattamento al dente permettendo una migliore "bagnabilità".
7. Inserire il porta-impronte riempito entro 1 minuto e 10 secondi dal momento dell'applicazione intraorale di Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Regular Set ed entro 35 secondi dell'applicazione intraorale di Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Fast Set. Mantenere in posizione l'impronta fino a presa avvenuta. (**Nota:** Il materiale indurisce più velocemente in bocca che sul banco di lavoro.) Controllare l'impronta in bocca (non sul banco), prima della sua rimozione, per essere sicuri che sia completamente indurita, resiliente e non appiccicosa. Il tempo minimo di rimozione è 5 minuti dall'inizio della miscelazione quando si utilizza Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Regular Set e 4 minuti e 30 secondi dall'inizio della miscelazione quando si utilizza Aquasil<sup>®</sup> Ultra LV/XLV Fast Set. Temperature elevate riducono il tempo di lavoro e quelle più basse lo allungano.
8. Rimuovere l'impronta tirando piano per rompere il sigillo, poi premendo velocemente lungo l'asse del dente. Risciacquare l'impronta con acqua fredda e asciugare.

## **4 Igiene**

### **4.1 Detersione**

Il cilindro e il dispenser si possono pulire strofinandoli con acqua calda e sapone o detersivo. Il materiale in eccesso può essere rimosso con una garza inumidita con alcol.

### **4.2 Disinfezione**

Le cartucce o i puntali usati, se lasciati sulla cartuccia, possono essere disinfettati con disinfettanti ad uso ospedaliero. I disinfettanti accettabili sono quelli che sono registrati dall'EPA (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente) come tuberculocida. Utilizzare salviette impregnate e non spray.

**Nota:** Strofinare i cilindri DELICATAMENTE per non rovinare l'etichetta. Alcuni agenti a base fenolica e prodotti a base di iodoforo possono macchiare la superficie. Agenti contenenti solventi organici, come l'alcool, possono sciogliere la plastica del dispenser e dello stantuffo. Per ottenere i migliori risultati, seguire fedelmente le istruzioni per l'uso del produttore del disinfettante.

**Suggerimento tecnico:** Aquasil<sup>®</sup> non indurito può essere rimosso dagli indumenti con un solvente per lavaggio a secco.

Per la detersione e la disinfezione della macchina miscelatrice seguire attentamente le indicazioni fornite dalla casa produttrice.

#### **4.3 Disinfezione del materiale da impronta**

L'impronta deve essere disinfettata con un disinfettante ad uso ospedaliero. I disinfettanti accettabili sono quelli che sono registrati dall'EPA (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente) come tuberculicida. Gli iodofori, l'ipoclorito di sodio (5,25%), l'anidride biossido di cloruro e i quaternari doppi o sinergizzati sono disinfettanti approvati. Per disinfettare il vinilpolisilossano, spruzzare con spray o immergere l'impronta in ogni disinfettante di uso ospedaliero, eccetto la glutaraldeide neutra, per il tempo raccomandato dal produttore del disinfettante. Si preferiscono disinfettanti in soluzione acquosa.

#### **4.4 Colatura ed elettroplaccatura**

L'impronta deve essere tolta dal disinfettante, risciacquata con acqua e lasciata ad asciugare per almeno lo stesso tempo della disinfezione, prima della colatura. L'impronta può essere colata 30 minuti dopo la rimozione e fino a 14 giorni.

Le impronte possono essere argentate o ramate.

Non conservare l'impronta alla luce solare diretta. Nel caso in cui l'impronta deve essere spedita, utilizzare un confezionamento adeguato per evitare distorsioni. Il materiale è compatibile con una varietà di gessi.

### **5 Numero di lotto ( ) e data di scadenza ( )**

1. Non usare oltre alla data di scadenza.  
Viene utilizzato lo standard ISO: "AAAA-MM" o "AAAA-MM-GG".
2. I seguenti numeri devono essere citati in tutte le comunicazioni:
  - Numero di riordino
  - Numero di lotto
  - Data di scadenza

# Aquasil Putty DECA™

Material de Impresión de Vinil Polisiloxano para máquina de mezclado

ADVERTENCIA: Solo para uso dental.

Contenido	Página
<b>1 Descripción del producto</b> .....	<b>30</b>
<b>2 Notas generales de seguridad</b> .....	<b>31</b>
<b>3 Instrucciones paso a paso</b> .....	<b>33</b>
<b>4 Higiene</b> .....	<b>35</b>
<b>5 Número de lote y fecha de caducidad</b> .....	<b>35</b>

## 1 Descripción del producto

Aquasil Putty DECA™ es un **material de impresión de base hidrofílica** consistente en una silicona de adición. La proporción de la mezcla es de 5 volúmenes de pasta base por 1 volumen de pasta catalizadora.

Aquasil Putty DECA™ en cartuchos puede utilizarse con máquinas mezcladoras.

Aquasil Putty DECA™ tiene **propiedades hidrofílicas** y es compatible con las siliconas de pistola y con las superficies húmedas. Por tanto esto produce una exacta reproducción tanto del área sub-gingival como de otras superficies húmedas.

Aquasil Putty DECA™ cumple con los requerimientos de las normas **ISO 4823 (2000), type 0** (consistencia putty).

### 1.1 Formas de presentación

Aquasil Putty DECA™ está disponible en cartuchos DECA™ 5:1.

### 1.2 Composición

- Vinyl siloxane
- Hydrogen siloxane
- Silica
- Paraffine

### 1.3 Indicaciones

- Aquasil Putty DECA™ está indicado para ser utilizado como material rígido de cubeta para: técnicas de impresiones en implantes, impresiones de toda la arcada o de tejidos.
- Aquasil Putty DECA™ es un material de impresión de elevada viscosidad con propiedades mecánicas ideales para impresiones de cubeta putty/fluida.
- También puede ser utilizada como material de impresión para impresiones de un solo paso (técnica de doble mezcla) de un cuadrante, arcada, con Aquasil® Ultra LV y XLV.

Clasificación ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Putty consistency
<b>Tiempo de trabajo total (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Tiempo recomendado en boca</b>	<b>3'00"</b>
Contracción de polimerización a las 24 h	0,05-0,3%
Recuperación elástica	≥ 98,8%
Tensión en compresión	2,3-3,3%
Proporción de mezclado por volumen (cartuchos DECA™)	5 partes base por 1 parte catalizador

Datos de archivo.

#### 1.4 Contra- indicaciones

Ninguna conocida.

## 2 Notas generales de seguridad

Preste atención a las siguientes notas generales de seguridad así como a las específicas que encontrará en otros apartados de estas instrucciones de uso.

### 2.1 Advertencias

1. Evite el contacto prolongado o repetido de Aquasil Putty DECA™ con la piel y los tejidos. Puede ocurrir irritación y posible daño corneal. En individuos susceptibles puede observarse un rash en la piel, en la mucosa oral u otras reacciones alérgicas. No ingerir.  
Contacto con los ojos y la piel: Lave la piel con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico. Lave la piel con abundante agua durante 15 minutos. A continuación lave la zona de la piel con abundante agua y jabón. Enjuague los tejidos blandos orales con abundante agua. En caso de que persista el rash, consulte al médico.  
Ingestión: No ingiera. En caso de ingestión accidental tome abundante agua. Este material no es peligroso cuando se ingiere en pequeñas cantidades. Grandes cantidades pueden provocar una obstrucción intestinal. Solicite atención médica si presenta alguna alteración digestiva.
2. No utilice Aquasil Putty DECA™ como material de rebase temporal. El uso del material para estos fines puede producir irritación de la mucosa oral. Si aparece alguna sintomatología durante el uso de AU interrumpa su utilización inmediatamente. En caso de que persista la irritación consulte al médico.

### 2.2 Precauciones

1. Este producto debe ser usado según las indicaciones del fabricante. Cualquier uso que discrepe de las mismas será bajo la responsabilidad del profesional.
2. Aquasil Putty DECA™ no debe ser mezclado ni usado en unión con siliconas de otros fabricantes, ni con poliéteres y polisulfuros.
3. No existen suficientes datos que avalen el uso de Aquasil Putty DECA™ para impresiones de hueso expuestos. Aquasil Putty DECA™ debe ser usado solamente en o alrededor de mucosa oral intacta.



4. Permita que Aquasil Putty DECA™ alcance la temperatura ambiente antes de su utilización. Temperaturas mas elevadas puede reducir el tiempo de trabajo y el tiempo de fraguado (más rápido), temperaturas mas bajas pueden incrementarlo. Clínicamente, el tiempo de fraguado intraoral (Mouth Removal Time) no se afecta al rango de temperatura de almacenamiento y de mezcla aconsejado.
5. Para obtener propiedades físicas óptimas, la mezcla debe ser totalmente homogénea.
6. No contamine el cordón de retracción con latex o guantes que contengan sustancias sulfurosas. Maneje el cordón de retracción con pinzas. No toque el diente preparado con los guantes.
7. El uso de algunos jabones y lociones pueden interferir con las reacciones de fraguado. La contaminación puede acumularse en la piel y puede ser difícil eliminarla. La utilización de guantes que no sean de latex durante el mezclado puede evitar esta posibilidad.
8. Si ha utilizado Peróxido de Hidrógeno para desinfectar la preparación lave con abundante agua, ante de la toma de la impresión.
9. Aquasil Putty DECA™ debe ser usada con la cubeta adecuada pretarataada con adhesivo de cubeta (**vea Instrucciones paso a paso**). Consulte las instrucciones de uso del fabricante del adhesivo de Cubeta para ver la compatibilidad.
10. El material debe extruir facilmente. NO UTILICE UNA FUERZA EXCESECIVA. Una fuerza excesiva puede provocar la salida anticipada del material o la ruptura del cilindro.

### 2.3 Condiciones de almacenamiento

Almacene Aquasil Putty DECA™ a temperatures entre 10-25 °C. Permita que el material alcance la temperatura ambiente antes de su utilización. El tiempo de trabajo se ve afectado por la temperatura (**vea Precauciones, Instrucciones paso a paso**). Protega de la humedad. No congele. No utilice después de la fecha de vencimiento.

### 2.4 Reacciones adversas

1. En caso de exposición prolongada al material de impresión se pueden producir daños corneales (**vea Advertencias**).
2. En individuos susceptibles se pueden ver dermatitis alérgica, irritación de mucosas y otras reacciones alérgicas (**vea Advertencias y Precauciones**).
3. Por exposición directa se puede ver irritación de la piel y descamación de la piel por exposición prolongada (**vea Advertencias y Precauciones**).
4. La ingestión del material de impresión mezclada puede producir obstrucción intestinal (**vea Advertencias**).

### 3 Instrucciones paso a paso

#### Aquasil Putty DECA™ Instrucciones de carga

El cilindro ajusta en la Duomix<sup>1</sup> y en la Pentamix 2<sup>1</sup>. Retire el cilindro del embalaje de manera cuidadosa.

**Note:** The cartridges cylinders are heavy and dropping may result in damage to the cylinders rendering it unusable.

**Cargado del cilindro de DECA™:** Consulte las instrucciones de uso de la máquina de mezclado.

1. Sujete firmemente todo el cilindro con los agujeros de dispensado hacia arriba.
2. Agarre la anilla de la tapa en los agujeros de dispensado y gírelo y elévelo en dirección de 90°. No presione la anilla.
3. Agarre firmemente la anilla con el pulgar y el índice mientras sujeta el cilindro y retire la tapa del mismo. Debe haber alguna resistencia a la retirada de la tapa.  
**Nota:** Tenga cuidado de que el cilindro no se caiga. Si se cae se puede romper y quedar inservible.
4. Inserte el cilindro en la máquina de acuerdo a las instrucciones de uso del Fabricante.
5. Siguiendo las instrucciones de uso del fabricante para el dispensado, presiones el botón. "Sangre" el cartucho previo uso (cada vez). El material debe salir en dirección vertical para evitar la contaminación de los agujeros de salida.  
**Nota:** Deseche los primeros 3 cm de cada Nuevo cartucho.
6. Instale la punta de mezclado supletoria siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina. (**Nota:** No utilice fuerza excesiva. No utilice puntas mezcla de otros Fabricantes porque puede sue no ajusten bien y el material rebose.
7. Si la punta de mezclado no se asienta correctamente asegúrese que está bien colocada.
8. Una vez que la punta está correctamente colocada, coloque el anillo amarillo sobre la punta de mezcla y gírelo 1/4 hacia la derecha.
9. Compruebe que el espiral está rotando durante el funcionamiento.
10. Dispense la mezcla en la cubeta apropiada.
11. Inmediatamente después del dispensado, retire el émbolo de la máquina para evitar que el material siga saliendo del cilindro.
12. Después de la desinfección, deje la punta de mezcla en el sitio hasta el próximo uso para que sirva como tapa. Para quitar la punta de mezcla gira la bayoneta en sentido contrario a las agujas del reloj.

#### Preparación del material de jeringa o lavado

Si utiliza una Técnica de dos fases, los productos necesarios como Aquasil® Ultra en jeringas (lavado), el material de impresión en cartuchos o el sistema de dispensado individual digit® Targeted Delivery System (disponibles por separado) deben estar seleccionados y preparados para su uso de acuerdo a las instrucciones de uso.

#### Técnicas de impresiones

##### 3.1 Técnica Putty/wash

#### Aquasil Putty DECA™ con Aquasil® Ultra LV o XLV Regular o Fast Set

Dada la excelente fluidez se recomienda para esta técnica el uso de Aquasil® Ultra XLV. Adicionalmente, menos material se tendrá que utilizar para obtener resultado óptimos, material.

Además de los pasos normales tenga en cuenta las recomendaciones de uso de Aquasil® Ultra.

<sup>1</sup> No son marcas comerciales registradas de Dentsply Sirona, Inc.

## Toma de impresión

1. Dispense Aquasil Putty DECA™ directamente en la cubeta desde la máquina de mezclado. Para la impresión primaria coloque la cubeta antes de **1 y 1/2 minutos** (tiempo de trabajo a 23 °C) después de la colocación de Aquasil Putty DECA™ en la cubeta. Mantenga la impresión en la posición durante 3 minutos.
2. Retiere, limpie y prepare la impresión primaria para la segunda impresión
3. Limpie el área a ser duplicada con un spray de aire/agua.
4. Inyecte la fluida alrededor de todos los dientes. Mantenga el émbolo apretado suavemente y retire el mismo cuando quiera que deje de fluir el material. Se sugiere inyectar toda la preparación y los márgenes gingivales dos veces, manteniendo la punta dentro del material. No es necesario aplicar aire en la preparación dadas las propiedades hidrófilas de Aquasil® Ultra.
5. Coloque material fluido en la superficie oclusal y/o en la impresión primaria.
6. Coloque la cubeta dentro de los 2 minutos y 15 segundos de inyectada la silicona fluida para el caso de la prestación Regural, en el caso de la presentación Fast de la fluidas hágalo en 1 minuto y 15 segundos como máximo.
7. Aquasil® fragua antes en la boca. Retenga la impresión en posición durante 5 minutos después de el inicio de la mezcla para Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set y 3 minutos en el caso de Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Antes de retirar, asegúrese que la impresión está firme, resilente y no pegajoso.

La impresión debe ser almacenada en condiciones de temperatura ambiente (max. 25 °C). Deje la punta de mezcla en el sitio hasta el próximo uso.

## 3.2 Técnica de doble mezcla: con cubeta rígida o doble arcada.

**Consejo técnico:** Se recomienda utilizar un asistente para la toma de impresión para inyectar la fluida a la vez que dispensamos la pesada.

1. Selecciones y/o la cubeta adecuada. Tome en cuenta que debe quedar 2-3 mm para la colocación del material de impresión.
2. Coloque una fina capa de adhesivo de cubeta de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
3. En caso de que exista sangre u otros detritos en el campo aplique un spray de aire y agua.
4. Retire el exceso de agua con succión. No deseque el diente. Seque y aisle con rollos de algodón.

### Para el material fluido:

5. Coloque la punta intraoral o prepare el sistema digit®. Se necesita un asistente para colocar el material fluido en la boca a la vez que dispensamos la silicona pesada en la cubeta.

### Para la cubeta:

- 6a. Dispense Aquasil Putty DECA™ directamente en la cubeta desde la máquina de mezclado. No coloque filas del material para evitar la incorporación de aire.
- 6b. Retire los rollos de algodón. Se sugiere inyectar por el dentista todos los márgenes dentarios de la preparación/pilares. Asegúrese de tener la punta dentro del material. Inyecte todos los detalles anatómicos y continúe con la preparación dentaria. No aplique aire en la preparación, es mejor que exista un cierto grado de humedad.
7. Mantenga la cubeta cargada en la boca durante 1 minuto y 10 segundos desde la introducción de Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set, en la boca. Y 35 segundos en el caso de Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. (**Nota:** El material fragua antes en la boca.) Verifique la impresión en la boca (No fuera), controle que esté firme, resilente y no pegajoso, antes de retirarla. El tiempo mínimo de retirada es de 5 minutos para Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set y 4 minutos y 30 segundos para Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set.

Altas temperaturas reduce el tiempo de trabajo y bajas lo incrementa.

8. Retire la impresión creando un poco de vacío para que se retire fácilmente. Retirela siguiendo el eje axial de los dientes. Lave la impresión con agua fría y aplique aire.

## 4 Higiene

### 4.1 Limpieza

Los cilindros pueden limpiarse con agua y jabón o detergente. El exceso de material puede ser retirado con alcohol.

### 4.2 Desinfección

Cilindros y puntas usadas que serán dejadas en el lugar deben ser desinfectadas con un desinfectante de nivel hospitalario: tuberculocida.

**Nota:** Limpie el cilindro GENTILMENTE para no destruir la etiqueta. Algunos productos con base de fenólica e Iodóforos pueden producir tinciones. Los solventes orgánicos como el alcohol pueden disolver el plástico de la pistola y el émbolo. Las instrucciones del fabricante de la desinfección deben ser seguidas correctamente para obtener óptimos resultados.

**Technique Tip:** Aquasil® Ultra no fraguado puede retirarse de la ropa con un solvente en seco.

Limpieza y desinfección de la máquina de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

### 4.3 Desinfección del material de impresión

La impresión debe ser desinfectada con un desinfectante de nivel hospitalario, tuberculocida, de acuerdo a las regulaciones nacionales. Iodóforos, hipocloritos de sodio (5,25%), amonios cuaternarios, etc, son desinfectantes autorizados. Para la desinfección aplique un spray de la solución o sumerja la misma en el desinfectante. Se prefiere el uso de desinfectante de base acuosa.

### 4.4 Duplicado

La impresión debe retirarse del desinfectante y lavada y secada al menos el mismo tiempo que ha sido sumergida en el desinfectante. La impresión puede ser vaciada a los 30 minutos de retirada de la boca y hasta 14 días.

Impresión puede ser plateada.

No coloque la impresión bajo luz solar directa. En caso de ser trasladada utilice un embalaje apropiado para evitar distorsiones.

## 5 Número de lote ( ) y fecha de caducidad ( )

1. No utilizar después de la fecha de caducidad.  
Nomenclatura usada de la ISO: "AAAA-MM" o "AAAA-MM-DD".
2. Los siguientes números deben ser señalados en todas las correspondencias:
  - Número de referencia
  - Número de lote
  - Fecha de caducidad

# Aquasil Putty DECA™

Material de Impressão de mistura Dinâmica á base de Vinil Polisiloxano

**ATENÇÃO:** Apenas para uso dentário.

Conteúdo	Página
<b>1 Descrição do produto</b> .....	<b>36</b>
<b>2 Notas de segurança geral</b> .....	<b>37</b>
<b>3 Instruções passo-a-passo</b> .....	<b>39</b>
<b>4 Higiene</b> .....	<b>41</b>
<b>5 Número de lote e data de validade</b> .....	<b>42</b>

## 1 Descrição do produto

Aquasil Putty DECA™ é um **material de impressão de base hidrofílica** que consiste em adição de silicones de vinil de cura. A relação de mistura é 5 volumes de pasta base e 1 volume de pasta catalisadora.

Os cartuchos Aquasil Putty DECA™ podem ser usados com máquinas misturadoras adequadas.

Aquasil Putty DECA™ apresenta **propriedades hidrofílicas** e é compatível com os materiais de seringa Aquasil® Ultra hidrofílicos e as superfícies húmidas. Portanto, revela uma reprodução exacta das áreas subgengivais e de outras superfícies húmidas.

Aquasil Putty DECA™ cumpre os requisitos da norma **ISO 4823 (2000), tipo 0** (consistência de massa).

### 1.1 Formas de entrega

Aquasil Putty DECA™ está disponível em 5:1 DECA™.

### 1.2 Composição

- Vinil siloxano
- Siloxano de hidrogénio
- Sílica
- Parafina

### 1.3 Indicações

- Aquasil Putty DECA™ está concebido como um material de moldeira rígida, adequado para: todos os dentes, implante (aba fechada) ou técnicas de impressão de tecido.
- Aquasil Putty DECA™ é um material de impressão do tipo viscosidade muito elevada, com propriedades mecânicas ideais, como material de moldeira para a técnica de massa/lavagem.

- Também pode usar-se como um material de moldeira para a técnica de um passo de impressão em quadrante de arcada de fase dupla, arcada dupla ou arcada completa (técnica de mistura dupla) com Materiais de Impressão Aquasil® Ultra LV ou XLV.

Classificação ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Tipo 0: Consistência de massa
<b>Tempo de Trabalho Total (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Tempo recomendado na boca</b>	<b>3'00"</b>
Encolhimento da polimerização após 24 h	0,05-0,3%
Recuperação Elástica	≥ 98,8%
Resistência na compressão	2,3-3,3%
Relação de mistura por volume (entrega DECA™)	5 partes de base para 1 parte de catalisador

Dados em Ficheiro.

#### 1.4 Contra-indicações

Nenhuma conhecida.

## 2 Notas de segurança geral

Tenha em atenção as notas de segurança geral e as notas de segurança especial noutros capítulos destas instruções.

### 2.1 Avisos

- Evite a exposição prolongada ou repetida de Aquasil Putty DECA™ com a pele e os olhos. Pode ocorrer irritação e possível lesão da córnea. Em pessoas sensíveis pode ocorrer erupção cutânea, irritação da mucosa oral, ou outras reacções alérgicas. Não ingerir.  
Contacto com os Olhos e a Pele: Lave os olhos com água corrente durante 15 minutos e consulte um médico. Lave a pele com água corrente durante 15 minutos e, em seguida, lave a área com água e sabão após o contacto. Lave os tecidos orais com água abundante. Se a erupção persistir, consulte um médico.  
Ingestão: Não engula nem ingira. Se ocorrer ingestão acidental, beba muita água. Este material não é perigoso quando ingerido em pequenas quantidades. Quantidades maiores podem causar obstipação. Em caso de irregularidades digestivas, consulte um médico.
- Não use Aquasil Putty DECA™ como um material de rebasamento provisório. O uso do material desta forma pode causar irritação da mucosa oral. Se os sintomas persistirem, interrompa imediatamente a utilização. Se a irritação não acalmar, consulte um médico.

## 2.2 Precauções

1. Este produto destina-se a ser usado apenas como indicado especificamente nas instruções de utilização. Qualquer utilização deste produto que não seja consistente com as instruções de utilização fica ao critério e responsabilidade exclusiva do médico.
2. Aquasil Putty DECA™ não deverá ser misturado nem usado em conjunto com polissiloxanos vinílicos de outros fabricantes. Aquasil Putty DECA™ não deverá ser misturado nem usado em conjunto com silicões de poliéter, polissulfito ou convencionais (condensação curada).
3. Não existem dados suficientes para apoiar o uso de Aquasil Putty DECA™ para impressões em osso exposto. Só deverá usar-se Aquasil Putty DECA™ sobre ou em torno de mucosa intacta.
4. Antes da utilização, deixe Aquasil Putty DECA™ atingir a temperatura ambiente. As temperaturas mais elevadas reduzem os tempos de trabalho e os tempos de solidificação em bancada (mais rápidos), temperaturas mais baixas aumentam-nos (mais lentos). Clinicamente, o tempo de solidificação intraoral (Tempo de Remoção da Boca) não é afectado dentro do intervalo de armazenamento permitido e temperaturas de mistura iniciais.
5. Para obter propriedades físicas ideais, a mistura deverá ser totalmente homogénea (sem estrias).
6. Não contamine os fios de retracção com luvas poliméricas de látex ou "contendo enxofre". Manuseie os fios com uma pinça de dentista. Não toque com as luvas no dente preparado.
7. O uso de alguns sabões e loções para as mãos pode causar interferência com a reacção de solidificação. A contaminação pode acumular-se na superfície da pele e poderá ser difícil de lavar. O uso de luvas sem látex durante a mistura evitará esta possibilidade.
8. Se a preparação for tratada com peróxido de hidrogénio, enxague com água abundante antes de fazer a impressão.
9. Deverá usar-se Aquasil Putty DECA™ com moldeiras de impressão adequadas, tratadas previamente com adesivo para moldeira (**consulte as instruções passo-a-passo**). Relativamente a compatibilidade, consulte as instruções de utilização do fabricante de adesivo para moldeira.
10. O material deverá poder ser retirado facilmente: **NÃO USE FORÇA EXCESSIVA**. A pressão excessiva pode resultar na extrusão imprevista do material ou causar ruptura do cilindro.

## 2.3 Condições de armazenamento

Conservar Aquasil Putty DECA™ a temperaturas entre 10-25 °C. Antes da utilização, deixar o material atingir a temperatura ambiente. O tempo de trabalho é afectado pela temperatura (**consulte as Precauções e as instruções passo-a-passo**). Proteja da humidade. Não congele. Não use após o prazo de validade.

## 2.4 Reacções Adversas

1. A exposição prolongada ao material de impressão pode causar lesões na córnea (**consulte os Avisos**).
2. Em pessoas sensíveis, pode ocorrer dermatite alérgica de contacto, irritação da mucosa oral e outras reacções alérgicas (**consulte Avisos e Precauções**).
3. Devido a exposição directa pode ocorrer irritação da pele e, devido a exposição prolongada, pode ocorrer desengorduramento da pele (**consulte Avisos e Precauções**).
4. Devido a ingestão de material de impressão misturado, pode ocorrer obstipação ou outra perturbação digestiva (**consulte os Avisos**).

### 3 Instruções passo-a-passo

#### Instruções de Carregamento de Aquasil Putty DECA™

O cilindro encaixa nos misturadores dinâmicos Duomix<sup>1</sup> e Pentamix 2<sup>1</sup>. Retire cuidadosamente os cilindros doseadores da embalagem.

**Nota:** Os cilindros de cartuchos são pesados e podem cair, ficando danificados e inutilizáveis.

**Carregamento do Cilindro DECA™:** consulte também as instruções do fabricante do misturador dinâmico.

1. Segure firmemente e apoie todo o cilindro com os bocais doseadores virados para cima.
2. Aperte a patilha na tampa dos bocais doseadores e curve para cima a 90°. Não exerça demasiada força na patilha.
3. Aperte a patilha firmemente com o polegar e o indicador, apoiando ao mesmo tempo o cilindro, e retire a tampa do cilindro. Ao retirar a tampa haverá alguma resistência.

**Nota:** Não deixe cair o cilindro. O cilindro poderá partir-se, ficando inutilizável.

4. Insira o cilindro no misturador dinâmico, de acordo com as indicações fornecidas pelo fabricante.
5. Seguindo as instruções do fabricante da máquina para dosear, pressione o botão de controlo. Retire o material dos dois bocais do cartucho. (Deverá fazer isto antes de cada utilização.) Limpe o material extrudido na direcção vertical para evitar contaminação cruzada dos bocais.

**Nota:** Elimine os primeiros 3 cm de material de impressão extrudido dos cartuchos cheios recentemente.

6. Instale uma ponta mistura fornecida nos bocais de extrusão, seguindo as instruções do fabricante da máquina. (**Nota:** Não use pontas misturadoras de outros fabricantes – não encaixarão bem e poderão fazer com que o material verta pelos bocais de extrusão.)
7. Se a ponta misturadora não assentar facilmente, certifique-se de que o hexágono da ponta misturadora dinâmica esteja alinhado correctamente com o veio accionador do misturador dinâmico.
8. Quando a ponta misturadora estiver colocada correctamente, coloque o anel de bloqueio do bocal amarelo sobre a ponta misturadora e rode para a direita (1/4 de volta) até que o anel fique bloqueado no lugar.
9. Verifique se o veio flutuante hexagonal engata ao iniciar. A espiral na ponta misturadora tem de rodar ao iniciar.
10. Deite a base misturada e catalisadora numa moldeira adequada.
11. Imediatamente após deitá-la, retire os êmbolos da máquina do cilindro para evitar a pressão continuada no material e a extrusão do material em excesso da ponta.
12. Após a desinfecção, mantenha a ponta misturadora usada no lugar, até à próxima utilização para servir de tampa autovedante. Para retirar a ponta misturadora usada, rode o anel de baioneta no sentido anti-horário e retire-a.

#### Preparação da seringa/do material de lavagem

Se se utilizar uma técnica de fase dupla, pode seleccionar-se e preparar-se para utilização material adequado de impressão de seringa (lavagem) Aquasil® Ultra no cartucho ou Dispensadora de Dose Unitária do Sistema de Administração Direcção digit® (disponível separadamente) para usar de acordo com as instruções de utilização.

<sup>1</sup> Não se trata de marcas registadas da Dentsply Sirona, Inc.



## Técnicas de Impressão

### 3.1 Técnica de massa/lavagem

#### Aquasil Putty DECA™ com Solidificação Regular ou Rápida Aquasil® Ultra LV ou XLV

Devido às excelentes características de fluidez, recomenda-se escolher Aquasil® Ultra XLV como a consistência leve para a técnica de lavagem de massa. Para além disso, para obter resultados ideais, usa-se menos material, comparativamente com as consistências leves tradicionais.

Para além dos passos comuns para a técnica de massa/lavagem, deve ter-se em consideração as recomendações especiais para o manuseamento dos Materiais de Impressão Aquasil® indicadas abaixo.

#### Tomada de Impressão

1. Deite o Aquasil Putty DECA™ directamente na moldeira de impressão do misturador dinâmico. Para a moldeira de impressão principal não mais de **1 e 1/2 minutos** (tempo de trabalho a 23 °C) após extrusão de Aquasil Putty DECA™ para a moldeira. Mantenha a impressão na posição durante um mínimo de 3 minutos.
2. Retire, limpe e prepare a impressão principal para a impressão secundária.
3. Limpe a área a duplicar com água pulverizada. Remova a água pulverizada.
4. Injecte a consistência leve com o sistema de cartucho sobre e em torno das preparações do dente. Aperte o gatilho doseador exercendo pressão moderada e uniforme para iniciar a mistura do material. O material parará de sair após se libertar o gatilho. Sugere-se uma aplicação completa simultânea em redor das margens gengivais duas vezes, mantendo a ponta da seringa dentro do material de impressão. Não é necessário soprar com ar para diluir o material. As propriedades hidrofílicas dos Materiais de Impressão Aquasil® Ultra LV e XLV melhoram a adaptação ao dente, permitindo uma melhor "humidificação".
5. Aplicar a quantidade adicional de consistência leve nas superfícies restantes de oclusão do dente e/ou na impressão principal preparada.
6. Coloque a moldeira no período de 2 minutos e 15 segundos após começar a injectar Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set (Solidificação Regular) e de 1 minuto e 15 segundos após começar a injectar Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set (Solidificação Rápida), respectivamente.
7. Os Materiais de Impressão Aquasil® solidificam mais rapidamente na boca do que na bancada. Mantenha a impressão na posição durante 5 minutos desde o início da mistura para Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set (Solidificação Regular) e 3 minutos desde o início da mistura para Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set (Solidificação Rápida). Antes da remoção, certifique-se de que a impressão esteja firme, elástica e não pegajosa.

Deve conservar-se a impressão sob condições ambientais normais (máx. 25 °C). Deve deixar-se a ponta misturadora no local até à próxima utilização.

### 3.2 Técnica de um passo de Fase Dupla: com uma Moldeira Rígida ou com Técnica de Arcada Dupla.

**Sugestão de Técnica:** Quando se utilizar um misturador dinâmico, é altamente recomendado utilizar um assistente para garantir a aplicação com a seringa e o carregamento simultâneos da moldeira.

1. Seleccione e/ou prepare uma moldeira metálica adequada, uma moldeira descartável rígida ou uma moldeira individual. Use moldeiras rígidas de tamanho suficiente para proporcionar pelo menos 2-3 mm de espessura de material de impressão.
2. Escove uma camada fina de adesivo para moldeira, seguindo as instruções de utilização do fabricante do adesivo. Deve usar-se adesivo mesmo com moldeiras perfuradas.
3. Se existirem quaisquer resíduos ou sangue, limpe o local com água pulverizada.

4. Remover o excesso de água com sucção. Não dessecar o dente. Secar e isolar com rolos de algodão.

**Para o material da seringa:**

5. Encaixar uma ponta intraoral na extremidade da ponta misturadora para aplicação directa com seringa intraoral de um cartucho ou preparar a seringa Dispensadora de Dose Unitária do Sistema de Administração Direccionada digit®. Para injectar simultaneamente o material da seringa e carregar a moldeira será necessário um assistente de consultório.

**Para o material da moldeira:**

- 6a. Deite o material Aquasil Putty DECA™ (assistente) directamente na moldeira de impressão a partir do misturador dinâmico. Não aplicar o material em camadas nem em alinhamentos. Esta técnica assegura a menor incorporação de ar.
- 6b. Remover os rolos de algodão. Sugere-se a aplicação simultânea com a seringa (dentista) totalmente em torno das margens da preparação/do pilar, garantindo que a ponta intraoral se mantêm dentro do material de impressão. Injecte o material da seringa em qualquer anatomia existente e continue a aplicação com a seringa em torno da(s) preparação(ões)/do(s) pilar(es), até que a(s)/(os) preparação(ões)/o(s) pilar(es) esteja(m) totalmente coberto(s) com o material da seringa. Não soprar com ar. As propriedades hidrofílicas do Material de Impressão Aquasil® Ultra melhoram a adaptação ao dente, permitindo uma melhor “humidificação”.
7. Coloque a moldeira carregada no período de 1 minuto e 10 segundos a partir do momento da primeira introdução de Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set (Solidificação Regular) intraoralmente e de 35 segundos a partir do momento da primeira introdução de Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set (Solidificação Rápida) intraoralmente. Mantenha a impressão em posição até estar firmemente solidificada. (**Nota:** O material solidifica mais rapidamente na boca do que na bancada). Verifique a impressão na boca (não na bancada) para assegurar que esteja firme, elástica e não pegajosa antes da remoção. O Tempo de Remoção Mínimo é de 5 minutos a partir do início da mistura, quando usado com Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set (Solidificação Regular), e de 4 minutos e 30 segundos a partir do início da mistura quando usado com Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set (Solidificação Rápida). As temperaturas mais elevadas reduzem os tempos de trabalho e as temperaturas mais baixas aumentam-nos.
8. Remover a impressão puxando lentamente para quebrar o selamento e, em seguida, retirar ao longo do eixo longitudinal do dente. Enxaguar a impressão em água fria e secar com sopro.

## 4 Higiene

### 4.1 Limpeza

Os cilindros podem ser limpos esfregando-os com água quente e sabão ou detergente. Pode limpar-se o excesso de material com gaze humedecida em álcool.

### 4.2 Desinfecção

Os cilindros e as pontas usadas deixados nos cilindros para armazenagem deverão ser desinfectados com um desinfectante tuberculocida hospitalar, de acordo com os regulamentos nacionais e locais. Use panos impregnados e não pulverizadores.

**Nota:** Limpe o cilindro SUAVEMENTE; limpar vigorosamente pode destruir a etiqueta. Alguns agentes de base fenólica e produtos de base iodófora podem causar manchas na superfície. Os agentes que contenham solventes orgânicos, como álcool, podem ter tendência a dissolver o doseador de plástico e o êmbolo. Para obter os melhores resultados, devem seguir-se as instruções do fabricante do desinfectante.

**Sugestão de Técnica:** O Material de Impressão Aquasil® não solidificado pode ser removido da roupa com solvente de limpeza a seco.

Limpe e desinfecte a Máquina Misturadora Dinâmica seguindo as instruções do fabricante da máquina.

#### **4.3 Desinfecção do Material de Impressão**

A impressão deve ser desinfetada com um desinfectante tuberculocida hospitalar, de acordo com os regulamentos nacionais e locais. Os iodóforos, o hipoclorito de sódio (5,25%), o dióxido de cloro e os quaternários duplos ou intensificados são desinfetantes aprovados. Para desinfetar o material siloxano polivinílico, embeber completamente por aspersão ou mergulhar a impressão em qualquer desinfectante hospitalar recomendado, excepto glutaraldeído neutro, pelo tempo de contacto recomendado pelo fabricante do desinfectante a fim de obter os melhores resultados. São preferidas as soluções aquosas de desinfectante.

#### **4.4 Moldagem e Galvanoplastia**

A impressão deve ser removida do desinfectante, enxaguada e exposta ao ar para secar durante pelo menos o mesmo tempo que esteve exposta à solução desinfectante antes de ser moldada. A impressão pode ser moldada até 30 minutos após a remoção da boca e até catorze dias.

As impressões podem ser revestidas a prata ou cobre.

Não guarde a impressão exposta à luz solar directa. Se for necessário expedir a impressão, use uma embalagem adequada para prevenir a distorção. O material é compatível com uma gama de moldes de gesso.

### **5 Número de lote ( ) e data de validade ( )**

1. Não usar depois da expiração da data de validade.  
Indicação em conformidade com a norma ISO: „AAAA-MM“ ou „AAAA-MM-DD“.
2. Os seguintes números devem ser indicados em toda a correspondência:
  - Número de referência do produto
  - Número de lote
  - Data de validade

© Dentsply France 2008-06-26

# Aquasil Putty DECA™

## Vinylpolysiloxan Avtrycksmaterial för Dynamisk Blandning

VARNING: Endast för dentalt bruk.

Innehåll	Sida
<b>1 Produktbeskrivning</b> .....	<b>43</b>
<b>2 Generella säkerhetsföreskrifter</b> .....	<b>44</b>
<b>3 Steg-för-steg instruktioner</b> .....	<b>46</b>
<b>4 Hygien</b> .....	<b>48</b>
<b>5 Batchnummer och utgångsdatum</b> .....	<b>49</b>

### 1 Produktbeskrivning

Aquasil Putty DECA™ är ett **hydrofilit basavtrycksmaterial** som består av additionshärdande vinylsilikoner. Blandningsförhållanden är 5 delar baspasta och en del katalysatorpasta.

Aquasil Putty DECA™ patroner kan användas i lämplig blandningsmaskin.

Aquasil Putty DECA™ visar **hydrofila egenskaper** och är kompatibelt med det hydrofila Aquasil® Ultras sprutmaterial och fuktiga ytor. Det genererar därför en exakt reproduktion av subgingivala areor och andra fuktiga ytor.

Aquasil Putty DECA™ uppnår kraven från **ISO 4823** (2000), **typ 0** (putty konsistens).

#### 1.1 Förpackningar

Aquasil Putty DECA™ finns i 5:1 DECA™ förpackning.

#### 1.2 Innehåll

- Vinylsilikon
- Vätesilikon
- Kiseldioxid
- Paraffin

#### 1.3 Indikationer

- Aquasil Putty DECA™ är framställt som ett fast skedmaterial som passar till: alla tand, implantat (closed flap) eller slemhinneavtryckstekniker.
- Aquasil Putty DECA™ är ett avtrycksmaterial med mycket hög viskositet med idealiska mekaniska egenskaper som skedmaterial vid putty/wash teknik.
- Det kan också användas som ett skedmaterial för double mix enstegsmetod, triple tray eller avtrycksteknik med hel tandbåge Putty Wash/double mix (tvåstegsmetoden) tillsammans med Aquasil® Ultra LV eller XLV avtrycksmaterial.

Klassifikation ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Putty konsistens
<b>Total arbetstid (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Rekommenderad tid in munnen</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisationskrämpning efter 24 tim	0,05-0,3%
Elastisk återhämtning	≥ 98,8%
Tryckhållfasthet	2,3-3,3%
Blandningsförhållanden i volym (DECA™ förpackning)	5 delar bas till 1 del katalysator

Information.

#### 1.4 Kontraindikationer

Ingen känd.

## 2 Generella säkerhetsföreskrifter

Observera följande generella säkerhetsföreskrifter och de specifika säkerhetsföreskrifterna i andra kapitel i dessa anvisningar.

### 2.1 Varning

1. Undvik långvarig eller upprepad exponering av ögon och hud för Aquasil Putty DECA™ avtrycksmaterial. Det kan leda till irritation och eventuell hornhinneskada. Känsliga personer kan få hudutslag, irritationer i orala slemhinnor eller andra allergiska reaktioner. Får ej förtäras.  
Vid kontakt med ögon och hud: Skölj ögonen rikligt med vatten under 15 minuter och konsultera läkare. Spola huden i rinnande vatten under 15 minuter och tvätta sedan det utsatta området med tvål och vatten efter kontakt. Spola vävnad i munnen med rikliga mängder vatten. Konsultera läkare om hudutslaget inte försvinner.  
Vid förtäring: Får ej sväljas eller förtäras. Drick stora mängder vatten om materialet sväljs av misstag. Det här materialet är inte farligt om det sväljs i små mängder. Större mängder kan orsaka tarmobstruktion. Sök läkarvård vid oregelbunden matsmältning.
2. Använd inte Aquasil Putty DECA™ avtrycksmaterial som tillfällig reliner. Sådan användning av materialet kan förorsaka irritation i orala slemhinnor. Avbryt användningen omedelbart om symptom uppstår. Konsultera läkare om irritationen inte avtar.

### 2.2 Försiktighetsåtgärder

1. Denna produkt är avsedd att användas endast på det sätt som anges i denna bruksanvisning. För all användning som avviker från instruktionerna i denna bruksanvisning är användaren/tandläkaren ensidigt ansvarig.
2. Aquasil Putty DECA™ avtrycksmaterial skall inte blandas med eller användas tillsammans med andra tillverkares vinylpolysiloxaner. Aquasil Putty DECA™ avtrycksmaterial skall inte blandas med eller användas tillsammans med material som innehåller polyetrar, polysulfider eller konventionella kondensationssilikoner (k-silikoner).
3. P.g.a. otillräcklig data kan Aquasil Putty DECA™ inte rekommenderas för avtryckstagning på exponerat ben.  
Aquasil Putty DECA™ skall endast användas på eller omkring intakt slemhinna.

4. Aquasil Putty DECA™ skall vara rumstempererat före användning. Högre temperaturer förkortar arbetstiden och arbetsbordets stelningstider (snabbare), lägre temperaturer ökar dem (långsammare). Kliniskt, intraoral stelningstid (Mouth Removal Time) förblir opåverkad inom räckvidden för tillåten förvaring och initiala blandnings-temperaturer.
5. För att få optimala fysikaliska egenskaper skall blandningen vara fullständigt homogen (fri från strimmor).
6. Kontaminera inte retraktionstrådar med latex från svavelhaltiga skyddshandskar. Hantera tråden med pincett. Vidrör inte preparerade tänder med skyddshandskar.
7. Vid användning av vissa tvålar och handkrämer kan stelningsreaktionen påverkas. Kontamineringen kan ansamlas i hög koncentration på huden och kan vara svår att tvätta bort. Användning av handskar som inte innehåller latex under blandningspro-ceduren förebygger detta problem.
8. Om preparationen behandlas med väteperoxid, skölj rikligt med vatten innan avtrycket tas.
9. Aquasil Putty DECA™ skall användas med lämpliga avtrycksskedar som har förbe-handlats med skedadhesiv (**se steg-för-steg-instruktioner**). För kompatibilitet se bruksanvisningen från tillverkaren av skedadhesiven.
10. Materialet skall kunna pressas ut med lätthet: ANVÄND INTE ÖVERDRIVEN KRAFT. Överdrivet tryck kan leda till att materialet sprutar ut oförutsett eller att pa-tronen brister.

### 2.3 Förvaring

Förvara Aquasil Putty DECA™ i temperaturer mellan 10-25 °C. Materialet skall vara rumstempererat före användning. Arbetstiden påverkas av temperaturen (se Försiktighetsåtgärder, steg-för-steg instruktioner). Förvara inte använda patroner med nya (oanvända) blandningsspetsar monterade. Skydda från fukt. Frys ej. Använd ej efter utgångsdatum.

### 2.4 Biverkningar

1. Långvarig exponering av ögonen för avtrycksmaterialet kan leda till hornhinneskada (**se Varningar**).
2. Känsliga personer kan drabbas av kontaktallergi, få irritationer i orala slemhinnor och andra allergiska reaktioner (**se Varningar och Försiktighetsåtgärder**).
3. Direkt exponering kan leda till hudirritationer och förlängd exponering till hudavfettning (**se Varningar och Försiktighetsåtgärder**).
4. Tarmobstruktion eller andra matsmältningsproblem kan uppstå till följd av förtäring av blandat avtrycksmaterial (**se Varningar**).

### 3 Steg-för-steg instruktioner

#### Aquasil Putty DECA™ Laddningsinstruktioner

Kolven passar Duomix<sup>1</sup> och Pentamix 2<sup>1</sup> blandningsmaskiner. Avlägsna försiktigt engångskolv från förpackning.

**Observera:** Kassettkolvarna är tunga och om man tappar dem kan de gå sönder och bli obrukbara.

**DECA™ Laddning av kolv:** Se även de enskilda fabrikanternas instruktioner för respektive blandare.

1. Håll kolven stadigt samt stöd den med fördelarmunstycket riktat uppåt.
2. Fatta fliken på fördelarmunstyckets lock och böj den 90° uppåt. Undvik otillbörlig spänning på fliken.
3. Fatta ett stadigt tag med tumme och pekfinger kring locket, håll i kolven och avlägsna locket från kolven. Visst motstånd uppstår vid avlägsnandet.

**Observera:** Tappa ej kolven. Kolven kan gå sönder och bli oanvändbar.

4. Sätt i kolven i blandningsmaskinen i enlighet med fabrikantens bruksanvisning.
5. Genom att följa maskinfabrikantens anvisningar för fördelning, tryck på frammatningsknappen. Blöd materialet från kolvens två munstycken. (Detta skall göras före varje användning.) Torka av överskottsmaterial i vertikal riktning för att undvika korskontaminering av munstyckena.

**Observera:** Släng de första 3 cm av materialet som tryckts ut från den nyfyllda kolven.

6. Montera en medföljande blandningsspets på munstyckena i enlighet med fabrikantens anvisning. (**Observera:** Använd ej andra fabrikanters blandningsspetsar – de kommer ej att sluta tätt vilket kan orsaka läckage av material från munstycket.)
7. Om blandningsspetsen inte kommer på med lätthet, säkerställ att den interna centralskåran på blandningsspetsen är i korrekt linje med blandningsmaskinens axel.
8. När blandningsspetsen väl är på plats, sätt på munstyckets gula låsring över blandningsspetsen och vrid till höger (1/4 varv) till dess att ringen är i låst läge.
9. Kontrollera huruvida blandningsaxeln startar så att sexkanten sätts in i fördelarmunstycket. Blandningsspetsens spiral måste rotera vid start.
10. Släng den blandade basen och katalysatorn i ett separat kärl.
11. Omedelbart efter fördelning skall maskinens pistonger backas ur kolven för att förhindra att överskottsmaterial rinner ur spetsen.
12. Efter desinfektion, låt den använda spetsen sitta kvar till nästa gång som en självförseglande kork. För att ta bort den använda blandningsspetsen dras bajonettringen motsols och bort.

#### Förberedelse av material för spruta/wash

Om double mix metoden används kan passande Aquasil® Ultra (wash) avtrycksmaterial för spruta, patron eller digit® Targeted Delivery System singeldos (tillgänglig separat), väljas och förberedas enligt bruksanvisning.

#### Avtrycksmetoder

##### 3.1 Putty/wash-metod

#### Aquasil Putty DECA™ med Aquasil® Ultra LV eller XLV Regular eller Fast Set

Tack vare de excellenta flytegenskaperna rekommenderas Aquasil® Ultra XLV som light body vid putty wash-metoden. Dessutom används mindre material än jämförelsevis traditionella light bodymaterial för att uppnå optimalt resultat.

Förutom den vanliga behandlingsgången för putty/wash-metoden bör även tas i beaktande de speciella rekommendationer som nämns nedan för Aquasil® avtrycksmaterial.

<sup>1</sup> Registrerade varumärken som inte tillhör Dentsply Sirona, Inc.

## Avtryckstagnig

1. Fördela Aquasil Putty DECA™ direkt i avtrycksskeden från blandningsmaskinen. För primäraavtrycket ska den sättas på plats senast **1 och 1/2** minut (arbets tid vid 23 °C) efter fördelning av Aquasil Putty DECA™ i skeden. Låt avtrycket vara kvar i position minimum 3 minuter.
2. Ta bort, rengör och förbered primäraavtryck för sekundäraavtryck.
3. Rengör området som ska avbildas med vattenblåster. Avlägsna vatten.
4. Applicera light body med patronsystem på och omkring tandpreparationer. Tryck på fördelarhandtaget med ett moderat och jämnt tryck för att påbörja blandning av materialet. Materialet slutar rinna när handtaget släpps. Man råder att spruta två gånger ordentligt runt tanden vid gingivan, med spetsen kvar i avtrycksmaterialet. Det är inte nödvändigt att luftblåstra för att tunna ut materialet. De hydrofila egenskaperna hos Aquasil® Ultra LV och XLV avtrycksmaterial ökar anpassning till tand med bättre "vätning".
5. Spruta ytterligare light body på kvarvarande ocklusala tandytor och/eller på förberett primäraavtryck.
6. Sätt in skeden inom 2 minuter och 15 sekunder efter Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set börjat appliceras och 1 minut och 15 sekunder efter Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set, respektive.
7. Aquasil® avtrycksmaterial stelnar fortare i munnen än på arbetsbordet. Bibehåll avtrycket i position under 5 minuter från blandningsstart för Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set och 3 minuter från blandningsstart för Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Kontrollera att avtrycket är fast, elastiskt och inte klipbar, innan det avlägsnas.

Avtrycken skall förvaras i normala rumsförhållanden, (max. 25 °C). Använd blandningspets lämnas kvar på plats till nästa gång den används.

### 3.2 Double mix enstegsmetod: med en styv sked eller med triple traymetod.

**Tekniktips:** När man använder en blandningsmaskin rekommenderas assistans för att möjliggöra samtida sprutapplicering och laddning av sked.

1. Välj ut och/eller förbered en lämplig metallsked, en styv sked för engångsbruk eller en individuell sked. Använd tillräckligt stora och styva skedar för att få avtryck med minst 2-3 mm materialjocklek.
2. Stryk ett tunt skikt skedadhesiv på skeden enligt bruksanvisningen från tillverkaren av skedadhesiven. Adhesiven bör även användas till perforerade skedar.
3. Skölj och luftblåstra preparationsområdet om det kontaminerats med spill eller blod.
4. Avlägsna överskottsvatten med sug. Undvik dehydrering. Torka och isolera med bomullsrullar.

#### För sprutmaterial:

5. Fäst en intraoral spets på blandningspetsens ände för direkt intraoral applicering från en patron, eller förbered digit® Targeted Delivery System singeldos spruta. Det krävs en assistent för att applicera sprutmaterial samtidigt som man laddar en sked med skedmaterial.

#### För skedmaterial:

- 6a. Fördela Aquasil Putty DECA™ (tandsköterskan) direkt i avtrycksskeden från blandningsmaskinen. Skikta inte materialet eller lägg det i rader. Denna teknik tillåter minimalt med luftinkorporering.
- 6b. Tag bort bomullsrullar. Det rekommenderas att materialet sprutas (tandläkare) helt runt gränserna till preparationerna/brofästena medan den intraorala spetsen hålls intryckt i avtrycksmaterialet. Applicera sprutmaterialet i alla utrymmen och fortsätt att spruta runt preparationerna/brofästena tills preparationerna/brofästena är helt täckta av sprutmaterial. Blåstra inte med luft. De hydrofila egenskaperna hos Aquasil® Ultra avtrycksmaterial ger en förbättrad anpassning till tanden eftersom det möjliggör en bättre vätning av ytorna.



7. Sätt den fyllda skeden på plats inom 1 minut och 10 sekunder från den första intraorala appliceringen av Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set och 35 sekunder från den första intraorala appliceringen av Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Håll avtrycket på plats tills det stelnat helt. (**Observera:** Materialet stelnar fortare i munnen än på arbetsbordet.) Kontrollera avtrycket i munnen (inte på arbetsbordet) för att vara säker på att det är stabilt, eftergivligt och inte klibbar innan det lyfts ut. Kortastetiden för att avlägsna ur munnen är 5 minuter från det att blandningen påbörjas med Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set, 4 minuter och 30 sekunder från det att blandningen påbörjas med Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Högre temperaturer minskar arbetstiden och lägre temperaturer ökar den.
8. Avlägsna avtrycket genom att dra långsamt för att släppa in luft mellan avtrycksmaterialet och mjukvävnader, dra därefter ut parallellt med tänderna. Skölj avtrycket i kallt vatten och luftblästra det torrt.

## 4 Hygien

### 4.1 Rengöring

Kolvorna kan rengöras genom tvätt med varmt tvålvatten eller rengöringsmedel. Överskottsmaterial kan tas bort med gasväv som fuktats med alkohol.

### 4.2 Desinfektion

Kolvar och använda spetsar som har lämnats kvar på kolven som förslutning skall desinficeras med ett tuberkulosidalt desinfektionsmedel för sjukvårdsbruk i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. Använd impregnerade trasor, inte sprejer.

**Observera:** Torka av kolven FÖRSIKTIGT, alltför energisk torkning kan förstöra etiketten. En del fenolbaserade medel och produkter baserade på jodoforer kan orsaka ytmissfärgning. Medel som innehåller organiska lösningsmedel, som exempelvis alkohol, kan lösa upp plastmaterial i blandningspistol och kolv. Instruktionerna från tillverkaren av desinfektionsmedlen bör följas noggrant för att uppnå bästa möjliga resultat.

**Tekniktips:** Icke stelnat Aquasil® avtrycksmaterial kan tas bort från klädesplagg med kemtvättslösningsmedel.

Rengör och desinficera blandningsmaskinen genom att följa fabrikantens anvisningar.

### 4.3 Desinfektion av avtrycket

Avtrycket bör desinficeras med ett desinfektionsmedel för sjukvårdsbruk. Godtagna desinfektionsmedel är de som är EPA-registrerade som tuberkulocida. Jodoforer, natriumhypoklorit (5,25%), kloridoxid och synergistiska ammoniumföreningar som består av två eller fyra delar är godkända desinfektionsmedel. För att desinficera polyvinylsilikonmaterial skall avtrycket blötas grundligt genom att spreja det eller sänka ned det i något rekommenderat desinfektionsmedel för sjukvårdsbruk, med undantag av neutral glutaraldehyd, så länge som den kontaktid som rekommenderas av tillverkaren av desinfektionsmedlet för att uppnå optimalt resultat. Vattenbaserade desinfektionslösningar är att föredra.

### 4.4 Modellframställning och elektroplätning

Avtrycket avlägsnas från desinfektionsmedlet, sköljs med vatten och lufttorkas minst lika länge som det exponerades för desinfektionslösningen innan det fylldes med gips. Avtrycket kan slås ut efter 30 minuter från det att det avlägsnats från munnen upp till fjorton dagar.

Avtrycken kan silver- eller kopparplätas.

Förvara inte avtrycket i direkt solljus. Om avtrycket skall transporteras, använd lämplig förpackning för att förhindra förvrängning. Materialet är kompatibelt med ett flera olika modellmaterial.

## **5 Batchnummer ( ) och utgångsdatum ( )**

1. Använd ej efter utgången datum.  
ISO standard använder: "AAAA-MM" eller "AAAA-MM-DD".
2. Följande nummer skall anges vid varje korrespondens:
  - Beställningsnummer
  - Batchnummer
  - Utgångsdatum

© Dentsply France 2008-06-26

# Aquasil Putty DECA™

## Vinyl Polysiloxaan Afdruk Materiaal voor Automatische Menging

WAARSCHUWING: Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik.

Inhoud	Pagina
1 Productbeschrijving .....	50
2 Algemene veiligheidsvoorschriften .....	51
3 Stap-voor-stap instructies .....	53
4 Hygiëne.....	55
5 Lotnummer en vervaldatum.....	56

### 1 Productbeschrijving

Aquasil Putty DECA™ is een additiepolymeriserend vinyl siliconen **hydrofiel basisafdruk** materiaal. De mengverhouding is 5 volume-eenheden basispasta op 1 volume-eenheid katalysatorpasta.

De Aquasil Putty DECA™ cartridges kunnen in een daarvoor geschikte mengmachine worden gebruikt.

Aquasil Putty DECA™ heeft **hydrofiële eigenschappen** en is compatibel met de hydrofiële Aquasil® Ultra spuitmaterialen en met vochtige oppervlakken. Hierdoor wordt een exacte reproductie van subgingivale gebieden en andere vochtige oppervlakken verkregen.

Aquasil Putty DECA™ voldoet aan de vereisten als neergelegd in de norm **ISO 4823** (2000), **type 0** (puttyconsistentie).

#### 1.1 Leveringsvormen

Aquasil Putty DECA™ is verkrijgbaar in een 5:1 DECA™ verpakking.

#### 1.2 Samenstelling

- Vinyl siloxaan
- Waterstof siloxaan
- Silica
- Paraffine

#### 1.3 Indicaties

- Aquasil Putty DECA™ is een stevig lepelmetaal geschikt voor het afdrukken met alle technieken van weefsels, alle elementen en implantaten (gesloten flap).
- Aquasil Putty DECA™ is een afdrukmetaal met een zeer hoge viscositeit met ideale mechanische eigenschappen als traymetaal voor putty/wash techniek.
- Het kan in combinatie met Aquasil® Ultra LV of XLV afdrukmaterialen tevens worden gebruikt als traymetaal bij de tweefasen éénstapstechniek, de dubbelmengtechniek.

Classificatie ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Puttyconsistentie
<b>Totale Verwerkingstijd (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Aanbevolen tijd in de mond</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisatiekrimp na 24 uur	0,05-0,3%
Elasticiteit	≥ 98,8%
Spanning bij samendrukken	2,3-3,3%
Volumemengverhouding (DECA™ afgifte)	5 delen basis op 1 deel katalysator

Data beschikbaar.

#### 1.4 Contra-indicaties

Geen bekend.

## 2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Houd rekening met de hieronder volgende algemene bemerkingen over veiligheid en de specifieke veiligheidsaantekeningen in andere hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing.

### 2.1 Waarschuwingen

1. Vermijd langdurig of herhaald contact van huid en ogen met Aquasil Putty DECA™. Irritatie en mogelijke beschadigingen aan de cornea kunnen hiervan het gevolg zijn. Jeuk, irritatie van de orale mucosa of andere allergische reacties kunnen bij daarvoor gevoelige personen optreden. Niet voor inwendig gebruik.  
Contact met ogen en huid: Spoel ogen gedurende 15 minuten met water en raadpleeg een arts. Spoel na contact de huid met stromend water gedurende 15 minuten en was daarna de huid met water en zeep. Spoel orale weefsels overvloedig met water. Als de jeuk aanhoudt moet een arts worden geraadpleegd.  
Inslikken: Niet inslikken. Indien dit accidenteel toch gebeurt moet veel water worden gedronken. Het materiaal is niet gevaarlijk indien een kleine hoeveelheid wordt doorgeslikt. Grotere hoeveelheden kunnen een obstructie in de ingewanden veroorzaken. Raadpleeg bij onregelmatigheden in de spijsvertering een arts.
2. Gebruik Aquasil Putty DECA™ niet als een tijdelijke reliner. Het gebruik van dit materiaal voor dit doel kan irritatie van de orale mucosa tot gevolg hebben. Als er symptomen verschijnen dient het gebruik onmiddellijk te worden gestaakt. Als de irritatie aanhoudt moet een arts worden geraadpleegd.

### 2.2 Voorzorgsmaatregelen

1. Dit product moet worden gebruikt zoals in de gebruiksaanwijzing is omschreven. Elk gebruik dat hiermee niet overeenkomt is een beslissing van de practicus en is geheel en alleen voor zijn verantwoording.
2. Aquasil Putty DECA™ mag niet worden gemengd met, of gebruikt in combinatie met vinylpolysiloxaan materialen van een andere fabrikant. Aquasil Putty DECA™ mag niet worden gemengd met, of gebruikt in combinatie met polyether, polysulfide of conventionele (condensatie) siliconen.
3. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om het gebruik van Aquasil Putty DECA™ voor afdrukken op geëxponeerd bot te ondersteunen. Aquasil Putty DECA™ dient uitsluitend te worden gebruikt op of rond intacte mucosa.

4. Laat Aquasil Putty DECA™ alvorens het gebruiken eerst op kamertemperatuur komen. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd en reduceren de verwerkingstijden in het laboratorium (sneller), lagere temperaturen verlengen deze (langzamer). Klinisch wordt de intraorale hardingstijd (de verblijftijd in de mond) niet beïnvloed indien de toegestane range van bewaar- en mengtemperaturen worden aangehouden.
5. Om optimale fysische eigenschappen te verkrijgen moet een geheel homogeen (streepvrij) mengsel worden gebruikt.
6. Zorg ervoor dat retractiekoord niet met latex of 'zwavel bevattende', polymere handschoenen wordt gecontamineerd. Verwerk het koord met een Collegepincet. Raak geprepareerde elementen niet met handschoenen aan.
7. Het gebruik van sommige soorten zeep voor de handen en van lotions kan de uitharding verstoren. De contaminatie kan op de huid accumuleren en is soms niet makkelijk te verwijderen. Door het dragen van handschoenen zonder latex wordt deze mogelijkheid uitgesloten.
8. Spoel wanneer de preparatie met waterstofperoxide is behandeld deze met ruim water alvorens de afdruk te nemen.
9. Aquasil Putty DECA™ dient in combinatie met een geschikte afdruklepel te worden gebruikt, die is voorbehandeld met adhesief (**zie de Stap-voor-stap instructies**). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het adhesief of dit compatibel is.
10. Het materiaal moet makkelijk extruderen: GEBRUIK GEEN BOVENMATIGE KRACHT. Bovenmatige druk kan onvoorziene extrusie van het materiaal of breuk van de cilinder tot gevolg hebben.

### 2.3 Opslag

Bewaar Aquasil Putty DECA™ bij een temperatuur tussen 10-25 °C. Laat het materiaal op kamertemperatuur komen alvorens het te gebruiken. De verwerkingstijd wordt door de temperatuur beïnvloed (**zie Voorzorgsmaatregelen, Stap-voor-stap instructies**). Tegen vocht beschermen. Niet laten bevriezen. Niet gebruiken na de vervaldatum.

### 2.4 Ongunstige reacties

1. Langere tijd blootstellen van het oog aan het afdruk materiaal kan leiden tot schade aan het hoornvlies (**zie Waarschuwingen**).
2. Allergische contactdermatitis, irritatie van de orale mucosa en andere allergische reacties kunnen bij daarvoor gevoelige personen optreden (**zie Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen**).
3. Directe blootstelling kan leiden tot huidirritatie, terwijl langere tijd blootstellen kan leiden tot ontvetting van de huid (**zie Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen**).
4. Na het inslikken van gemengd afdruk materiaal kunnen obstructies in de ingewanden of andere spijsverteringsstoornissen optreden (**zie Waarschuwingen**).

### 3 Stap-voor-stap instructies

#### Aquasil Putty DECA™ Plaatsingsinstructies

De cilinder past in de Duomix<sup>1</sup> en de Pentamix 2<sup>1</sup> dynamic mixers. Verwijder de cilinders voorzichtig uit de verpakking.

**N.B.:** De cilinders van de cartridges zijn zwaar en het laten vallen ervan kan deze beschadigen en onbruikbaar maken.

**Plaatsen van de DECA™ cilinder:** Raadpleeg ook de aparte gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het mengtoestel.

1. Houd de volle cilinder stevig met de nozzles naar boven wijzend vast en ondersteun deze.
2. Pak de tab op de dop in de nozzles vast en buig deze naar boven om in een hoek van 90°. Oefen geen onnodige druk op de tab uit.
3. Grijp met duim en wijsvinger de tab stevig vast en verwijder de dop terwijl de cilinder wordt ondersteund. Bij het verwijderen van de dop kan enige weerstand worden ondervonden.  
**N.B.:** Laat de cilinder niet vallen. Deze kan breken en daardoor onbruikbaar worden.
4. Plaats volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de mixer de cilinder in het apparaat.
5. Volg voor het dispensereren de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 'Bleed' het materiaal uit de nozzles van de cartridge (Doe dit elke keer voorafgaand aan het gebruik.) Veeg het geëxtrudeerde materiaal af in een verticale richting om zodoende contaminatie van de nozzles te voorkomen.  
**N.B.:** Gooi de eerste 3 cm geëxtrudeerd afdrukmetaal uit nieuw gevulde cartridges weg.
6. Plaats een meegeleverde mengtip op de extrusie-nozzles, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. (**N.B.:** Gebruik geen mengtip van een andere fabrikant. Ze zullen niet goed passen waardoor lekkage van afdrukmetaal uit de nozzles zal kunnen optreden.)
7. Controleer in het geval dat de mengtip niet makkelijk op zijn plaats komt of het interne centrale zeskant van de dynamische tip correct is uitgelijnd met de aandrijvingsas van het mengapparaat.
8. Plaats nadat de mengtip correct is aangebracht de gele sluitring over de mengtip en draai deze een kwart slag rechtsonder totdat hij op zijn plaats is vergrendeld.
9. Controleer of de zeskantige aandrijf-as bij het starten in werking komt. Het spiraal in de mengtip moet bij het starten gaan draaien.
10. Dispenseer het mengsel van basis en katalysator in een geschikte afdruklepel.
11. Draai onmiddellijk na het dispensereren de plunjers van de machine weg van de cilinder om blijvende druk op het materiaal en het doorgaan van het extruderen uit de tip te voorkomen.
12. Laat na desinfectie de gebruikte tip op zijn plaats tot het volgende gebruik. Deze tip zal fungeren als een afsluitdop. Om de gebruikte mengtip te verwijderen draait men de bajonetring tegen de klok in en verwijdert men deze.

#### Preparatie van het spuit-/washmateriaal

Bij het toepassen van de tweefase techniek kan een geschikt Aquasil® Ultra spuit / wash afdrukmetaal in een cartridge of digit® Targeted Delivery System Unit Dose Dispensed delivery (apart leverbaar) worden gekozen en volgens de gebruiksaanwijzing voorbereid.

<sup>1</sup> Geen geregistreerde handelsmerken van Dentsply Sirona, Inc.

## Afdruktechnieken

### 3.1. Putty/wash techniek

#### Aquasil® Putty DECA™ met Aquasil® Ultra LV, XLV Regular of Fast Set

Aanbevolen wordt om vanwege zijn uitstekende vloeieigenschappen te kiezen voor Aquasil® Ultra XLV als het light body materiaal voor de putty/wash techniek. Daar komt bij dat, in vergelijking tot traditionele light body materialen, minder materiaal wordt gebruikt om een optimaal resultaat te bereiken.

Houd naast de gebruikelijke stappen voor de putty/wash techniek rekening met de volgende speciale aanbevelingen voor het werken met Aquasil® afdrukmaterialen.

#### Nemen van de afdruk

1. Dispenseer Aquasil Putty DECA™ direct vanuit de mixer in de afdruklepel. Plaats de lepel voor de primaire afdruk niet later dan **1 en 1/2 minuut** na extrusie van Aquasil Putty DECA™ in de lepel (verwerkingstijd bij 23 °C). Houd de lepel minimaal 3 minuten in situ.
2. Verwijder, reinig en prepareer de primaire afdruk voor de secundaire afdruk.
3. Maak het af te drukken gebied met de lucht/waterspuit schoon. Verwijder het spraywater.
4. Plaats met het cartridgesysteem light body materiaal op en rond de preparaties. Druk met matige en gelijkmatige druk om het mengen van het materiaal te starten. Als de trekker wordt losgelaten zal het materiaal niet verder vloeien. Het wordt aanbevolen om geheel rond de preparaties op de gingivale grenzen twee maal te spuiten, waarbij de spuittip in het afdruk materiaal wordt gehouden. Het is niet nodig het materiaal met de luchtspuit te verdelen. De hydrofiele eigenschappen van de afdrukmaterialen Aquasil® Ultra LV en XLV verbeteren de adaptatie aan het element, waardoor een betere bevochtiging ontstaat.
5. Spuit extra light bodied materiaal op de occlusale oppervlakken en/of op de geprepareerd primaire afdruk.
6. Plaats de lepel respectievelijk binnen 2 minuten 15 seconden na het begin van de applicatie van Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set en 1 minuut en 15 seconden na het begin van het appliceren van Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set.
7. Aquasil® afdrukmaterialen harden in mond sneller uit dan daarbuiten. Houd de afdruk gedurende 5 minuten na het begin van het mengen in positie bij Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set en gedurende 3 minuten na het begin van het mengen bij Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Overtuig u voor het uitnemen ervan dat de afdruk stevig is, elastisch en niet kleverig.

De afdruk moet bij normale kamertemperatuur (max. 25 °C) worden bewaard. De gebruikte mengtip blijft ter plaatse tot het volgende gebruik.

### 3.2. Tweefase eenstaps techniek: met een Rigid Tray of met de Double Arch techniek.

**Techniektip:** Bij gebruik van een mengapparaat is het sterk aan te raden de hulp van een assistent in te roepen om gelijktijdig te kunnen spuiten en de lepel te vullen.

1. Selecteer en/of prepareer een geschikte metalen afdruklepel, een stevige disposable tray of een individuele lepel. Zorg dat de starre lepels voldoende ruimte hebben om tenminste 2-3 mm afdruk materiaal te bevatten.
2. Penseel een dunne laag trayadhesief op de lepel volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het adhesief. Ook op geperforeerde trays moet adhesief worden aangebracht.
3. Als vuil of bloed aanwezig is dient dit met de water/luchtspuit te worden verwijderd.
4. Zuig een teveel aan water af. Droog het element niet uit. Droog en isoleer met wattenrollen.

### **Voor spuitmateriaal:**

5. Plaats om direct intraoraal vanuit de cartridge te kunnen spuiten een intraorale tip op het uiteinde van de mengtip of prepareer een digit® Targeted Delivery System Unit Dose Dispensed spuit. De hulp van een assistent is nodig om tegelijkertijd het spuitmateriaal te appliceren en de afdruklepel te vullen.

### **Het lepelmateriaal:**

- 6a. Dispenseer Aquasil Putty DECA™ materiaal (assistent) direct vanuit de mixer in de afdruklepel. Doe dat niet laagsgewijs of in rijen. Door deze techniek wordt een minimale luchtinsluiting verkregen.
- 6b. Verwijder de wattenrollen. Aanbevolen wordt dat de tandarts tegelijkertijd geheel rond de preparatiegrenzen spuit waarbij de punt van de spuit in het materiaal blijft. Plaats het spuitmateriaal in/op een aanwezige plaats en ga verder met spuiten rond de preparatie(s) totdat deze volledig met het spuitmateriaal zijn bedekt. Blaas niet met lucht. De hydrofiele eigenschappen van Aquasil® Ultra afdrukmaterialen verbeteren de adaptatie aan het element waardoor een betere bevochtiging ontstaat
7. Plaats binnen 1 minuut en 10 seconden na het begin van het intraoraal plaatsen van Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set de gevulde lepel in de mond en binnen 35 seconden na het begin van het intraoraal appliceren van Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Houd de afdruk ter plaatse totdat het materiaal stevig is. (**N.B.:** Het materiaal hardt sneller uit in de mond dan daarbuiten.) Controleer de afdruk vóór het uitnemen in de mond (niet daarbuiten) om er zeker van te zijn dat hij stevig is, veerkrachtig en niet kleverig. De minimale tijd alvorens uit te nemen is 5 minuten vanaf het begin van het mengen bij gebruik in combinatie met Ultra LV/XLV Regular Set en 4 minuten en 30 seconden vanaf het begin van het mengen bij gebruik in combinatie met Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set.  
Hogere temperaturen reduceren de verwerkingstijden en lagere verlengen deze.
8. Neem de afdruk uit door eerst langzaam te trekken om het vacuüm te verbreken en neem daarna uit in de lengteas van de elementen. Spoel de afdruk af onder koud water en blaas hem droog.

## **4 Hygiëne**

### **4.1 Schoonmaken**

De cilinders kunnen door borstelen met heet water, zeep of afwasmiddel worden gereinigd. Overtollig materiaal kan worden verwijderd met een met alcohol bevochtigd gaasje.

### **4.2 Desinfectie**

Cilinders en de daarop achtergebleven gebruikte tips dienen met een medisch tuberculicide desinfectans te worden gedesinfecteerd volgens de nationaal en lokaal geldende richtlijnen. Gebruik doekjes, geen sprays.

**N.B.:** Veeg een cilinder **VOORZICHTIG** af. Stevig afvegen kan het label vernielen. Sommige middelen op fenolbasis en iodophor kunnen het oppervlak aantasten. Middelen waarin organische oplosmiddelen zitten, zoals alcohol, kunnen de neiging hebben de kunststof van de dispenser en de plunjer op te lossen. De aanwijzingen van de fabrikant van het desinfectiemiddel dienen voor het verkrijgen van een optimaal resultaat correct te worden opgevolgd.

**Technische tip:** Niet uitgehard Aquasil® afdruk materiaal kan met een 'dry cleaning' oplosmiddel van kleding worden verwijderd.

Reinig en desinfecteer het mengapparaat op de door de fabrikant aangegeven wijze.



#### **4.3 Desinfectie van het afdruk materiaal**

De afdruk moet met een medisch tuberculicide volgens nationale en lokale voorschriften worden gedesinfecteerd. Iodophoren, natriumhypochloride (5,25%), chloordioxide en duale of gesynergeerde quaternaire ammonia zijn toegelaten desinfectantia. Om polyvinylsiloxaan materiaal te desinfecteren dient de afdruk grondig te worden gesprayd of ondergedompeld in een aanbevolen medische desinfectans met uitzondering van neutrale glutaraaldehyde. Doe dit gedurende de tijd als voor een optimaal resultaat door de fabrikant wordt aanbevolen. Waterige desinfectantia genieten de voorkeur.

#### **4.4 Uitgieten en galvaniseren**

De afdruk dient uit het desinfectans te worden genomen, afgespoeld met water en aan de lucht worden gedroogd, gedurende tenminste dezelfde tijd als hij was blootgesteld aan het desinfectans, alvorens te worden uitgegoten. De afdruk kan na 30 minuten tot veertien dagen na het uitnemen uit de mond worden uitgegoten.

De afdrukken kunnen worden verzilverd of verkoperd.

Bewaar een afdruk niet in direct zonlicht. Als de afdruk moet worden verzonden moet deze goed worden verpakt om vervorming uit te sluiten. Het materiaal is compatibel met vele uitgietsmaterialen.

### **5 Lotnummer ( ) en vervaldatum ( )**

1. Niet gebruiken na de vervaldatum.  
De datum staat vermeld volgens de ISO-norm: "JJJJ-MM" of "JJJJ-MM-DD".
2. Gelieve in alle correspondentie de volgende gegevens op te nemen:
  - Bestelnummer
  - Batchnummer
  - Vervaldatum

# Aquasil Putty DECA™

Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa do automatycznego mieszania

**UWAGA:** Produkt przeznaczony do użycia wyłącznie przez lekarzy stomatologów.

Zawartość	Strona
1 Opis produktu .....	57
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa .....	58
3 Szczegółowa instrukcja stosowania.....	60
4 Higiena.....	62
5 Numer referencyjny i data ważności.....	63

## 1 Opis produktu

Aquasil Putty DECA™ jest **hydrofilną masą wyciskową** opartą na addycyjnie wiążących silikonach. Proporcje mieszania wynoszą 5 objętości pasty bazy i 1 objętość katalizatora.

Naboje Aquasil Putty DECA™ mogą być stosowane wraz z odpowiednimi urządzeniami do automatycznego mieszania.

Aquasil Putty DECA™ wykazuje **hydrofilne właściwości** i jest kompatybilna z hydrofilnymi masami półpłynnymi Aquasil® Ultra oraz wilgotnymi powierzchniami. Mają one wpływ na jeszcze dokładniejsze odwzorowanie szczegółów poddziąsłowych rejonów oraz innych wilgotnych obszarów.

Aquasil Putty DECA™ odpowiada wymogom **ISO 4823 (2000), typ 0** (gęsta konsystencja).

### 1.1 Dostępne opakowania

Aquasil Putty DECA™ jest dostępny w opakowaniu typu 5:1 DECA™.

### 1.2 Skład

- Vinylosiloksany
- Wodorowe siloksany
- Krzemionka
- Parafina

### 1.3 Wskazania

- Aquasil Putty DECA™ jest przeznaczony jako masa tak zwanej pierwszej warstwy nakładana bezpośrednio na łyżkę wyciskową w czasie pobierania wycisków wszystkich zębów, implantów (zamknięty płąt) oraz tkanek.
- Aquasil Putty DECA™ charakteryzuje się bardzo gęstą konsystencją o wysokich parametrach mechanicznych, odpowiednią jako materiał pierwszej warstwy w technice dwuwarstwowej, dwufazowej (putty/wash).

- Materiał może być także używany w technice dwuwarstwowej, jednoczesowej pobierania wycisku jednego kwadrantu, podwójnego łuku oraz całego łuku (double mix) wraz z masami Aquasil® Ultra LV lub XLV.

Klasyfikacja ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Gęsta konsystencja
<b>Całkowity czas pracy (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Zalecany czas w jamie ustnej</b>	<b>3'00"</b>
Skurcz polimeryzacyjny po 24 h	0,05-0,3%
Powrót elastyczny	≥ 98,8%
Napężenie po ścisnaniu	2,3-3,3%
Objęściowe proporcje mieszania (opakowanie DECA™)	5 części bazy do 1 części katalizatora

Dane dostępne na życzenie.

#### 1.4 Przeciwwskazania

Brak.

## 2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy zwrócić uwagę na następujące zasady bezpieczeństwa oraz uwagi zawarte w innych częściach instrukcji użytkowania.

### 2.1 Ostrzeżenia

1. Unikać przedłużonego lub powtarzającego się kontaktu masy Aquasil Putty DECA™ ze skórą i oczami. Może to prowadzić do podrażnienia lub nawet uszkodzenia rogówki. Rumień skórny, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub inne reakcje alergiczne mogą wystąpić u nadwrażliwych pacjentów. Nie przyjmować wewnątrznie.  
Kontakt z oczami i skórą: Przepłukać oczy bieżącą wodą przez około 15 minut i skontaktować się z lekarzem specjalistą. Spłukać skórę bieżącą wodą przez około 15 minut a następnie miejsce kontaktu przemyć wodą z mydłem. Przepłukać błony śluzowe obficie wodą. Jeśli rumień się utrzymuje należy skontaktować się ze specjalistą.  
Połknięcie: Nie przelikać oraz nie przyjmować wewnątrznie. Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia to należy natychmiast popić dużą ilością wody. Materiał nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w przypadku połknięcia niewielkich ilości tego produktu. Połknięcie dużej porcji może spowodować zaburzenia perystaltyki jelit. W przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego należy skontaktować się z odpowiednim lekarzem specjalistą.
2. Nie stosować masy Aquasil Putty DECA™ jako materiału do tymczasowego podścielania. Takie zastosowanie może przyczynić się do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej. Jeśli pojawiają się takie objawy należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. W razie utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem ogólnym.

## 2.2 Środki ostrożności

1. Ten produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji stosowania. Zaleca się stosowanie ochronnych okularów dla pacjentów. Użycie materiału niezgodne z jego przeznaczeniem opisanym szczegółowo w instrukcji stosowania może nastąpić tylko na wyłączną odpowiedzialność lekarza praktyka.
2. Aquasil Putty DECA™ nie powinna być mieszana lub stosowana z masami poliwinylsiloksanowymi innych producentów. Aquasil Putty DECA™ nie należy też mieszać ani stosować w połączeniu z masami polieterowymi, polisulfidowymi lub konwencjonalnymi silikonami (kondensacyjnymi silikonami).
3. Brak jest wystarczającej ilości dowodów potwierdzających możliwość użycia materiału Aquasil Putty DECA™ w przypadku odsłoniętej kości. Aquasil Putty DECA™ powinien być używany tylko w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z lub dookoła nieuszkodzonej błony śluzowej.
4. Przed użyciem masa Aquasil Putty DECA™ powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Podwyższona temperatura skraca czas pracy masy oraz laboratoryjny czas wiązania (przyśpiesza), niska temperatura natomiast wydłuża te czasy (opóźnia). Klinicznie, wewnątrzustny czas wiązania (czas po którym można usunąć masę) pozostaje niezmienny w zakresie zalecanych temperatur przechowywania i początkowej temperatury mieszania.
5. Aby uzyskać optymalne właściwości fizyczne zmieszany materiał powinien mieć homogenną konsystencję (bez smug).
6. Nie należy zanieczyszczać nici refrakcyjnych lateksem lub „zawierającymi siarkę” rękawiczkami. Nici retrakcyjne dotykać wyłącznie pęsetą. Nie dotykać rękawiczkami preparowanych zębów.
7. Stosowanie niektórych rodzajów mydeł i lotionów może wywołać zakłócenia reakcji wiązania. Zanieczyszczeni gromadzą się na powierzchni skóry i mogą być trudne do dokładnego usunięcia. Aby uniknąć takich niepowodzeń zaleca się stosowanie rękawiczek nie zawierających lateksu w czasie pracy z materiałem.
8. Jeśli preparacja miała kontakt z nadtlakiem wodoru to należy przed pobraniem wycisku spłukać bardzo dokładnie wodą jej powierzchnię.
9. Aquasil Putty DECA™ powinien być stosowany z odpowiednimi łyżkami wyciskowymi pokrytymi specjalnymi preparatami poprawiającymi adhezję (**patrz Szczegółowa instrukcja stosowania**). Kompatybilność preparatów zwiększających adhezję należy zweryfikować na podstawie Instrukcji Użytkowania tych preparatów.
10. Materiał należy delikatnie wyciskać. **NIE STOSOWAĆ NADMIERNEJ SIŁY**. Zbyt dużą siłą może doprowadzić do niepożądanego wyciśnięcia masy lub spowodować uszkodzenie cylindra.

## 2.3 Warunki przechowywania

Materiał Aquasil Putty DECA™ należy przechowywać w temperaturze 10-25 °C. Przed użyciem materiał powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Czas pracy jest zależny od temperatury (**patrz Środki ostrożności, Szczegółowa instrukcja stosowania**). Chronić przed wilgocią. Nie zamrażać. Nie stosować po upływie daty ważności.

## 2.4 Reakcje niepożądane

1. Rezultatem przedłużonego kontaktu masy z oczami może być uszkodzenie rogówki (**patrz Ostrzeżenia**).
2. U niektórych nadwrażliwych pacjentów mogą pojawić się objawy alergicznego kontaktowego dermatitis, podrażnienia błony śluzowej oraz inne reakcje alergiczne (**patrz Ostrzeżenia**).
3. Podrażnienie skóry może być spowodowane bezpośrednim kontaktem lub otłuszczeniem skóry związanym z przedłużonym kontaktem masy ze skórą (**patrz Ostrzeżenia i Środki ostrożności**).
4. Zaburzenia perystaltyki jelit oraz inne niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego mogą być konsekwencją połknięcia materiału wyciskowego (**patrz Ostrzeżenia**).

### 3 Szczegółowa instrukcja stosowania

#### Aquasil Putty DECA™ Instrukcja ładowania

Cylinder jest przystosowany do pracy z urządzeniami do automatycznego mieszania Duomix<sup>1</sup> i Pentamix 2<sup>1</sup>. Delikatnie wyjąć cylinder z opakowania.

**Uwaga:** Cylindry są ciężkie a ich upadek może prowadzić do uszkodzeń uniemożliwiających ich użycie.

**DECA™ Ładowanie cylindrów:** Należy także zapoznać się z instrukcjami producentów urządzeń do automatycznego mieszania mas wyciskowych.

1. Uchwycić pewnie cylinder tak, aby końcówki wylotowe były skierowane do góry.
2. Odchylić zamknięcie końcówek wylotowych odginając je o 90° do góry.
3. Mocno chwycić zamknięcie kciukiem i palcem wskazującym. Podtrzymując cylinder usunąć zamknięcie. Będzie wyczuwalny wtedy do pewnego stopnia opór.

**Uwaga:** Nie upuszczaj cylindrów. Może prowadzić to do uszkodzeń uniemożliwiających ich użycie.

4. Włożyć cylinder do urządzenia do automatycznego mieszania zgodnie z instrukcjami producentów tego sprzętu.
5. Postępując zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, aby dozować materiał należy nacisnąć przycisk kontrolny. Wyciskać niewielką ilość materiału z dwóch końcówek wylotowych cylindra. (To należy wykonywać przed każdym użyciem.) Wytrzeć materiał wykonując pionowy ruch tak, aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówek wylotowych.

**Uwaga:** Wyrzucić pierwsze 3 cm masy wyciskowej wyciśniętej z każdego nowego cylindra.

6. Zamocować końcówkę mieszającą na końcówkach wylotowych zgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcjach użytkowania producenta. (**Uwaga:** Nie stosować końcówek mieszających innych producentów. Nie będą one dokładnie dopasowane co może skutkować wyciekaniem masy z końcówek wylotowych.)
7. Jeśli końcówka mieszająca nie jest stabilnie zamocowana to należy sprawdzić czy centralna spirala końcówki do dynamicznego mieszania jest położona dokładnie w linii prostej do światła mieszalnika dynamicznego.
8. Jeśli końcówka mieszająca jest w prawidłowej pozycji to należy założyć na nią żółty pierścień zamykający, a następnie przekręcić w prawą stronę (1/4 obrotu) aż do stabilnego zamocowania pierścienia na miejscu.
9. Upewnić się czy po starcie zachodzi ruch spiralny. Spirala wewnątrz końcówki mieszającej musi się kręcić po uruchomieniu urządzenia.
10. Aplikować zmieszaną bazę z katalizatorem bezpośrednio do odpowiedniej łyżki wyciskowej.
11. Natychmiast po aplikacji wycofać tłok urządzenia mieszającego z cylindra, aby zapobiec stałemu naciskowi, który może powodować wyciskanie nadmiernych ilości materiału z końcówek.
12. Po dezynfekcji należy zachować końcówkę mieszającą w miejscu, ponieważ spełnia ona teraz funkcję samouszczelniającej się zakrętki. Aby usunąć końcówkę mieszającą należy odkręcić pierścień i zdjąć ją.

#### Przygotowanie masy o półpłynnej konsystencji

Jeśli pobieramy wycisk techniką dwufazową należy wybrać odpowiedni materiał półpłynny z gamy Aquasil® Ultra, który może być w nabojach lub opakowaniach jednorazowych typu digit® (dostępnych oddzielnie) i posługiwać się nimi zgodnie z załączonymi instrukcjami.

<sup>1</sup> Nie są to zarejestrowane znaki towarowe firmy Dentsply Sirona, Inc.

## Techniki pobierania wycisków

### 3.1 Technika dwufazowa, dwuwarstwowa (Putty/wash)

#### Aquasil Putty DECA™ z Aquasil® Ultra LV lub XLV Regular lub Fast Set

Ze względu na doskonałe właściwości płynięcia zaleca się wybór masy wyciskowej Aquasil® Ultra XLV do wykonywania wycisku drugiej warstwy w technice dwufazowej, dwuwarstwowej. Dodatkowo, w porównaniu do tradycyjnych mas o niskiej lepkości można osiągnąć doskonałe efekty kliniczne wykorzystując mniejszą ilość masy.

Oprócz powszechnych zasad dotyczący pobierania wycisków techniką dwufazową, dwuwarstwową należy wziąć pod uwagę wymienione poniżej reguły użytkowania mas wyciskowych Aquasil®.

#### Pobieranie wycisku

1. Aplikować masę Aquasil Putty DECA™ bezpośrednio z urządzenia mieszającego do łyżki wyciskowej. W przypadku wycisków pierwszej warstwy należy je umieścić w jamie ustnej w ciągu **1 i 1/2 minuty** (czas pracy w temp. 23 °C) po wyciśnięciu Aquasil Putty DECA™ do łyżki wyciskowej. Pozostawić wycisk w stabilnej pozycji przez minimum 3 minuty.
2. Usunąć wycisk, oczyścić i przygotować do pobrania drugiej warstwy.
3. Oczyścić pole protetyczne wodnym sprayem, a następnie osuszyć.
4. Zaleca się aplikację masy bezpośrednio z naboju na opracowany filar i dookoła preparacji. Należy naciskać pistolet aż zmieszany materiał zacznie wypływać. Po zwolnieniu przycisku masa przestaje wydostawać się z naboju. Zaleca się bardzo dokładne, podwójne pokrywanie brzegów preparacji zwłaszcza od strony brzegów dodziąsłowych. Cały czas końcówka aplikująca powinna być zanurzona w wydostającej się, zmieszanej masie. Pokrywać dokładnie wszelkie anatomiczne szczegóły pola protetycznego masą aż do ich całkowitego zasłonięcia. Nie rozdmuchiwać powietrzem. Masy wyciskowe Aquasil® Ultra LV i XLV mają doskonałe właściwości hydrofilne co sprzyja dobrej adaptacji do tkanek zęba.
5. Aplikować dodatkową płynną masę na pozostałe powierzchnie żujące oraz/i na pozostałą powierzchnię wycisku pierwszej warstwy.
6. Po upływie 2,15 minuty od rozpoczęcia aplikacji masy Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set (normalnie wiążącej) oraz po 1,15 min. w przypadku masy Aquasil® Ultra XLV/LV Fast Set, (szybko wiążącej) należy napełnić łyżkę wyciskową ponownie umieścić w jamie ustnej pacjenta.
7. Materiał wiąże szybciej w jamie ustnej niż na kartoniku. Pozostawić wycisk w stabilnej pozycji przez 5 minut od rozpoczęcia mieszania masy Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set i 3 minuty dla masy szybko wiążącej Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Sprawdzić stan związania masy w jamie ustnej. Mas powinna być zwarta, twarda i nie klejąca się.

Wycisk powinien być przechowywany w warunkach temperatury pokojowej (max. 25 °C). Wykorzystana końcówka mieszająca powinna zostać na miejscu aż do następnego użycia cylindra.

### 3.2 Technika dwufazowa jednoetapowa: z wykorzystaniem tradycyjnej lub dwustronnej łyżki wyciskowej.

**Rada techniczna:** Pracując z urządzeniem do automatycznego mieszania mas wyciskowych zaleca się współpracę z wykwalifikowaną pomocą stomatologiczną celem jednoczesnego napełniania łyżki i aplikacji masy na filary zębowe.

1. Należy dobrać odpowiednią metalową, plastikową lub indywidualną łyżkę wyciskową. Stosowanie sztywnych łyżek wyciskowych w prawidłowo dobranym rozmiarze gwarantuje otrzymanie wycisku o grubości przynajmniej 2-3 mm.
2. łyżkę wyciskową trzeba pokryć cienką warstwą preparatu poprawiającego adhezję zgodnie ze wskazówkami producenta. Płyn poprawiający adhezję powinien być stosowany także w przypadku łyżek perforowanych.

3. Jeśli pole protetyczne jest zanieczyszczone np. krwią to należy spłukać je wodnym sprayem.
4. Nadmiar wody usunąć ssakiem. Nie doprowadzać do przesuszenia zębów. Osuszyć i izolować wałkami z ligniny.

#### **Dla materiałów płynnych:**

5. Zamocować końcówkę do wewnątrzustnej aplikacji na końcówkę mieszającą naboju lub przygotować opakowania jednorazowego użytku typu digit® Targeted Delivery System Unit Dose Dispensed syringe. Aby jednocześnie aplikować materiał płynny na preparację oraz napęlić łyżkę wyciskową wymagana jest pomoc asystentki stomatologicznej.

#### **Dla materiałów gęstych:**

- 6a. Aplikować masę Aquasil Putty DECA™ (rola asystentki) bezpośrednio z urządzenia mieszającego automatycznie na łyżkę wyciskową. Nie nakładać masy warstwowo. Taka technika zapewni minimalną obecność pęcherzyków powietrza.
- 6b. Usunąć wałki z ligniny. Zaleca się jednoczesną aplikację masy (rola dentysty) na brzegi preparacji upewniając się aby końcówka do aplikacji wewnątrzustnej cały czas była zanurzona w masie. Pokrywać wszelkie anatomiczne szczegóły pola protetycznego masą, aż do ich całkowitego zasłonięcia. Nie rozdmuchiwać powietrzem. Masy wyciskowe Aquasil® Ultra mają doskonałe właściwości hydrofilne co sprzyja dobrej adaptacji do tkanek zęba.
7. Umieścić napełnioną łyżkę wyciskową w czasie 1 minuty i 10 sekund od pierwszego wprowadzenie zewnątrzustnie Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set oraz 35 sekund od wprowadzenie do jamy ustnej masy Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Utrzymywać w stabilnej pozycji aż do związania. (**UWAGA:** Materiał wiąże szybciej w jamie ustnej niż na kartoniku.) Sprawdzić stan związania masy w jamie ustnej (nie na kartoniku). Minimalny czas po upływie którego można usunąć wycisk wynosi 5 minuty od momentu rozpoczęcia mieszania mas Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set oraz 4 minuty i 30 sekund od czasu zmieszania mas Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Wysoka temperatura przyspiesza wiązanie masy, a niska wydłuża ten proces.
8. Usunąć wycisk lekko pociągając i przesuwając wzdłuż długiej osi zębów. Opłukać wycisk w chłodnej wodzie i osuszyć.

## **4 Higiena**

### **4.1 Czyszczenie**

Cylindry mogą być czyszczone poprzez wycieranie ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub detergentów. Nadmiar materiału można łatwo usunąć gazą nasączoną alkoholem.

### **4.2 Dezynfekcja**

Cylindry i wykorzystane końcówki mieszające pozostawione na cylindrach w czasie przechowywania powinny być dezynfekowane przy użyciu szpitalnych, przeciwegryźliczych środków dezynfekujących zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Stosować nasączone chusteczki a nie postać sprayu.

**UWAGA:** Przecierać cylinder DELIKATNIE, bardzo energiczne wycieranie może zniszczyć napisy informacyjne. Niektóre środki oparte na związkach fenolowych mogą powodować powstawanie plam. Środki dezynfekujące na bazie organicznych rozpuszczalników takich jak na przykład alkohole mogą prowadzić do rozpuszczenia plastikowych elementów oraz tłoka. Należy stosować się do wskazówek zawartych przez producentów środków dezynfekujących w odpowiednich instrukcjach użytkowania.

**Rada techniczna:** Niezwiązana masa Aquasil® może zostać usunięta z ubrań za pomocą suchych środków czyszczących.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń do automatycznego mieszania mas wyciskowych powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosowanych instrukcjach użytkownika.

#### **4.3 Dezynfekcja materiału wyciskowego**

Wyciski powinny zostać zdezynfekowane przy użyciu szpitalnych środków dezynfekujących zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Akceptowanymi środkami do dezynfekcji są te zarejestrowane jako związki o działaniu przeciwegruźliczym, jodoform, podchloryn sodu (5,25%), dwutlenek chloru lub podwójne i synergistyczne środki czwartorzędowe. Aby zdezynfekować wycisk wykonany z materiału poliwinylsiloksanowego należy go zmoczyć poprzez obfite polewanie sprayem lub zamoczenie w zalecanych, szpitalnych roztworach środków dezynfekcyjnych z wyjątkiem obojętnego aldehydu glutarowego na okres zalecany przez ich producentów. Preferowane są wodne roztwory środków dezynfekujących.

#### **4.4 Odlewanie i elektrolizacja**

Przed odlaniem wycisk powinien zostać usunięty z roztworu dezynfekcyjnego, opłukany pod wodą i suszony suchym strumieniem powietrza mniej więcej tak długo jak był dezynfekowany. Wycisk powinien zostać odlany w czasie od 30 minut po wyjęciu z jamy ustnej do 14 dni.

Nie przechowywać wycisku w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.

Jeśli wycisk będzie transportowany to należy go przewozić w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami. Masa wyciskowa jest kompatybilna z większością materiałów do wykonywania modeli. Może być galwanizowana srebrem i miedzią.

### **5 Numer referencyjny ( ) i data ważności ( )**

1. Nie stosować po upływie daty ważności. Wykorzystywane są formaty daty zgodne z normami ISO: „RRRR-MM” lub „RRRR-MM-DD”.
2. We wszelkiej korespondencji na temat produktu należy powołać się na następujące dane
  - Numer zamówienia
  - Numer serii
  - Data ważności

© Dentsply France 2008-06-26



# Aquasil Putty DECA™

## A-silikone aftryksmateriale til dynamisk blanding

Advarsel: Kun til dentalt brug.

Indhold	Side
<b>1 Produktbeskrivelse</b> .....	<b>64</b>
<b>2 Generelle sikkerhedsbemærkninger</b> .....	<b>65</b>
<b>3 Step-by-step brugsanvisning</b> .....	<b>67</b>
<b>4 Hygiejne</b> .....	<b>69</b>
<b>5 Lotnummer og udløbsdato</b> .....	<b>70</b>

### 1 Produktbeskrivelse

Aquasil Putty DECA™ er et **hydrofilt aftryksmateriale**, der består af A-silikone. Blandingsforholdet er 5 dele basepasta til 1 del katalysatorpasta.

Aquasil Putty DECA™ beholdere kan anvendes med egnede blandemaskiner.

Aquasil Putty DECA™ har **hydrofile egenskaber** og er kompatibelt med de hydrofile Aquasil® Ultra sprøjtematerialer og fugtige overflader. Materialet gengiver derfor præcist subgingivale områder og andre fugtige overflader.

Aquasil Putty DECA™ opfylder kravene i **ISO 4823 (2000), type 0** (putty konsistens).

#### 1.1 Dispenseringsform

Aquasil Putty DECA™ fås i 5:1 DECA™ systemet.

#### 1.2 Sammensætning

- Vinyl siloxan
- Hydrogen siloxan
- Silica
- Paraffin

#### 1.3 Indikationer

- Aquasil Putty DECA™ er et fast skemateriale velegnet til: Alle aftryksteknikker ved aftryk af tænder, implantater (lukket lap) og slimhinde.
- Aquasil Putty DECA™ er et aftryksmateriale med meget høj viskositet og ideelle mekaniske egenskaber som skemateriale til putty/wash teknik.
- Det kan også anvendes som skemateriale til to-fase (to viskositeter) et-trins teknik til aftryk af en kvadrant, dobbeltkæbeaftryk eller helkæbeaftryk sammen med Aquasil® Ultra LV or XLV aftryksmateriale.

Klassificering ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Putty konsistens
<b>Total arbejdstid (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Anbefalet tid i munden</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisationskrumpning efter 24 timer	0,05-0,3%
Elastisk regeneration	≥ 98,8%
Kompression efter belastning	2,3-3,3%
Blandingsforhold pr. volumen (DECA™ systemet)	5 dele base til 1 del katalysator

Data fås ved forespørgsel.

#### 1.4 Kontraindikationer

Ingen kendte.

## 2 Generelle sikkerhedsbemærkninger

Vær opmærksom på følgende generelle sikkerhedsbemærkninger samt de specielle sikkerhedsbemærkninger i andre afsnit i denne brugsanvisning.

#### 2.1 Advarsler

1. Undgå langvarig eller gentagen kontakt af Aquasil Putty DECA™ med hud eller øjne. Det kan resultere i irritation samt mulig skade på hornhinden. Udslæt, irritation af slimhinden eller andre allergiske reaktioner kan forekomme hos modtagelige individer. Må ikke indtages.  
Kontakt med øjnene eller huden: Skyl øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 min. og søg læge. Skyl huden under rindende vand i mindst 15 min., og brug derefter sæbe og vand på kontaktstedet. Skyl de orale væv med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen ikke forsvinder.  
Indtagelse: Må ikke indtages. Ved indtagelse: Drik rigelige mængder vand. Dette materiale er ikke farligt ved indtagelse af små mængder. Større mængder kan forårsage tarmslyng. Søg læge, hvis der opstår fordøjelsesproblemer.
2. Aquasil Putty DECA™ aftryksmateriale må ikke anvendes til provisorisk rebasering. Brug af materialet til dette formål kan medføre irritation af slimhinden. Hvis der opstår symptomer, skal anvendelsen af produktet afbrydes øjeblikkeligt. Søg læge, hvis irritationen ikke forsvinder.

#### 2.2 Forholdsregler

1. Dette produkt må kun anvendes som beskrevet i brugsanvisningen. Brugeren er ansvarlig for alle anvendelser, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen.
2. Aquasil Putty DECA™ må ikke blandes med eller anvendes sammen med A-silikonemateriale fra andre producenter. Aquasil Putty DECA™ må ikke blandes med eller anvendes sammen med polyæter-, polysulfid- eller konventionelle silikonematerialer (K-silikoner).
3. Der er utilstrækkelige data til at kunne anbefale brug af Aquasil Putty DECA™ til aftryk af eksponeret knogle. Aquasil Putty DECA™ bør kun anvendes på eller omkring intakt slimhinde.

4. Lad Aquasil Putty DECA™ materialet opnå rumtemperatur inden anvendelse. Højere temperaturer vil forkorte arbejds- og afbindingstiderne på blokken (hurtigere tider), og lavere temperaturer vil forlænge dem (langsommere tider). Den kliniske, intraorale afbindingstid (fjernelse fra munden) er upåvirket inden for det tilladte temperaturområde for opbevaring og start af blanding.
5. For at opnå optimale fysiske egenskaber bør blandingen være fuldstændig homogen (uden striber).
6. Undgå at kontaminere reaktionstråden med latexhandsker eller "svovlholdige" polymerhandsker. Håndter tråden ved hjælp af en pincet. Undgå at berøre de præparerede tænder med handsker.
7. Brug af visse håndsæber og -lotions kan have indvirkning på afbindingsreaktionen. Kontaminering kan akkumuleres på overfladen af huden og kan være vanskelig at vaske af. Brug af latex-fri handsker under blandingen vil eliminere dette problem.
8. Hvis præparationen er behandlet med brintoverilte, skylles med rigelig mængder vand inden afrykstagning.
9. Aquasil Putty DECA™ materialet skal anvendes i en passende aftryksske, der er forbehandlet med et skeadhæsiv (**se step-by-step brugsanvisning**). Der henvises til brugsanvisningen for skeadhæsivet mht. information om kompatibilitet.
10. Materialet skal være let at presse ud. DER MÅ IKKE ANVENDES FOR STOR KRAFT. Et for kraftigt tryk kan medføre, at materialet presses ud meget pludseligt, eller at beholderen revner.

### 2.3 Opbevaringsbetingelser

Aquasil Putty DECA™ skal opbevares ved temperaturer mellem 10-25 °C. Lad materialet opnå stuetemperatur inden brug. Arbejdstiden påvirkes af temperaturen (**se Forholdsregler, step-by-step brugsanvisning**). Beskyttes mod fugtighed. Må ikke udsættes for frost. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

### 2.4 Bivirkninger

1. Længerevarende kontakt med skeadhæsivet eller aftryksmaterialet og øjnene kan resultere i skade på hornhinden (**se Advarsler**).
2. Allergisk kontaktdermatitis, irritation af den orale slimhinde samt andre allergiske reaktioner kan opstå hos modtagelige individer (**se Advarsler**).
3. Hudirritation kan opstå efter direkte påvirkning af stofferne og efter opløsning af hudens fedtlag efter langvarig påvirkning af stofferne (**se Advarsler og Forholdsregler**).
4. Indtagelse af blandede aftryksmaterialer kan medføre tarmslyng og anden form for fordøjelsesbesvær (**se Advarsler**).

### 3 Step-by-step brugsanvisning

#### Vejledning til montering af Aquasil Putty DECA™

Beholderen passer i Duomix<sup>1</sup> og Pentamix 2<sup>1</sup> dynamiske blandemaskiner. Tag forsigtigt beholderen ud af emballagen.

**Bemærk:** Beholderne er tunge. Hvis de tapes, kan de blive beskadiget og dermed ubrugelige.

**Isættelse af DECA™ beholderen:** Se også brugsanvisningen fra producenten af blandemaskinen.

1. Hold beholderen i et fast greb med åbningerne vendende opad.
2. Tag fat i tab'en på låget og bøj den 90° opad. Anvend ikke et for kraftigt pres.
3. Tag fat i tab'en med tommel- og pegefinger og fjern beskyttelseshætten fra beholderen. Der vil føles nogen modstand.

**Bemærk:** Tab ikke beholderen. Beholderen kan blive beskadiget og dermed ubrugelig.

4. Anbring beholderen i blandemaskinen i henhold til producentens anvisninger.
5. Følg brugsanvisningen fra producenten af blandemaskinen mht. dispensering. Tryk på startknappen. Lad lidt materiale flyde ud fra begge åbninger. (Dette skal gøres før hver brug.) Tør materialet af åbningerne med en lodret bevægelse for at undgå krydskontaminering af materialet i åbningerne.

**Bemærk:** Smid de første 3 cm af aftryksmaterialet væk, når en ny beholder tages i brug

6. Sæt den medfølgende blandingsspids på beholderen (**Bemærk:** Anvend ikke blandingsspids fra andre producenter – de vil ikke passe præcist og kan medføre, at materialet lækker fra åbningerne.)
7. Hvis blandingsspidsen er vanskelig at sætte på kontrolleres, at den indre spiral i blandingsspidsen er ud for stemplet i den dynamiske blandemaskine.
8. Når blandingsspidsen er monteret korrekt, placeres låseringen over blandingsspidsen. Drej den mod højre (1/4 omgang), indtil ringen er låst fast.
9. Kontroller, at den sekskantede drivaksel tager fat, når maskinen starter. Spiralen i blandingsspidsen skal rotere.
10. Dispenser den blandede base og katalysator i en egnet aftryksse.
11. Straks efter dispensering skal stemplet i maskinen drejes tilbage for at undgå fortsat pres på materialet, så der løber aftryksmateriale ud af blandingsspidsen.
12. Efter desinfektion efterlades den brugte blandingsspids på beholderen som forsegling, indtil næste anvendelse. Den brugte blandingsspids fjernes ved at dreje bajonetringen mod uret og trække den af.

#### Forberedelse af sprøjte-/washmaterialet

Hvis der anvendes en to-fase teknik, vælges et passende Aquasil® Ultra sprøjtemateriale (wash) i beholderen eller digit® målrettede doseringssystem i engangsdose (fås separat). Anvend disse materialer i henhold til brugsanvisningerne.

#### Aftryksteknikker

##### 3.1 Putty/wash teknik

**Aquasil Putty DECA™ sammen med Aquasil® Ultra LV eller XLV Regular eller Fast Set**  
På grund af de fremragende flydeegenskaber anbefales det at anvende Aquasil® Ultra XLV som light body materiale til putty/wash teknikken. Desuden skal der, for at opnå et optimalt resultat, anvendes en mindre mængde materiale sammenlignet med traditionelle light body materialer.

Vær opmærksom på nedenstående særlige anbefalinger for håndtering af Aquasil® aftryksmaterialer ud over de generelle steps til putty/wash teknikken.

<sup>1</sup> Ikke registrerede varemærker, der tilhører Dentsply Sirona, Inc.

## Aftrykstagning

1. Dispenser Aquasil Putty DECA™ direkte i aftryksskeen fra den dynamiske blandemaskine. Til det primære aftryk skal skeen anbringes i munden senest **1 1/2 min.** (arbejdstid ved 23 °C) efter Aquasil Putty DECA™ er appliceret i skeen. Hold aftrykket på plads i munden i minimum 3 minutter.
2. Fjern aftrykket, skyl det og gør det klart til det sekundære aftryk.
3. Skyl aftryksområdet med vandspray. Fjern overskydende vand.
4. Sprøjt light body materialet fra magasinet på og rundt om præparationerne. Tryk på sprøjtepidstolen med et jævnt tryk, så materialet begynder at blandes. Materialet vil holde op med at flyde, når håndtaget slippes. Det anbefales at sprøjte rundt om præparationens gingivale afgrænsning to gange, mens sprøjtespiden holdes i aftryksmaterialet. Det er ikke nødvendigt at blæse materialet tyndt med luft. Aquasil® Ultra LV og XLV aftryksmaterialernes hydrofile egenskaber forøger tilpasningen til tanden og sikrer en bedre "befugtning".
5. Sprøjt yderligere light body materiale på de resterende okklusalflder og/eller i det forberedte primæraftryk.
6. Sæt skeen på plads i munden inden for 2 min. og 15 sek. efter start af applicering af Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 1 min. og 15 sek. efter start af applicering af Aquasil® Ultra XLV/LV Fast Set.
7. Aquasil® aftryksmaterialer afbinder hurtigere i munden end på blokken. Hold aftrykket på plads i munden i mindst 5 min. for Regular Set materialer og 3 min. for Fast Set materialer. Før aftrykket fjernes fra munden kontrolleres, at det er fast, eftergiveligt og ikke-klæbende.

Aftrykket skal opbevares ved normal rumtemperatur (max. 25 °C). Brugte blandingspidser kan blive siddende på plads indtil næste anvendelse.

### 3.2 To-fase et-trins teknik: med en stiv ske eller dobbeltkæbeaftryksteknik.

**Teknik tip:** Ved brug af en dynamisk blandemaskine anbefales det kraftigt at gøre brug af en klinikassistent for at sikre, at skeen fyldes samtidig med, at sprøjtematerialet appliceres.

1. Vælg en egnet metalaftrykske, en stiv engangsske eller fremstil en individuel ske. De stive skeer skal have en størrelse, så de kan rumme minimum 2-3 mm materiale.
2. Pensl et tyndt lag skeadhæsiv på skeen. Følg producentens brugsanvisning. Adhæsiv skal også bruges på perforerede skeer.
3. Hvis der er debris eller blod skylles arbejdsområdet med vandspray.
4. Fjern eventuelt debris eller blod med spray fra trefunktionssprøjten. Fjern overskydende vand med suget. Udtør ikke tanden. Tørlæg arbejdsområdet og placer vatruller.

#### **Sprøjtematerialet:**

5. Sæt en intraoral spids fast for enden af blandingspiden til direkte intraoral applicering fra magasinet eller gør et digit® målrettet doseringssystem klar til brug. For at kunne applicere sprøjtematerialet og fylde skeen samtidig kræves hjælp fra en klinikassistent.

#### **Skematerialet:**

- 6a. Dispenser Aquasil Putty DECA™ materialet (klinikassistenten) direkte i aftryksskeen fra den dynamiske blandemaskine. Applicer ikke materialet i lag eller i striber. Denne teknik sikrer mindst mulig risiko for luftbobler i materialet.
- 6b. Fjern vatrullerne. Det anbefales, at tandlægen sprøjter aftryksmaterialet kontinuerligt hele vejen rundt om præparationsgrænsen/abutment og sørger for, at den intraorale spids holdes nede i aftryksmaterialet. Sprøjt aftryksmateriale ind i alle anatomiske detaljer, og fortsæt med at sprøjte omkring præparationen/abutment, til den er helt dækket af aftryksmateriale. Der må ikke blæses med luft. Aquasil® Ultra aftryksmaterialets hydrofile egenskaber forøger befugtningen og forbedrer dermed adaptationen til tanden.

7. Indsæt den fyldte ske inden for 1 minut og 10 sek. efter start af applicering af Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 35 sek. efter start af applicering af Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Hold aftrykket på plads, indtil det er fuldstændig afbundet. (**Bemærk:** Materialet afbinder hurtigere i munden end på blokken.) Kontrollér aftrykket i munden (ikke på blokken) for at sikre, at det er fast, eftergiveligt og ikke-klæbende, inden det tages ud. Minimum tid for fjernelse fra munden er 5 min. fra start af blanding af Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 4 minutter 30 sekunder fra start af blanding af Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Højere temperaturer vil forkorte og lavere vil forlænge arbejdstiden.
8. Løsn aftrykket langsomt for at bryde forseglingen og fjern det derefter med et snup-tag i tandens længdeakse. Skyl aftrykket under koldt vand og blæs det tørt.

## 4 Hygiejne

### 4.1 Rengøring

Beholderne kan rengøres med varmt vand og sæbe eller opvaskemiddel. Overskud af materiale kan fjernes med en afsprøjtningsspyde vædet med hospitalsprit.

### 4.2 Desinfektion

Beholdere og brugte blandingspidser, som bliver siddende på beholderen til opbevaring, skal desinficeres med et hospitalsgodkendt tuberculocidit desinfektionsmiddel i henhold til nationale og lokale retningslinier. Brug imprægnerede servietter, ikke spray.

**Bemærk:** Aftør beholderen FORSIGTIGT, kraftig aftørring kan ødelægge etiketten. Visse fenolbaserede midler og jodoforbaserede produkter kan forårsage overfladepletter. Midler, som indeholder organiske opløsningsmidler, såsom sprit, kan opløse sprøjtepipstolen og stemplet. Følg brugsanvisningerne fra fabrikanten af desinfektionsmidlet for at opnå de bedste resultater.

**Teknisk tip:** Uafbundet Aquasil® Ultra aftryksmateriale kan fjernes fra tøj med et rensmiddel.

Rengør og desinficer den dynamiske blandemaskine i henhold til producentens anvisninger.

### 4.3 Desinfektion af aftrykket

Aftrykket skal desinficeres med et hospitalsgodkendt tuberculocidit desinfektionsmiddel i henhold til nationale og lokale retningslinier. Jodofore midler, natriumhypoklorit (5,25%), klordioxid, og tokomponente eller synergistiske kvartære ammoniumforbindelser er godkendte desinfektionsmidler. A-silikonematerialer desinficeres ved at blive gennemvædet af spray eller ved at lægge aftrykket i blød i et af de hospitalsgodkendte desinfektionsmidler, undtagen neutral glutaraldehyd, i det tidsrum, som fabrikanten anbefaler, for at opnå optimale resultater. Vandbaserede desinfektionsmidler foretrækkes.

### 4.4 Udstøbning og galvanisering

Aftrykket skal fjernes fra desinfektionsmidlet, skylles med vand og lufttørre i mindst det samme tidsrum, som det blev udsat for desinfektionsmidlet, inden det udstøbes. Aftrykket kan udstøbes 30 minutter, efter det er fjernet fra munden og i op til 14 dage efter. Aftrykket kan galvaniseres med enten sølv eller kobber. Materialet er kompatibelt med en lang række udstøbningsmaterialer.

Opbevar ikke aftrykket i direkte sollys. Hvis aftrykket skal sendes, skal det pakkes forsvarligt ind, så det ikke udsættes for distortion.

## 5 Lotnummer ( ) og udløbsdato ( )

1. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.  
ISO standarden anvender: "AAAA-MM" eller "AAAA-MM-DD".
2. Følgende numre skal angives i al korrespondance:
  - Genbestillingsnummer
  - Lotnummer
  - Udløbsdato

© Dentsply France 2008-06-26

# Aquasil Putty DECA™

Βινυλπολυσιλζάνη για αποτύπωση δυναμικής μείζης

Προσοχή: Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση.

Περιεχόμενα	Σελίδα
<b>1 Περιγραφή προϊόντος</b> .....	<b>71</b>
<b>2 Γενικοί κανόνες ασφαλείας</b> .....	<b>72</b>
<b>3 Οδηγίες χρήσης βήμα-προς-βήμα</b> .....	<b>74</b>
<b>4 Υγιεινή</b> .....	<b>76</b>
<b>5 Αριθμός παραγωγής και ημερομηνία λήξης</b> .....	<b>77</b>

## 1 Περιγραφή προϊόντος

Το Aquasil Putty DECA™ είναι ένα **αποτυπωτικό υλικό υδρόφιλης βάσης** που περιέχει σιλικόνες προσθήκης. Η αναλογία ανάμειξης είναι 5 δόσεις πάστα βάσης και 1 δόση πάστας καταλύτη.

Οι συσκευασίες σύριγγας Aquasil Putty DECA™ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κατάλληλες συσκευές ανάμειξης.

Το Aquasil Putty DECA™ επιδεικνύει **υδρόφιλες ιδιότητες** και είναι συμβατό με τα υδρόφιλα υλικά Aquasil® Ultra σε σύριγγα και τις εφυγρές επιφάνειες. Κατά συνέπεια μπορεί να ανταποκριθεί στην ακριβή αναπαραγωγή των υποουλικών περιοχών και άλλων υγρών επιφανειών.

Το Aquasil Putty DECA™ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής **ISO 4823 (2000), τύπος 0** (σύσταση πάστας).

### 1.1 Μορφές διάθεσης

Το Aquasil Putty DECA™ διατίθεται σε συσκευασία DECA™ 5:1.

### 1.2 Σύσταση

- Βινυλσιλοζάνη
- Υδρογονοσιλοζάνη
- Πυρίτιο
- Παραφίνη

### 1.3 Ενδείξεις

- Το Aquasil Putty DECA™ έχει σχεδιαστεί ως ένα σκληρό υλικό δισκαρίων κατάλληλο για: Οδοντικούς φραγμούς, εμφυτεύματα (κλειστού δισκαρίου) ή τεχνικές αποτύπωσης βλεννογόνων.
- Το Aquasil Putty DECA™ είναι αποτυπωτικό υλικό πολύ υψηλού ιξώδους με ιδανικές μηχανικές ιδιότητες για εφαρμογή της τεχνικής δισκαρίου μονής αποτύπωσης.
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποτυπωτικό υλικό δισκαρίου με την τεχνική της αποτύπωσης διπλής φάσης ενός τεταρτημορίου, μονού ή διπλού φραγμού (τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείζης) σε συνδυασμό με το Aquasil® Ultra LV ή τα αποτυπωτικά υλικά XLV.



Ταξινόμηση ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Τύπος 0: Σύσταση πάστας
<b>Συνολικός χρόνος εργασίας (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Προτεινόμενος χρόνος παραμονής στο στόμα</b>	<b>3'00"</b>
Συστολή πολυμερισμού μετά από 24 ώρες	0,05-0,3%
Ελαστική επαναφορά	≥ 98,8%
Θλιπτική Τάση	2,3-3,3%
Αναλογία ανάμειξης κ. ο. (DECA™ delivery)	5 δόσεις βάσης προς 1 δόση καταλύτη

Διατίθενται στοιχεία από την εταιρεία.

#### 1.4 Αντενδείξεις

Δεν είναι γνωστή καμία.

## 2 Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους ακόλουθους κανόνες και τις ειδικές πληροφορίες ασφαλείας που αναφέρονται και σε άλλες ενότητες αυτών των οδηγιές χρήσης.

### 2.1 Προειδοποιήσεις

1. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση του Aquasil Putty DECA™ με το δέρμα και τους οφθαλμούς. Μπορεί να επέλθει ερεθισμός και πιθανή βλάβη του κερατοειδούς χιτώνα. Είναι δυνατή η εμφάνιση δερματικού ερυθρήματος, ερεθισμού του στοματικού βλεννογόνου ή άλλων αλλεργικών αντιδράσεων σε ευαίσθητοποιημένους ασθενείς. Δεν πρέπει να καταποθεί.

Επαφή με τους οφθαλμούς και το δέρμα: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Ξεπλύνετε το δέρμα με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε την περιοχή με νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε τους στοματικούς βλεννογόνους με άφθονη ποσότητα νερού. Συμβουλευτείτε ειδικό αν το ερύθημα επιμένει.

Κατάποση: Δεν πρέπει να καταποθεί. Αν συμβεί τυχαία κατάποση πιείτε άφθονο νερό. Το υλικό αυτό δεν είναι επικίνδυνο αν καταποθεί σε μικρές ποσότητες. Μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του εντέρου. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση πεπτικών ανωμαλιών.

2. Μην χρησιμοποιείτε το Aquasil Putty DECA™ ως υλικό προσωρινής αναγόμωσης. Η χρήση του υλικού με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στοματικό βλεννογόνο. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα διακόψτε τη χρήση του υλικού. Αν παρουσιαστεί ερεθισμός που δεν υποχωρεί αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

### 2.2 Προφυλάξεις

1. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο όπως ειδικά περιγράφεται στις Οδηγιές Χρήσης. Κάθε χρήση του προϊόντος διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στις Οδηγιές Χρήσης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική ευθύνη του επεμβαίνοντος.
2. Το Aquasil Putty DECA™ δεν πρέπει να αναμιχθεί με, ή να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες πολυβινυλοξολάνες. Το Aquasil Putty DECA™ δεν πρέπει να αναμιχθεί με, ή να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πολυαιθέρες, πολυσουλφίδια ή συμβατικές (τύπου συμπύκνωσης) σιλικόνες.

3. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν τη χρήση του Aquasil Putty DECA™ για αποτύπωση εκτεθειμένου οστίτη ιστού. Το Aquasil Putty DECA™ πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω ή γύρω από ανέπαφο βλεννογόνο.
4. Επιτρέψτε στο Aquasil Putty DECA™ να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το χρόνο κλινικής εργασίας και το χρόνο εργασίας στον εργαστηριακό πάγκο (πιο γρήγορα), ενώ οι μικρότερες θερμοκρασίες αυξάνουν του χρόνους αυτούς (πιο αργά). Κλινικά, ο χρόνος πολυμερισμού μέσα στο στόμα (χρόνος αφαίρεσης από το στόμα) δεν επηρεάζεται μέσα στα πλαίσια επιτρεπτών συνθηκών φύλαξης και αρχικών θερμοκρασιών ανάμειξης.
5. Για την επίτευξη ιδανικών φυσικών ιδιοτήτων, το μείγμα πρέπει να είναι τελείως ομογενοποιημένο (να μην κολλάει).
6. Μην επιμολύνετε τα νήματα απώθησης ούλων με ελαστικά ή πολυμερή γάντια που περιέχουν θειούχες ουσίες. Χειριστείτε τα νήματα με λαβίδες. Μην αγγίζετε τα παρασκευασμένα οδοντικά κολοβώματα με γάντια.
7. Η χρήση σαπουνιών ή λοσιόν έκπλυσης των χεριών μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αντίδραση πολυμερισμού. Μπορεί η συσσωρευμένη επιμόλυνση από το υλικό στην επιφάνεια του δέρματος να μην εκπλυθεί με ευκολία. Τα μη ελαστικά γάντια που φοριούνται κατά την ανάμειξη μπορεί να αποτρέψουν αυτήν την πιθανότητα.
8. Αν το κολόβωμα έχει προετοιμαστεί με υπεροξείδιο του υδρογόνου ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού πριν ολοκληρώσετε την αποτύπωση.
9. Το Aquasil Putty DECA™ πρέπει να χρησιμοποιείται με κατάλληλα δισκάρια αποτύπωσης που έχουν προηγουμένως επαλειφθεί με συγκολλητικό παράγοντα δισκαρίων (βλ. **Οδηγίες χρήσης βήμα προς βήμα**). Αναφερθείτε στις Οδηγίες Χρήσης του Συγκολλητικού παράγοντα δισκαρίων για τη διαπίστωση συμβατότητας εφαρμογής.
10. Το υλικό πρέπει να εξωθεϊθεί με ευκολία: ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ. Υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενη έξοδο υλικού ή να προκαλέσει θραύση του κυλίνδρου.

### 2.3 Συνθήκες φύλαξης

Φυλάξτε το Aquasil Putty DECA™ σε θερμοκρασίες μεταξύ 10-25 °C. Πριν από τη χρήση επιτρέψτε στο υλικό να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Ο χρόνος εργασίας επηρεάζεται από τη θερμοκρασία (βλ. **Προφυλάξεις, Οδηγίες χρήσης βήμα προς βήμα**). Προστατέψτε από την υγρασία. Το προϊόν δεν πρέπει να καταψύχεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης.

### 2.4 Ανεπιθύμητες ενέργειες

1. Η βλάβη στον κερατοειδή χιτώνα μπορεί να επέλθει λόγω της μακροχρόνιας επαφής των οφθαλμών με το αποτυπωτικό υλικό (βλ. **Προειδοποιήσεις**).
2. Σε ευαίσθητοποιημένους ασθενείς μπορεί να προκληθεί αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής, ερεθισμός του στοματικού βλεννογόνου ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις (βλ. **Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις**).
3. Ερεθισμός ή απολέπιση του δέρματος μπορεί να προκληθεί από την άμεση έκθεση και παρατεταμένη επαφή με το υλικό (βλ. **Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις**).
4. Απόφραξη του εντέρου ή άλλες πεπτικές διαταραχές μπορεί να επέλθουν από την κατάποση του αναμειγμένου αποτυπωτικού υλικού (βλ. **Προειδοποιήσεις**).

## 3 Οδηγίες χρήσης βήμα-προς-βήμα

### Οδηγίες εφαρμογής του κυλίνδρου Aquasil Putty DECA™

Ο κύλινδρος εφαρμόζει στις συσκευές ανάμειξης Duomix<sup>1</sup> και Pentamix 2<sup>1</sup>. Αφαιρέστε προσεκτικά τους κυλίνδρους από τη συσκευασία τους.

**Σημείωση:** Οι κύλινδροι έχουν σημαντικό βάρος και η ρίψη τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη που να τους καθιστά μη χρησιμοποιήσιμους.

**Έδραση των κυλίνδρων DECA™:** Αναφερθείτε παράλληλα στις ξεχωριστές οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής ανάμειξης.

1. Κρατήστε σταθερά και υποστηρίξτε στη θέση του το γεμάτο κύλινδρο με τα στόμια να κοιτούν προς τα επάνω.
2. Κρατήστε την προεξοχή ασφαλείας στο καπάκι των στομιών και λυγίστε προς τα πάνω σε κατεύθυνση 90°. Μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση στην προεξοχή ασφαλείας.
3. Κρατήστε σταθερά την προεξοχή ασφαλείας με τον αντίχειρα και το δείκτη ενώ υποστηρίζετε τον κύλινδρο και αφαιρέστε το καπάκι από αυτόν. Θα συναντήσετε κάποια αντίσταση κατά την αφαίρεση του καπακιού.

**Σημείωση:** Μην ρίξετε τον κύλινδρο. Μπορεί να σπάσει και να μην μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

4. Εισάγετε τον κύλινδρο στη συσκευή δυναμικής ανάμειξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εξώθηση του υλικού, πιέστε το κουμπί ελέγχου. Αφήστε το υλικό να εκρεύσει από τα δύο στόμια της σύριγγας. (Αυτό πρέπει να γίνεται πριν από κάθε χρήση.) Σκουπίστε το εξερχόμενο υλικό προς κάθετη κατεύθυνση για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης από τα στόμια.

**Σημείωση:** Απορρίψτε την πρώτη ποσότητα 3 cm του αποτυπωτικού υλικού που εξέρχεται από νέες σύριγγες.

6. Τοποθετήστε νέο ρύγχος ανάμειξης που διατίθεται στη συσκευασία, στα στόμια εξόδου ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη συσκευή. (**Σημείωση:** Μην χρησιμοποιείτε ρύγχη ανάμειξης άλλων κατασκευαστών – δεν θα εφαρμόζουν καλά με αποτέλεσμα πιθανή εκροή υλικού από τα στόμια εξόδου.)
7. Αν το ρύγχος ανάμειξης δεν εφαρμόζει εύκολα στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός εσωτερικός άξονας του ρύγχους δυναμικής ανάμειξης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον άξονα-οδηγό της συσκευής δυναμικής ανάμειξης.
8. Όταν το ρύγχος ανάμειξης εφαρμόσει σωστά στη θέση του, τοποθετήστε το κίτρινο δαχτυλίδι κλειδώματος πάνω από το ρύγχος ανάμειξης και γυρίστε το δεξιά (1/4 της στροφής) μέχρι το δαχτυλίδι να «κλειδώσει» στη θέση του.
9. Ελέγξτε αν ο εξαγωγικού τύπου άξονας ροπής μπλοκάρει κατά την έναρξη της ανάμειξης. Οι σπείρες του ρύγχους ανάμειξης πρέπει να περιστρέφονται κατά την έναρξη της διαδικασίας.
10. Τοποθετήστε το μείγμα βάσης και καταλύτη σε κατάλληλο δισκίο.
11. Αμέσως μετά την έξοδο του μείγματος στρώστε προς τα πίσω τα έμβολα της συσκευής ανάμειξης ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη πίεση και η έξοδος περισίσεως υλικού από το ρύγχος.
12. Μετά την απολύμανση, κρατήστε το χρησιμοποιημένο ρύγχος στη θέση του μέχρι την επόμενη χρήση ώστε να χρησιμεύσει ως καπάκι. Για την αφαίρεση του χρησιμοποιημένου ρύγχους γυρίστε το δαχτυλίδι κλειδώματος αριστερόστροφα και τραβήξτε το προς τα πίσω.

### **Προετοιμασία υλικού για χρήση της σύριγγας**

Αν χρησιμοποιείτε την τεχνική της διπλής φάσης αποτύπωσης, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο αποτυπωτικό υλικό Aquasil® Ultra σε σύριγγα ή το σύστημα μονής δόσης που διατίθεται χωριστά και για το σύστημα αυτόματης ανάμειξης και να τα χρησιμοποιήσετε με βάση τις Οδηγίες Χρήσης του Κατασκευαστή.

<sup>1</sup> Δεν είναι σήματα κατατεθέντα της Dentsply Sirona, Inc.

## Τεχνικές αποτύπωσης

### 3.1 Τεχνική ζύμης

#### Συνδυασμός του Aquasil Putty DECA™ με το Aquasil® Ultra LV ή το XLV Κανονικό ή ταχείας πήξης

Λόγω των εξαιρετικών ρεολογικών χαρακτηριστικών συστήνεται η επιλογή του Aquasil® Ultra XLV για την τεχνική της ζύμης. Επιπρόσθετα, απαιτείται μικρότερη ποσότητα παραδοσιακών ελαφριάς σύστασης υλικών για την επίτευξη ιδανικών αποτελεσμάτων. Εκτός από τα βασικά βήματα για την τεχνική της ζύμης λάβετε υπ' όψη τις ειδικές συστάσεις χειρισμού των αποτυπωτικών υλικών Aquasil® που αναφέρονται παρακάτω.

#### Αποτύπωση

1. Εξωθείστε το υλικό Aquasil Putty DECA™ απευθείας από τη συσκευή ανάμειξης στο δισκάριο αποτύπωσης. Η πρώτη έδραση του δισκαρίου αποτύπωσης πρέπει να γίνει όχι αργότερα από **1 και 1/2 λεπτά** (χρόνος εργασίας στους 23 °C) μετά την έξοδο του Aquasil Putty DECA™ στο δισκάριο. Κρατήστε το αποτύπωμα στη θέση του για ελάχιστο χρόνο 3 λεπτών.
2. Αφαιρέστε, καθαρίστε και προετοιμάστε την πρώτη αποτύπωση για τη δεύτερη λήψη.
3. Καθαρίστε την περιοχή που πρόκειται να ντυμπλαριστεί με την αεροσύριγγα. Απομακρύνετε την υγρασία φυσώντας με την αεροσύριγγα.
4. Εξωθείστε το λεπτόρρευτο υλικό με το σύστημα της σύριγγας πάνω και γύρω από τις οδοντικές παρασκευές. Πιέστε τη σκανδάλη του πιστολιού με μέτρια και ομοιόμορφη πίεση ώστε να αρχίσει η ανάμειξη του υλικού. Το υλικό θα πάψει να ρέει μόλις αφηθεί η σκανδάλη. Προτείνεται η διπλής φορές τοποθέτηση υλικού γύρω από την παρασκευή στο ουλικό όριο, διατηρώντας το ρύγχος εξώθησης μέσα στην ποσότητα του αποτυπωτικού υλικού. Δεν είναι απαραίτητο να φυσήξετε με την αεροσύριγγα το υλικό για να λεπτύνει σε πάχος. Το υδρόφιλο αποτυπωτικό υλικό Aquasil® Ultra LV και το XLV βελτιώνουν την εφαρμογή του υλικού στο δόντι οδηγώντας σε καλύτερη «διαβροχή».
5. Εξωθείστε επιπρόσθετη ποσότητα λεπτόρρευτου υλικού στην μασητική επιφάνεια των υπόλοιπων δοντιών και/ή στο πρώτο αποτύπωμα.
6. Τοποθετήστε το δισκάριο στο στόμα μέσα σε 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της εξώθησης του υλικού Aquasil® Ultra LV/XLV Κανονικής πήξης και 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα από την αρχή της εξώθησης του Aquasil® Ultra LV/XLV Ταχείας πήξης, αντίστοιχα.
7. Τα αποτυπωτικά υλικά Aquasil® πολυμερίζονται ταχύτερα στο στόμα από τον εργαστηριακό πάγκο. Κρατήστε το αποτύπωμα στη θέση του για 5 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης για το Aquasil® Ultra LV/XLV Κανονικής πήξης και 3 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης του Aquasil® Ultra LV/XLV Ταχείας πήξης. Πριν από την αφαίρεση βεβαιωθείτε ότι το αποτύπωμα είναι σκληρό, σταθερό και όχι κολλώδες.

Το αποτύπωμα πρέπει να φυλάγεται σε κανονικές συνθήκες δωματίου (μέγιστη 25 °C). Το χρησιμοποιημένο ρύγχος ανάμειξης πρέπει να μείνει στη θέση του μέχρι την επόμενη χρήση.

### 3.2 Τεχνική ταυτόχρονης διπλής μίξης: με κλειστό δισκάριο αποτύπωσης ή με την τεχνική αποτύπωσης διπλού τόξου.

**Τεχνική σημείωση:** όταν χρησιμοποιείτε συσκευή δυναμικής ανάμειξης, συστήνεται η συμβολή βοηθού ώστε να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη εξώθηση υλικού και η σωστή έδραση του δισκαρίου.

1. Επιλέξτε και/ή προετοιμάστε το κατάλληλο μεταλλικό δισκάριο, ένα σταθερό δισκάριο μίας χρήσης ή ένα ατομικό δισκάριο. Χρησιμοποιήστε σκληρά δισκάρια κατάλληλου μεγέθους που να προσφέρουν τουλάχιστον 2-3 mm πάχους αποτυπωτικού υλικού.

2. Επαλείψτε το δισκάριο με λεπτό στρώμα συγκολλητικού παράγοντα σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης του κατασκευαστή. Ο συγκολλητικός παράγοντας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με διάτρητα δισκάρια.
3. Αν υπάρχουν υπολείμματα ακαθαρσιών ή αίματος, καθαρίζετε το πεδίο με την αεροσύριγγα.
4. Αφαιρέστε την υπερβολική ποσότητα νερού με την αναρρόφηση. Μην αφυδατώνετε το δόντι. Στεγνώστε και απομονώστε με τολύπια βάμβακος.

#### **Για ενέσιμο υλικό:**

5. Τοποθετήστε νέο ενδοστοματικό ρύγχος στην άκρη του ρύγχους ανάμειξης για άμεση ενδοστοματική εξώθηση υλικού από τη σύριγγα ή προετοιμάστε μία σύριγγα μονής χρήση του συστήματος digit® Targeted Delivery System. Η ταυτόχρονη εξώθηση υλικού στο δισκάριο και η σωστή έδραση του δισκαρίου στο στόμα απαιτεί τη συμβολή βοηθού.

#### **Για υλικό δισκαρίου:**

- 6α. Εξωθείστε άμεσα το υλικό Aquasil Putty DECA™ (ο βοηθός) από τη συσκευή δυναμικής ανάμειξης στο δισκάριο αποτύπωσης. Μην τοποθετείτε το υλικό σε στρώματα ή σειρές. Η τεχνική αυτή βεβαιώνει την ενσωμάτωση της ελάχιστης δυνατής ποσότητας αέρα.
- 6β. Αφαιρέστε τα τολύπια βάμβακος. Προτείνεται η ταυτόχρονη πλήρης τοποθέτηση υλικού από τη σύριγγα (οδοντίατρος) γύρω από τα όρια της παρασκευής ή του εμφυτευματικού κολοβώματος διατηρώντας το ενδοστοματικό ρύγχος μέσα στην ποσότητα του αποτυπωτικού υλικού. Εξωθείστε το υλικό της σύριγγας σε κάθε ανατομικό σημείο και συνεχίστε την εξώθηση υλικού γύρω από την παρασκευή (ές), εμφυτευματικά κολοβώματα μέχρι οι παρασκευές/κολοβώματα να καλυφθούν πλήρως από το αποτυπωτικό υλικό. Μην φυσάτε με την αεροσύριγγα. Οι υδρόφιλες ιδιότητες του αποτυπωτικού υλικού Aquasil® Ultra βελτιώνουν την εφαρμογή του υλικού στο δόντι οδηγώντας σε καλύτερη «διαβροχή».
7. Τοποθετήστε το δισκάριο μέσα σε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα από την πρώτη είσοδο του Aquasil® Ultra LV/XLV Κανονικής Πήξης ενδοστοματικά και 35 δευτερόλεπτα από την πρώτη είσοδο του Aquasil® Ultra LV/XLV Ταχείας πήξης. Διατηρήστε το αποτύπωμα στη θέση του μέχρι να πολυμεριστεί πλήρως. (**Σημείωση:** Το υλικό πήζει γρηγορότερα μέσα στο στόμα παρά στον εργαστηριακό πάγκο.) Πριν από την αφαίρεση, ελέγξτε το αποτύπωμα στο στόμα (όχι στον πάγκο) ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι σκληρό και σταθερό και δεν κολλάει. Ο Ελάχιστος Χρόνος Αφαίρεσης του δισκαρίου είναι 5 λεπτά από την αρχή της ανάμειξης όταν χρησιμοποιείτε το υλικό Aquasil® Ultra LV/XLV Κανονικής πήξης, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από την έναρξη της ανάμειξης όταν χρησιμοποιείτε το Aquasil® Ultra LV/XLV Ταχείας Πήξης. Υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν το χρόνο εργασίας ενώ χαμηλότερες τον αυξάνουν.
8. Αφαιρέστε το αποτύπωμα τραβώντας αργά ώστε να σπάσει ο δεσμός με τις επιφάνειες αποτύπωσης και στη συνέχεια τραβήξτε το εκτός στόματος κατά τον επιμήκη άξονα των δοντιών. Ξεπλύνετε το αποτύπωμα κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό και φυσήξτε με την αεροσύριγγα.

## **4 Υγιεινή**

### **4.1 Καθαρισμός**

Οι κύλινδροι μπορεί να καθαριστούν βουρτσίζοντάς τους με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα υπολείμματα υλικού μπορεί να καθαριστούν με γάζα εμποτισμένη σε οινόπνευμα.

## 4.2 Απολύμανση

Κύλινδροι και χρησιμοποιημένα ρύγχη που μένουν στη θέση τους για φύλαξη πρέπει να απολυμανθούν με νοσοκομειακού επιπέδου αντιφυματικό απολυμαντικό σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε εμποτισμένα πανιά και όχι σπρέι.

**Σημείωση:** Σκουπίστε τον κύλινδρο ΕΥΓΕΝΙΚΑ, το επισταμένο σκούπισμα μπορεί να καταστρέψει την ετικέτα. Κάποιοι φαινολικοί παράγοντες και ιωδοφόρα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν επιφανειακή χρώση. Παράγοντες που περιέχουν οργανικούς διαλύτες, όπως αλκοόλη μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό πιστόλι εξώθησης και το έμβολο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για ιδανικά αποτελέσματα.

**Τεχνική σημείωση:** Απολυμέριστο αποτυπωτικό υλικό Aquasil μπορεί να αφαιρεθεί από τα ρούχα με διαλύτη στεγνού καθαρίσματος.

Καθαρίστε και απολυμάνετε τη συσκευή Δυναμικής ανάμειξης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

## 4.3 Απολύμανση του αποτυπώματος

Το αποτύπωμα πρέπει να απολυμανθεί με νοσοκομειακού επιπέδου αντιφυματικό απολυμαντικό σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ιωδοφόρμιο, υποχλωριώδες νάτριο (5,25%), διοξείδιο της χλωρίνης και διπλής ενεργοποίησης ή τεταρτοταγείς αμμωνίες είναι αποδεκτά απολυμαντικά. Για ιδανική απολύμανση πολυβινυλσιλοξανών χρησιμοποιήστε σπρέι απολυμαντικού ή εμβυθίστε τες σε κάποιο νοσοκομειακού επιπέδου απολυμαντικό εκτός από ουδέτερη γλουτεραλδεύδη για χρόνο που προτείνει ο κατασκευαστής. Προτιμώνται τα υδατοδιαλυτά απολυμαντικά διαλύματα.

## 4.4 Χύτευση και Ηλεκτροφόρηση

Το αποτύπωμα πρέπει να αφαιρεθεί από το αντισηπτικό διάλυμα, να ξεπλυθεί με νερό και να μείνει στον αέρα να στεγνώσει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό που παραμένει στο αντισηπτικό διάλυμα πριν από την έγχυση της γύψου. Το γύψινο εκμαγείο μπορεί να ριχτεί σε 30 λεπτά από την αφαίρεση του αποτυπώματος από το στόμα και μέχρι και δεκατέσσερις ημέρες μετά.

Τα αποτυπώματα μπορεί να επιχαλωθούν ή επαργυρωθούν.

Μην φυλάτε το αποτύπωμα υπό άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Αν το αποτύπωμα πρέπει να μεταφερθεί χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευασία για αποφυγή στρέβλωσης. Το υλικό είναι συμβατό με μία ποικιλία γύψων.

## 5 Αριθμός παραγωγής ( ) και ημερομηνία λήξης ( )

- Μην χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την ημερομηνία λήξης.  
Το υλικό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το ISO: "XXXX-MM" ή "XXXX-MM-HH".
- Οι ακόλουθοι αριθμοί πρέπει να αναφέρονται σε κάθε περίπτωση επικοινωνίας με την εταιρεία σχετικά με το προϊόν αυτό:
  - Αριθμός παραγγελίας
  - Αριθμός παραγωγής
  - Ημερομηνία λήξης

# Aquasil Putty DECA™

## Vinylpolysiloksan Avtrykksmateriale for Dynamisk Blanding

NB: Kun til dental bruk.

Innehold	Side
<b>1 Produktbeskrivelse</b> .....	<b>78</b>
<b>2 Generell sikkerhetsinstruks</b> .....	<b>79</b>
<b>3 Trinn-for-trinn instruksjon</b> .....	<b>81</b>
<b>4 Hygiene</b> .....	<b>83</b>
<b>5 Partinummer og utløpsdato</b> .....	<b>84</b>

### 1 Produktbeskrivelse

Aquasil Putty DECA™ er et **hydrofilt addisjonssilikon avtrykksmateriale**. Blandingsforholdet er 5 deler basepasta til 1 del katalysatorpasta.

Aquasil Putty DECA™ beholdere kan anvendes med egnede blandemaskiner.

Aquasil Putty DECA™ har **hydrofile egenskaper** og er kompatibel med de hydrofile Aquasil® Ultra sprøytematerialer og fuktige overflater. Materialet gjengir derfor presist subgingivale områder og andre fuktige overflater.

Aquasil Putty DECA™ oppfyller kravene i **ISO 4823 (2000)**, **type 0** (putty konsistens).

#### 1.1 Leveringsformer

Aquasil Putty DECA™ er tilgjengelig i 5:1 DECA™ systemet.

#### 1.2 Innehold

- Vinylsiloksan
- Hydrogensiloksan
- Silica
- Parafin

#### 1.3 Indikasjoner

- Aquasil Putty DECA™ er et fast skjemateriale velegnet til: Alle avtrykksteknikker ved avtrykk av tenner, implantater (lukket lapp) og slimhinne.
- Aquasil Putty DECA™ er et avtrykksmateriale med meget høy viskositet og idéelle mekaniske egenskaper som skjemateriale til putty/wash teknikk.
- Det kan også anvendes som skjemateriale til tofase (to viskositeter) ettrinns-teknikk til avtrykk av en kvadrant, dobbeltkjeavtrykk eller helkjeveavtrykk sammen med Aquasil® Ultra LV eller XLV avtrykksmaterialer.

Klassifisering ISO 4823	Aquasil Putty DECA™: Type 0: Putty konsistens
<b>Total arbeidstid (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Anbefalt tid i munn</b>	<b>3'00"</b>
Polymerisasjonskrymping etter 24 timer	0.05-0.3%
Elastisk tilheling	≥ 98.8%
Kompresjon etter belastning	2.3-3.3%
Blandingsforhold etter volum (DECA™ systemet)	5 deler base mot 1 del katalysator

Data fås ved forespørsel.

#### 1.4 Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

## 2 Generell sikkerhetsinstruks

Vær oppmerksom på de følgende generelle sikkerhetsinstrukser og de spesielle sikkerhetsinstrukser i andre kapitler i bruksanvisningen.

### 2.1 Advarsler

1. Unngå langvarig eller gjentatt kontakt av Aquasil Putty DECA™ med hud eller øyne. Det kan resultere i irritasjon samt mulig skade på hornhinnen. Utslett, irritasjon av slimhinnen eller andre allergiske reaksjoner kan forekomme hos mottakelige individer. Må ikke svelges.  
Kontakt med øynene eller huden: Skyll øynene med rikelige mengder vann i minst 15 min. og oppsøk lege. Skyll huden under rennende vann i minst 15 min., og bruk deretter såpe og vann på kontaktstedet. Skyll de orale vev med rikelige mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjonen ikke forsvinner.  
Må ikke svelges. Ved svelging: Drikk rikelige mengder vann. Dette materiale er ikke farlig ved inntakelse av små mengder. Større mengder kan forårsake tarmslyng. Oppsøk lege hvis det oppstår fordøyelsesproblemer.
2. Aquasil Putty DECA™ avtrykksmateriale må ikke anvendes til provisorisk føring. Bruk av materialet til dette formål kan medføre irritasjon av slimhinnen. Hvis det oppstår symptomer skal bruken av produktet avbrytes øyeblikkelig. Oppsøk lege hvis irritasjonen ikke forsvinner.

### 2.2 Forholdsregler

1. Dette produkt må kun anvendes som beskrevet i bruksanvisningen. Brukeren er ansvarlig for alle anvendelser som ikke er i overensstemmelse med bruksanvisningen.
2. Aquasil Putty DECA™ må ikke blandes med eller anvendes sammen med addisjonssilikoner fra andre produsenter. Aquasil Putty DECA™ må ikke blandes med eller anvendes sammen med polyeter-, polysulfid- eller konvensjonelle silikonmaterialer (K-silikoner).
3. Det finnes utilstrekkelige data til å kunne anbefale bruk av Aquasil Putty DECA™ til avtrykk av eksponert bein. Aquasil Putty DECA™ bør kun anvendes på eller omkring intakt slimhinne.



4. La Aquasil Putty DECA™ materialet oppnå romtemperatur innen anvendelse. Høyere temperaturer vil forkorte arbeids- og herdingstidene på benken (lavere tider), og lavere temperaturer vil forlenge dem (høyere tider). Den kliniske, intraorale herdetiden (fjernelse fra munnen) er upåvirket innenfor det aksepterte temperaturområdet for oppbevaring og start av blanding.
5. For å oppnå optimale fysiske egenskaper bør blandingen være fullstendig homogen (uten striper).
6. Unngå å kontaminere retraksjonstråden med latexhansker eller "svovelholdige" polymerhansker. Håndtér tråden ved hjelp av en pinsett. Unngå å berøre de preparerte tenner med hansker.
7. Bruk av visse håndsåper og kremer kan ha innvirkning på herdingsreaksjonen. Kontaminering kan akkumuleres på overflaten av huden og kan være vanskelig å vaske av. Bruk av latexfrie hansker under blandingen vil eliminere dette problemet.
8. Hvis preparasjonen er behandlet med hydrogenperoksid, skyl med rikelige mengder vann innen avrykkstaking.
9. Aquasil Putty DECA™ materialet skal anvendes i en passende avtrykksskje, som er forbehandlet med et skjeadhesiv (**se Trinn-for-trinn instruksjon**). Det henvises til bruksanvisningen for skjeadhesivet mht. informasjon om kompatibilitet.
10. Materialet skal være lett å presse ut. IKKE BRUK OVERDREVET KRAFT. Et for kraftig trykk kan medføre at materialet presses ut veldig plutselig, eller at beholderen revner.

## 2.3 Oppbevaring

Aquasil Putty DECA™ skal oppbevares ved temperaturer mellom 10-25 °C. La materialet oppnå romtemperatur innen bruk. Arbeidstiden påvirkes av temperaturen (**se Forholdsregler, Trinn-for-trinn instruksjon**). Beskyttes mot fuktighet. Må ikke utsettes for frost. Må ikke anvendes etter utløpsdatoen.

## 2.4 Bivirkninger

1. Langvarig kontakt med skjeadhesivet eller avtrykksmaterialet og øynene kan resultere i skade på hornhinnen (**se Advarsler**).
2. Allergisk kontaktdermatitt, irritasjon av den orale slimhinnen samt andre allergiske reaksjoner kan oppstå hos mottakelige individer (**se Advarsler og Forholdsregler**).
3. Hudirritasjon kan oppstå etter direkte påvirkning av stoffene og etter oppløsning av hudens fettlag etter langvarig påvirkning av stoffene (**se Advarsler og Forholdsregler**).
4. Svelging av blandede avtrykksmaterialer kan medføre tarmslyng og annen form for fordøyelsesbesvær (**se Advarsler**).

### 3 Trinn-for-trinn instruksjon

#### Aquasil Putty DECA™ monteringsanvisning

Beholderen passer i Duomix<sup>1</sup> og Pentamix 2<sup>1</sup> blandemaskiner. Pakk forsiktig opp beholderen fra esken.

**Merk:** Beholderene er tunge, og hvis de faller i bakken kan det føre til at de blir ubrukelige.

**DECA™ Montering av beholder:** Se også de forskjellige blandemaskinenes bruksanvisning.

1. Hold beholderen i et fast grep med åpningen vendende oppover.
2. Ta tak i fliken på hetten og bøy den 90° oppover. Ikke bruk for kraftig press.
3. Ta tak i fliken med tommel- og pekefinger, og fjern beskyttelsehetten fra beholderen. Det vil merkes noe motstand.

**Merk:** Mist ikke beholderen i gulvet. Beholderen kan bli skadet og dermed ubrukelig.

4. Anbring beholderen i blandemaskinen i henhold til produsentens anvisninger.
5. Følg bruksanvisningen fra produsenten av blandemaskinen mht. dispensering. Trykk på startknappen. La litt materiale flyte ut fra begge åpninger. (Dette skal gjøres før hvert bruk.) Tørk materialet av åpningene med en loddrett bevegelse for å unngå krysskontaminering av materialet i åpningene.

**Merk:** Kast de første 3 cm av avtrykksmaterialet når en ny beholder tas i bruk.

6. Sett den medfølgende blandingsspissen på beholderen (**Merk:** Anvend ikke blandingsspisser fra andre produsenter – de vil ikke passe presist, og kan medføre at materialet lekker fra åpningene.)
7. Hvis blandingsspissen er vanskelig å sette på, kontrolleres det at den indre spiralen i blandingsspissen er rett ut for stampelet i den dynamiske blandemaskinen.
8. Når blandingsspissen er korrekt montert, plasseres låseringen over blandingsspissen. Drei den mot høyre (1/4 omgang), inntil ringen er fastlåst.
9. Kontrollér at den sekskantede drivakselen tar tak når maskinen starter. Spiralen i blandingsspissen skal rotere.
10. Dispensér den blandede basen og katalysatoren i en egnet avtrykkskje.
11. Straks etter dispensering skal stampelet i maskinen dreies tilbake for å unngåfortsatt press på materialet.
12. Etter desinfeksjon etterlates den brukte blandingsspissen på beholderen som forsegling, inntil neste gangs bruk. Den brukte blandingsspissen fjernes ved å dreie bajonettringen mot uret og trekke den av.

#### Forberedelse av sprøyte-/washmaterialet

Hvis man bruker en tofasetteknikk, velges et passende Aquasil® Ultra sprøytemateriale (wash) i beholderen, eller digit® doseringssystem i engangsdose (fås separat). Anvend disse materialer i henhold til bruksanvisningene.

#### Avtrykksteknikker

##### 3.1 Putty/wash teknikk

**Aquasil Putty DECA™ sammen med Aquasil® Ultra LV eller XLV Regular eller Fast Set**  
På grunn av de fremragende flyteegenskapene anbefales det å bruke Aquasil® Ultra XLV som "light body" materiale til putty/wash teknikken. Dessuten skal det, for å oppnå et optimalt resultat, anvendes en mindre mengde materiale sammenliknet med tradisjonelle "light body" materialer.

Vær oppmerksom på nedenforstående særlige anbefalinger for håndtering av Aquasil® avtrykksmaterialer ut over de generelle steg til putty/wash teknikken.

<sup>1</sup> Ikke registrerte varemerker som tilhører Dentsply Sirona, Inc.

## Avtrykkstaking

1. Dispensér Aquasil Putty DECA™ direkte i avtrykksskjeen fra den dynamiske blandemaskinen. Til det primære avtrykket skal skjeen anbringes i munnen senest **1 ½ min.** (arbeidstid ved 23 °C) etter at Aquasil Putty DECA™ er applisert i skjeen. Hold avtrykket på plass i munnen i minimum 3 minutter.
2. Fjern avtrykket, skyll det og gjør det klart til det sekundære avtrykket.
3. Skyll avtrykksområdet med vannspray. Fjern overskudd av vann.
4. Sprøyt "light body" materialet fra magasinet på og rundt preparasjonene. Trykk på sprøytepipetten med et jevnt trykk, så materialet begynner å blande. Materialet vil slutte å flyte når håndtaket slippes. Det anbefales å sprøyte rundt preparasjonens gingivale avgrensning to ganger, mens sprøytespissen holdes i avtrykksmaterialet. Det er ikke nødvendig å blåse materialet tynt med luft. Aquasil® Ultra LV og XLV avtrykksmateriales hydrofile egenskaper sikrer tilpasningen til tannen og skaper bedre wetting.
5. Sprøyt ytterligere "light body" materiale på de resterende okklusalflater og/eller i det forberedte primæravtrykk.
6. Sett skjeen på plass i munnen innen 2 min. og 15 sek. etter start av applisering av Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 1 min. og 15 sek. etter start av applisering av Aquasil® Ultra XLV/LV Fast Set.
7. Aquasil® avtrykksmaterialer herder hurtigere i munnen enn på benken. Hold avtrykket på plass i munnen i minst 5 min. for Regular Set materialer og 3 min. for Fast Set materialer. Før avtrykket fjernes fra munnen kontrolleres det at det er fast, ettergivelig og ikke-klebende.

Avtrykket skal oppbevares ved normal romtemperatur (max. 25 °C). Brukte blandingspisser kan bli sittende på plass til neste avtrykk.

### 3.2 Ett-trinns tofaseteknikk: med en stiv skje eller dobbeltkjeveavtrykksteknikk.

**Teknisk tips:** Ved bruk av en dynamisk blandemaskin anbefales det sterkt å bruke en klinikkassistent for å sikre at skjeen fylles samtidig som sprøytematerialet appliseres.

1. Velg en egnet metallavtrykksskje, en stiv engangsskje eller fremstill en individuell skje. Stive skjeer skal ha en størrelse som gjør at de kan romme minimum 2-3 mm materiale.
2. Pensle et tynt lag skjeadhesiv på skjeen. Følg produsentens bruksanvisning. Adhesiv skal også brukes på perforerte skjeer.
3. Hvis det er debris eller blod skylles arbeidsområdet med vannspray.
4. Fjern eventuelt debris eller blod med spray fra treveissprøyten. Fjern overskudd av vann med suget. Tørk ikke ut tannen. Tørklegg arbeidsområdet og plassér Bomullsruller i området.

#### **Sprøytematerialet:**

5. Sett en intraoral spiss fast på enden av blandingspissen til direkte intraoral applisering fra magasinet, eller gjør et digit® doseringssystem klar til bruk. For å kunne applisere sprøytematerialet og fylle skjeen samtidig kreves hjelp fra en klinikkassistent.

#### **Skjematerialet:**

- 6a. Dispensér Aquasil Putty DECA™ materialet (klinikkassistenten) direkte i avtrykksskjeen fra den dynamiske blandemaskinen. Applisér ikke materialet i lag eller i striper. Denne teknikken sikrer minst mulig risiko for luftbobler i materialet.
- 6b. Fjern bomullsrullene. Det anbefales at tannlegen sprøyter avtrykksmaterialet kontinuerlig hele veien rundt preparasjonsgrensen og sørger for at den intraorale spissen holdes nede i avtrykksmaterialet. Sprøyt avtrykksmateriale inn i alle anatomiske detaljer, og fortsett med å sprøyte rundt preparasjonen, til den er helt dekket av avtrykksmateriale. Det må ikke blåses med luft. Aquasil® Ultra avtrykksmaterialets hydrofile egenskaper øker wettingen og forbedrer dermed adaptasjonen til tannen.

7. Sett inn den fylte skjeen innen 1 minutt og 10 sek. etter start av applisering av Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 35 sek. etter start av applisering av Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set. Hold avtrykket på plass inntil det er fullstendig herdet. (**Merk:** Materialet herder hurtigere i munnen enn på benken.) Kontrollér avtrykket i munnen (ikke på benken) for å sikre at det er fast, ettergivelig og ikke-klebende, før det tas ut. Minimum tid for fjernelse fra munnen er 5 min. fra start av blanding av Aquasil® Ultra LV/XLV Regular Set og 4 minutter 30 sekunder fra start av blanding av Aquasil® Ultra LV/XLV Fast Set.  
Høyere temperature vil forkorte og lavere vil forlenge arbeidstiden.
8. Løsne avtrykket langsomt for å bryte forseglingen og fjern det deretter med et rykk i tannens lengdeakse. Skyll avtrykket under kaldt vann og blås det tørt.

## 4 Hygiene

### 4.1 Rengjøring

Beholderen kan rengjøres ved å skrubbe med såpe/vaskemiddel og varmt vann. Overskuddsmateriale kan rengjøres med bomull fuktet med alkohol.

### 4.2 Desinfisering

Beholdere og brukte blandingsspisser som blir sittende på beholderen til oppbevaring, skal desinfiseres med et sykehusgodkjent tuberculocid desinfeksjonsmiddel i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer. Bruk impregnerte servietter, ikke spray.

**Merk:** Tørk beholderen FORSIKTIG. Kraftig avtøring kan ødelegge etiketten.

Visse fenolbaserte midler og iodoforbaserte produkter kan forårsake overflateflekker. Midler som inneholder organiske oppløsningsmidler, som sprit, kan løse opp sprøyte-pistolen og stempelet. Følg bruksanvisningene fra fabrikanten av desinfeksjonsmiddelet for å oppnå best resultater.

**Teknisk tips:** Uherdet Aquasil® Ultra avtrykksmateriale kan fjernes fra tøy med et rensemiddel.

Rengjør og desinfisér den dynamiske blandemaskinen i henhold til produsentens anvisninger.

### 4.3 Desinfisering av avtrykksmaterialet

Avtrykket skal desinfiseres med et sykehusgodkjent tuberculocid desinfeksjonsmiddel i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer. Iodofore midler, natriumhypokloritt (5,25%), klordioksid, og tokomponente eller synergistiske kvartære ammoniumforbindelser er godkjente desinfeksjonsmidler. Addisjonssilikoner desinfiseres ved å bli gjennomfuktet av spray eller ved å legge avtrykket i et av de sykehusgodkjente desinfeksjonsmidlene, unntatt nøytral glutaraldehyd, i det tidsrom som fabrikanten anbefaler for å oppnå optimale resultater. Vannbaserte desinfeksjonsmidler foretrekkes.

### 4.4 Modell og galvanisering

Avtrykket skal fjernes fra desinfeksjonsmiddelet, skylles med vann og lufttørke i minst like lang tid som det ble utsatt for desinfeksjonsmiddelet før det slås opp. Avtrykket kan slås opp 30 minutter etter det er fjernet fra munnen og i opp til 14 dager etter. Avtrykket kan galvaniseres med enten sølv eller kobber.

Materialet er kompatibelt med en lang rekke støpematerialer.

Oppbevar ikke avtrykket i direkte sollys. Hvis avtrykket skal sendes, skal det pakkes forsvarlig inn, så det ikke utsettes for drag.

## 5 Partnummer ( ) og utløpsdato ( )

1. Ikke bruk etter utløpsdato.  
ISO standard brukes: "ÅÅÅÅ-MM" eller "ÅÅÅÅ-MM-DD".
2. Følgende nummer skal oppgis ved all korrespondanse:
  - Rebestillingsnummer
  - Partnummer
  - Utløpsdato

© Dentsply France 2008-06-26

# Aquasil Putty DECA™

Vinilo polisiloksano medžiaga dinaminiam maišymui

PERSPĖJIMAS: skirta tik odontologijai.

Turinys	Puslapis
1 Gaminio aprašas.....	85
2 Saugos pastabos.....	86
3 Nuoseklios instrukcijos .....	88
4 Higiena.....	90
5 Partijos numeris ir galiojimo laikas .....	91

## 1 Gaminio aprašas

Aquasil Putty DECA™ yra **hidrofilinė bazinė atspaudų medžiaga**, sudaryta iš per jungimosi reakciją kietėjančių vinilo silikonų. Maišymo santykis yra 5 tūrio vienetai bazinės pastos ir 1 tūrio vienetas katalizatoriaus pastos.

Aquasil Putty DECA™ kasetes galima naudoti su tinkamais maišymo aparatais.

Aquasil Putty DECA™ yra **hidrofilinė** ir suderinama su hidrofilinėmis švirkštuose tiekiamose Aquasil® Ultra medžiagomis ir drėgnais paviršiais. Taigi tiksliai pakartojamos podanteninės sritys ir kiti drėgni paviršiai.

Aquasil Putty DECA™ atitinka **ISO 4823** (2000) reikalavimus, **0 tipas** (labai kietos konsistencijos).

### 1.1 Gaminio formos

Aquasil Putty DECA™ tiekama 5:1 DECA™ būdu.

### 1.2 Sudėtis

- Vinilo siloksanas,
- vandenilio siloksanas,
- silicio dioksidas,
- parafinas.

### 1.3 Indikacijos

- Aquasil Putty DECA™ yra tvirta šaukštuose naudojama medžiaga, tinkama visų dantų, implantų (uždaro šaukšto) ar audinių atspaudų technikoms.
- Aquasil Putty DECA™ yra labai didelio viskoziškumo atspaudų medžiaga, dėl savo savybių tai puiki medžiaga bazinės ir korekcinės masės technikai.
- Ją taip pat galima naudoti kaip bazinę medžiagą dviejų fazių vieno etapo kvadranto lanko, dvigubo lanko ar viso lanko atspaudų technikoms (dvigubo maišymo technika) naudojant Aquasil® Ultra LV arba XLV atspaudų medžiagas.

ISO 4823 klasifikacija	Aquasil Putty DECA™: 0 tipas: labai kieta konsistencija
<b>Bendrasis darbo laikas (23 °C)</b>	<b>1'30"</b>
<b>Rekomenduojamas laikas burnoje</b>	<b>3'00"</b>
Polimerizacinis susitraukimas po 24 val	0,05-0,3%
Elastinis atsikūrimas	≥ 98,8%
Spaudimo įtampa	2,3-3,3%
Maišymo santykis pagal tūrį (DECA™ būdu)	5 dalys bazės ir 1 dalis katalizatoriaus

Duomenys pateikiami pareikalavus.

#### 1.4 Kontraindikacijos

Žinomų kontraindikacijų nėra.

## 2 Saugos pastabos

Turėkite omenyje toliau pateiktas bendrąsias saugos pastabas ir kituose šių naudojimo instrukcijų skyriuose pateiktas specialiąsias saugos pastabas.

### 2.1 Įspėjimai

1. Venkite ilgai ar pakartotinai laikyti Aquasil Putty DECA™ ant odos ir akių. Galima sudirginti arba sužaloti rageną. Jautriems asmenims gali išberti odą, sudirginti odos gleivinę arba įvykti kitų alerginių reakcijų. Nenurykite. Kontaktas su akimis ir oda: plaukite akis tekančiu vandeniu 15 minučių ir kreipkitės į gydytoją. Plaukite odą tekančiu vandeniu 15 minučių, tada plaukite odą vandeniu ir muilu. Gausiai plaukite burnos audinius vandeniu. Jei bėrimas išlieka, kreipkitės į gydytoją. Prarijimas: nenurykite. Jei netyčia nuryjama, gerkite daug vandens. Prarijus nedaug, ši medžiaga nepavojinga. Dėl didesnio kiekio gali užkietėti viduriai. Jei sutrinka virškinimas, kreipkitės į gydytoją.
2. Nenaudokite Aquasil Putty DECA™ kaip laikinosios perbazavimo medžiagos. Taip naudojant medžiagą galima sudirginti burnos gleivinę. Jei atsiranda simptomų, iškart nebenaudokite. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

### 2.2 Atsargumo priemonės

1. Šis gaminytis skirtas naudoti tik pagal šias naudojimo instrukcijas. Naudoti šį gaminį ne pagal šias naudojimo instrukcijas savo nuožiūra yra odontologo atsakomybė.
2. Aquasil Putty DECA™ negalima maišyti arba naudoti kartu su kitų gamintojų vinilo polisiloksanais. Aquasil Putty DECA™ negalima maišyti arba naudoti kartu su polieteriais, polisulfidais ar įprastais (kondensacinio kietėjimo) silikonais.
3. Nėra duomenų, kad būtų galima naudoti Aquasil Putty DECA™ atviro kaulo atspaudams. Aquasil Putty DECA™ galima naudoti tik ant sveikos gleivinės ar aplink ją.
4. Prieš naudodami leiskite Aquasil Putty DECA™ sušilti iki kambario temperatūros. Didesnė temperatūra sutrumpina darbo laiką ir laboratorinį kietėjimo laiką (greičiau), mažesnė temperatūra juos ilgina (lėčiau). Klinikiniu požiūriu, leidžiamos laikymo ir pradinio maišymo temperatūros kietėjimo burnoje laiko (išėmimo iš burnos laikas) neveikia.
5. Kad fizinės savybės būtų optimalios, reikia maišyti iki vientisos masės (be dryžių).
6. Neužterškite retrakcijos siūlų latekso ar polimerinėmis pirštinėmis su siera. Siūlus suimkite pincetais. Nelieskite nušlifluoto danties pirštinėmis.

7. Tam tikri rankų muilai ir losjonai gali trikdyti kietėjimo reakciją. Teršalai gali kauptis ant odos paviršiaus ir sunkiai nusiplauti. To galima išvengti maišant ne latekso pirštinėmis.
8. Jei paruoštas dantis apdorotas vandenilio peroksidu, prieš imdami atspaudą gausiai plaukite vandeniu.
9. Aquasil Putty DECA™ reikia naudoti kartu su tinkamais atspaudų šaukštais, apdorotais tinkamu šaukštų rišikliu (**žr. Nuoseklios instrukcijos**). Suderinamumą žr. šaukšto rišklio gamintojo naudojimo instrukcijose.
10. Medžiaga turi išsispausti lengvai. NENAUDOKITE DIDELĖS JĖGOS. Stipriai spaudžiant medžiaga gali netikėtai išsispausti arba gali trūkti cilindras.

### 2.3 Laikymo sąlygos

Aquasil Putty DECA™ laikykite temperatūroje tarp 10 °C ir 25 °C. Prieš naudodami leiskite medžiagai sušilti iki kambario temperatūros. Temperatūra veikia darbo laiką (**žr. Atsargumo priemonės, Nuoseklios instrukcijos**). Saugokite nuo drėgmės. Neužšaldykite. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.

### 2.4 Nepageidaujamos reakcijos

1. Atspaudų medžiagai ilgai būnant akyse, gali būti sužalota ragena (**žr. Įspėjimai**).
2. Jautriems asmenims gali kilti alerginis kontaktinis dermatitas, būti sudirginta odos gleivinė arba įvykti kitų alerginių reakcijų (**žr. Įspėjimai ir atsargumo priemonės**).
3. Dėl tiesioginio kontakto gali būti sudirginta oda, o dėl ilgalaikio kontakto oda gali išsausėti (**žr. Įspėjimai ir atsargumo priemonės**).
4. Prarijus sumaišytą atspaudų medžiagą, gali užkietėti viduriai ar kilti kitų virškinimo problemų (**žr. Įspėjimai**).



### 3 Nuoseklios instrukcijos

#### **Aquasil Putty DECA™ įdėjimo instrukcijos**

Cilindras tinka Duomix<sup>1</sup> ir Pentamix 2<sup>1</sup> dinaminėms maišyklėms. Atsargiai išimkite cilindrus iš pakuotės.

**Pastaba:** neišmeskite cilindro. Cilindras gali sulūžti ir nebetikti naudoti.

**DECA™ cilindro įdėjimas:** taip pat žr. atskirų dinaminų maišyklių gamintojų instrukcijas.

1. Stipriai laikykite visą cilindrą nukreipę antgalį aukštyn.
2. Suimkite antgalio kamštelio ąselę ir palenkite aukštyn 90°. ąselės be reikalo nelenkite.
3. Laikydami cilindrą tvirtai suimkite ąselę nykščiu ir rodomuoju pirštu ir nuimkite cilindro kamštelį. Kamštelis nusiims nelengvai.  
**Pastaba:** neišmeskite cilindro. Cilindras gali sulūžti ir nebetikti naudoti.
4. Įdėkite cilindrą į dinaminę maišyklę pagal gamintojo instrukcijas.
5. Laikydami aparato gamintojo instrukcijų kaip pilti, paspauskite valdymo mygtuką. Išspauskite medžiagos per abi kasetės angas. (Tai reikia daryti kaskart prieš naudojant.) Nuvalykite išspausimą medžiagą vertikaliai, kad neužterštumėte angų.  
**Pastaba:** išmeskite pirmuosius 3 cm naujos kasetės atspaudų medžiagos.
6. Uždėkite ant angų tiekiamą maišymo antgalį pagal aparato gamintojo instrukciją. (Pastaba: nenaudokite kitų gamintojų maišymo antgalių-jie tiksliai neužsidės ir medžiaga gali nutekėti per angas.)
7. Jei maišymo antgalis lengvai neužsideda, įsitikinkite, kad vidinis centrinis dinaminio maišymo antgalio šešiakampis tinkamai sulygiuotas su dinaminės maišyklės pavaros ašimi.
8. Tinkamai uždėję maišymo antgalį, ant jo uždėkite geltoną angos užblokavimo žiedą ir pasukite į dešinę (1/4 apsisukimo), kol žiedas užsifiksuos.
9. Patikrinkite, ar pradėdant įsijungia šešiakampė pavaros ašis. Paleidžiant turi sukintis maišymo antgalio spiralė.
10. Įšvirkškite sumaišytą bazę ir katalizatorių į tinkamą šaukštą.
11. Iškart įšvirkštę atitraukite aparato stūmoklius, kad neliktų slėgio ir iš antgalio nebūtų švirkščiamą medžiaga.
12. Dezinfekavę, palikite maišymo antgalį iki kito karto kaip kamštelį. Norėdami nuimti panaudotą maišymo antgalį, pasukite žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir jį nuimkite.

#### **Švirkšto / korekcinės masės paruošimas**

Dirbant dviejų fazių technika, galima pasirinkti ir paruošti tinkamą švirkščiamą (korekcinę) Aquasil® Ultra atspaudų medžiagą kasetėse arba digit® tikslinės vienkartinės dozės švirkštuose (tiekiami atskirai).

#### **Atspaudų technikos**

##### **3.1 Bazinės / korekcinės masės technika**

**Aquasil Putty DECA™ ir įprasto ar sparčiojo kietėjimo Aquasil® Ultra LV arba XLV** Dėl puikių takumo charakteristikų bazinės ir korekcinės masės technikai rekomenduojama naudoti Aquasil® Ultra XLV korekcinę masę. Be to, optimaliems rezultatams gauti naudojama mažiau medžiagos, palyginti su įprastomis korekcinėmis masėmis.

Be įprastų bazinės ir korekcinės masės technikos veiksmų, atsižvelkite į toliau pateiktas specialiąsias Aquasil® atspaudų medžiagų rekomendacijas.

<sup>1</sup> Ne „Dentsply Sirona Inc.“ registruotieji prekės ženklai.

## Atspaudu ėmimas

1. Įšvirškite Aquasil Putty DECA™ iš dinaminės maišyklės tiesiai į atspaudu šaukštą. Įmdami pirminį atspaudą, uždėkite šaukštą ne vėliau kaip po **1 ir 1/2 minutės** (darbo laikas 23 °C temperatūroje) nuo Aquasil Putty DECA™ įšvirškimo į šaukštą. Palikite šaukštą bent 3 minutes.
2. Nuimkite, išvalykite ir paruoškite pirminį atspaudą antriam atspaudui.
3. Nuvalykite imamo atspaudu sritį vandens ir oro srove. Pašalinkite užpurkštą vandenį.
4. Įšvirškite kasetės sistemos korekcinės masės ant paruoštų dantų ir aplink juos. Vidutine jėga tolygiai paspauskite pistoleto gaiduką, kad pradėtumėte maišyti medžiagą. Jei gaidukas atleidžiamas, medžiaga nebetekės. Rekomenduojama du kartus švirškinti korekcinės masės ties danteniniu preparacijos kraštu išlaikant švirškinto antgalį atspaudų medžiagoje. Medžiagos nereikia pūsti oro srove. Aquasil® Ultra LV ir XLV atspaudų medžiagų hidrofilinės savybės pagerina prisitaikymą prie danties, kad paviršius būtų geriau drėkinamas.
5. Papildomai įšvirškite korekcinės masės ant dantų okliuzinių paviršių ir (arba) į paruoštą pirminį atspaudą.
6. Uždėkite šaukštą per 2 minutes 15 sekundžių nuo įprasto kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV maišymo pradžios ir per 1 minutę 15 sekundžių nuo sparčiojo kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV maišymo pradžios.
7. Aquasil® atspaudų medžiagos burnoje kietėja greičiau, nei išorėje. Įprasto kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV atspaudą laikykite 5 minutes nuo maišymo pradžios, sparčiojo kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV – 3 minutes. Prieš išimdami įsitinkite, kad atspaudas, tvirtas, atsparus ir nelipnus.

Atspaudą reikia laikyti normaliomis kambario sąlygomis (maks. 25 °C). Panaudotą maišymo antgalį palikite iki kito karto.

### 3.2 Dviejų fazių vieno etapo technika: naudojant kietą šaukštą arba dvigubo lanko technika.

**Techninis patarimas:** naudojant dinaminę maišyklę labai rekomenduojama dirbti su asistentu, kad būtų galima vienu metu švirškinti burnoje ir pildyti šaukštą.

1. Pasirinkite ir (arba) paruoškite tinkamą metalinį šaukštą, tvirtą vienkartinį šaukštą arba individualų šaukštą. Naudokite tinkamo dydžio kietus šaukštus, kad tilptų 2 - 3 mm atspaudų medžiagos.
2. Užtepkite ploną sluoksnį šaukšto rišiklio laikydamiesi šaukšto rišiklio gamintojo naudojimo instrukcijų. Rišiklį reikia naudoti net perforuotiems šaukštams.
3. Jei yra likučių ar krauju, nuvalykite lauką oro ir vandens srove.
4. Išsiurbkite vandens perteklių. Neišdžiovinkite danties. Nusausinkite ir izoliuokite vatos tamponėliais.

#### Švirškčiama medžiaga:

5. Pritvirtinkite prie maišymo antgalio intraoralinį antgalį, kad kasete ar digit® tikslinės vienkartinės dozės švirškštu švirškstumėte tiesiai burnoje. Kartu su asistentu kartu švirškinkite korekcinę masę ir pildykite šaukštą.

#### Šaukšto medžiaga:

- 6a. Įšvirškite Aquasil Putty DECA™ medžiagą (asistentas) iš dinaminės maišyklės tiesiai į atspaudu šaukštą. Medžiagos nesluoksniuokite ir nešvirškinkite eilėmis. Taip patenka mažiausiai oro burbuliukų.
- 6b. Išimkite vatos tamponėlius. Rekomenduojama vienu metu švirškinti (odontologas) aplink paruoštą dantį / atramą laikant intraoralinį antgalį atspaudų medžiagoje. Įšvirškinkite medžiagos į esamas anatomines struktūras ir toliau švirškinkite aplink paruoštą (-us) dantį (-is) / atramą (-as), kol paruoštas (-i) dantis (-ys) / atrama (-os) bus visiškai padengta (-os) korekcinė mase. Nepūskite oro srove. Aquasil® Ultra atspaudų medžiagų hidrofilinės savybės pagerina prisitaikymą prie danties, kad paviršius būtų geriau drėkinamas.

- Uždėkite šaukštą per 1 minutę 10 sekundžių nuo įprasto kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV maišymo pradžios ir per 35 sekundes nuo sparčiojo kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV įsvirkštimo į burną. Stabiliai laikykite atspaudą, kol jis sukietės. (**Pastaba:** edžiaga burnoje kietėja greičiau, nei išorėje.) Prieš išimdami patikrinkite, ar atspaudas burnoje (ne išorėje) tvirtas, atsparus ir nelipnus. Trumpiausias išėmimo laikas yra 5 minutės nuo įprasto kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV ir 4 minutės 30 sekundžių nuo sparčiojo kietėjimo Aquasil® Ultra LV/XLV maišymo pradžios. Aukštesnėje temperatūroje darbo laikas trumpėja, žemesnėje – ilgėja.
- Išimkite atspaudą lėtai traukdami, kad dingtų sandarumas, tada numaukite palei išilginę danties ašį. Nuskalaukite atspaudą šaltu vandeniu ir nupūskite.

## 4 Higiena

### 4.1 Valymas

Cilindrus galima valyti trinant karštu vandeniu ir muilu ar valikliu. Medžiagos perteklių galima nuvalyti alkoholiu sudrėkinta marle.

### 4.2 Dezinfekavimas

Cilindrus ir paliktus antgalius reikia dezinfekuoti ligoninės lygio tuberkulocidiniu dezinfekantu pagal nacionalinius ir vietinius reglamentus. Naudokite sudrėkintas servetėles, ne purškalus.

**Pastaba:** cilindrą valykite ŠVELNIAI, smarkiai trindami galite sunaikinti etiketę. Naudojant tam tikras fenolio pagrindo medžiagas ir jodoforo pagrindo gaminius paviršius gali nusidažyti. Medžiagos su organiniais tirpikliais, pavyzdžiui, alkoholiu, gali tirpdyti plastikinį švirkštiklį ir stūmoklį. Siekiant optimalių rezultatų reikia laikytis dezinfekanto gamintojo instrukcijų.

**Techninis patarimas:** nesukietėjusią Aquasil® atspaudų medžiagą galima išvalyti iš drabužių cheminio valymo tirpikliu.

Nuvalykite ir dezinfekuokite dinaminį maišymo aparatą pagal aparato gamintojo instrukcijas.

### 4.3 Atspaudų medžiagos dezinfekavimas

Atspaudą reikia dezinfekuoti ligoninės lygio tuberkulocidiniu dezinfekantu pagal nacionalinius ir vietinius reglamentus. Patvirtinti jodoforų, natrio hipochlorito (5,25%), chloro dioksido ir dvigubų ar sinerginių ketvirtinių amonio junginių dezinfekantai. Norėdami dezinfekuoti polivinilsiloksano medžiagą, smarkiai apipurškite arba įmerkite atspaudą į bet kokią rekomenduojamą ligoninės lygio dezinfekantą, išskyrus neutralųjį gliutaraldehidą, tiek, kiek nurodo dezinfekavimo gamintojas optimaliam rezultatui pasiekti. Rekomenduojama naudoti vandens pagrindo dezinfekavimo tirpalus.

### 4.4 Atspaudų gamyba ir galvanizavimas

Prieš gaminant modelį, atspaudą reikia išimti iš dezinfekanto, nuskalauti vandeniu ir palikti išdžiūti bent tiek laiko, kiek atspaudas laikytas dezinfekavimo tirpale. Modelį galima gaminti praėjus nuo 30 minučių iki keturiolikos dienų nuo išėmimo iš burnos.

Atspaudus galima galvanizuoti sidabru arba variu.

Nelaikykite atspaudų tiesioginėje saulės šviesoje. Jei atspaudą reikia pervežti, tinkamai supakuokite, kad jis neišsikraipytų. Medžiaga suderinama su daugybe gipso rūšių.

## 5 Partijos numeris ( ) ir galiojimo laikas ( )

1. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.  
Naudojamas ISO standartas: „MMMM-mm“ arba „MMMM-mm-dd“.
2. Visoje korespondencijoje reikia nurodyti toliau pateiktus numerius:
  - Pakartotinio užsakymo numerį
  - Partijos numerį
  - Galiojimo laiką

© Dentsply France 2008-06-26



Manufactured by  
Dentsply France SAS  
Le Colbert  
7ter, rue de la Porte de Buc  
78000 Versailles



FRANCE  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)