

Contents: 250 Tips

FASTips®

DISPOSABLE AIR-WATER SYRINGE TIPS

Embouts jetables FASTips® de seringue air/eau
Puntas desechables FASTips® para jeringuilla de aire/agua
FASTips®-Spitzen für Einweg-Luft-/Wasserspritzen
FASTips® Puntali monouso per siringhe ad aria/acqua
Одноразовые насадки FASTips® для гидропневматических шприцов



- Fits all standard air-water syringes
 - No adjustments required when changing between metal tips and FASTips
 - One-piece extruded plastic construction
 - Separate air and water tubes eliminate cross-over
 - Fast and easy changes between patients
 - Smooth surfaces and rounded edges
 - No sharp metal parts
 - Packaged and sealed in a clean environment (Not sterile).
- For Dental Use only.
Produit réservé à l'odontostomatologie.
Solo para uso dental.
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.
A esclusivo uso odontoiatrico.
Только для использования в стоматологии.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / NO SPECIAL ADAPTER REQUIRED

1. On press-ring/quick-change syringes, press in outside ring and insert FASTips tip the same as you would a metal tip.
2. On nut style syringes, insert FASTips tip the same as you would a metal tip.
3. Before using syringe, make sure the FASTips tip is firmly seated in syringe. The tip is properly installed when no grooves or lines are visible beyond the syringe tip locking nut.



Please recycle bag



Single Use Only



Read Directions
for Use

DENSPLY
PROFESSIONAL



ReOrder Nos. Also Available — 12250301 250 Tips
12250501 1,000 Tips

Reorder: 12250301



+D003122503011T



+\$\$\$900250TZ

Made in U.S.A.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Sur les seringues à anneau pression/montage-démontage rapide, appuyez sur l'anneau extérieur et insérez l'embout FASTips comme s'il s'agissait d'un embout métallique.
2. Sur les seringues avec écrou, insérez l'embout FASTips comme s'il s'agissait d'un embout métallique.
3. Avant d'utiliser la seringue, assurez-vous que l'embout FASTips est bien installé sur la seringue. L'embout FASTips est correctement installé lorsqu'aucune ligne ou rainure n'est visible au-dessus de l'écrou de verrouillage de la seringue.

AUCUN ADAPTATEUR SPÉCIAL N'EST REQUIS. FASTips están envasadas y selladas en un ambiente limpio (no estéril).

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. En las jeringuillas de cambio rápido/anillo a presión, presione el anillo externo e introduzca la punta FASTips de la misma forma que haría con una punta de metal.
2. En las jeringuillas estilo tuerca, introduzca FASTips la punta de la misma forma que haría con una punta de metal.
3. Antes de utilizar la jeringuilla, asegúrese que la punta FASTips esté bien asentada en la jeringuilla. La punta FASTip está correctamente instalada cuando no hay surcos o líneas visibles más allá de la tuerca de seguridad de la punta de la jeringuilla.

NO SE NECESITA UN ADAPTADOR ESPECIAL. Les embouts FASTips sont emballés et scellés sous environnement propre (mais non stérile).

MONTAGEANWEISUNGEN:

1. Bei Druckring-/Schnellwechselspritzen den äußeren Ring eindrücken und die Spitze FASTips genauso wie eine Metallspitze einsetzen.
2. Bei Spritzen mit Gewinde die Spitze FASTips genauso wie eine Metallspitze einsetzen.
3. Vor Verwendung der Spritze darauf achten, dass die Spitze FASTips fest in der Spritze sitzt. Die Spitze FASTip ist richtig eingesetzt, wenn hinter der Sicherungsmutter der Spritzenspitze keine Rillen oder Linien zu sehen sind.

KEIN BESONDERER ADAPTER ERFORDERLICH. FASTips sind sauber verpackt und versiegelt (nicht steril).

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Sulle siringhe con anello ("press-ring/quick-change"), premere l'anello esterno e inserire un puntale FASTips esattamente come se fosse un puntale metallico.
2. Sulle siringhe con ghiera, inserire un puntale FASTips come se fosse un puntale metallico.
3. Prima di usare la siringa, verificare che il puntale FASTips sia inserito saldamente nella siringa. Il puntale FASTips è installato correttamente quando al di là del dado di blocco del puntale della siringa non sono visibili scanalature o linee.

NON OCCORRONO SPECIALI ADATTATORI. I puntali FASTips vengono forniti confezionati e sigillati in un ambiente pulito (non sterile).

Перевод на русский язык представляется по запросу.



Manufactured by:
DENTSPLY Professional
DENTSPLY International
1301 Smile Way
York, PA 17404



Imported and Distributed by:
DENTSPLY Canada
Woodbridge, Ontario L4L 4A3



DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
Germany

Form No. 120386 Rev.5 01/10